

フィンガーティップ・パルスオキシメーター パルティア



MD300C1

MD300C2

ストラップ・シリコンカバー(半透明)付

小児、成人向けパルスオキシメータです。
コンパクトなデザインで、医療機関、家庭、救急車等で
幅広くご使用いただけます。

フィンガーティップ・パルスオキシメータ

パルティア

MD300C1/MD300C2

Fingertip Pulse Oximeter



● 別売:シリコンカバー(全7種)



センシンメディカル株式会社


パルティア1 MD300C1

Fingertip Pulse Oximeter

価格(税抜) ¥29,000



- コンパクトで軽量
- 低電力消費で自動電源オフ
- 電池容量低下インジケータ



表面の電源スイッチを押すと下図のように表示される。もう一度押すと、SpO2値及び脈拍数表示位置に変更はないが、表示方向が180度回転する。もう一度押すと元の表示に戻る。

■対象者

成人、小児

■SpO2

測定範囲	70%～99%
	80%～99%: ±2%
測定精度	70%～79%: ±3%
	0%～69%: 規定せず

■心拍(脈拍)数

測定範囲	30～235拍/分
測定精度	±2拍/分または±2%

■アラーム

アラーム	電池容量低下インジケータ
------	--------------

■ディスプレイ

表示タイプ	LED
パラメータ	SpO2, 脈拍数, バーグラフ
モード	2通りのディスプレイモード

■環境要件

使用時温度	5℃～40℃
保管時温度	-10℃～40℃
使用時湿度	相対湿度15%～80%
	結露なきこと
保管時湿度	相対湿度10%～80%
	結露なきこと

■分類

保護タイプ	内部電源機器
安全性	IEC 基準60601-1-2

■寸法、重量

寸法	58×32×34mm
重量	50g(電池込)

■電池

タイプ	単四アルカリ電池2本
耐久期間	正常作動で約30時間

●認証番号: 220ALBZX00063000

●EANコード: 6942820472459

●クラス分類: 管理医療機器(II)

●当製品に関しては当社が薬事法上の製造販売責任を負っておりますので安心してご使用いただけます。

●メーカー保証期間: ご購入より1年間(本体のみ、一般的な使用状況下に限る)

●製品のお問い合わせは下記にお願いします。

製造販売業者


センシンメディカル株式会社
 SENSIN 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階
 TEL 03-5802-0560

製造業者


 Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd (中国)


パルティア2 MD300C2

Fingertip Pulse Oximeter

価格(税抜) ¥34,000



- コンパクトで軽量
- 低電力消費で自動電源オフ
- 電池容量低下インジケータ
- 6通りのディスプレイモード(電源をオンにした後、電源を1回押すたびに6通りのディスプレイモードに変わる)(国際特許出願中)
- 明るさ調節可能



■対象者

成人、小児

■SpO2

測定範囲	70%～99%
	80%～99%: ±2%
測定精度	70%～79%: ±3%
	0%～69%: 規定せず

■心拍(脈拍)数

測定範囲	30～235 拍/分
測定精度	±2拍/分または ±2%

■アラーム

電池残量	電池容量低下インジケータ
------	--------------

■ディスプレイ

タイプ	OLED
パラメータ	SpO2, 脈拍数, バーグラフ, SpO2 波形
モード	6通りのディスプレイ・モード
明るさ	10レベル調節可能

■環境要件

使用時温度	5～40℃
保管時温度	-10℃～40℃
使用時湿度	相対湿度15%～80%
	結露なきこと
保管時湿度	相対湿度10%～80%
	結露なきこと

■分類

保護タイプ	内部電源機器
安全性	IEC 基準60601-1-2

■寸法、重量

寸法	58×32×34mm
重量	50g(電池込)

■電池

タイプ	単四アルカリ電池2本
耐久期間	正常作動で約30時間

●認証番号: 220ALBZX00064000

●国際特許No: WO2008019548(A1)

●EANコード: 6942820472466

●クラス分類: 管理医療機器(II)

●メーカー保証期間: ご購入より1年間(本体のみ、一般的な使用状況下に限る)

販売代理店

注記: 記載されている内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。