

# オトナリケン

薬物療法室サイドワゴン



東京歯科大学市川総合病院 X センシンメディカル株式会社

※オトナリケン は東京歯科大学 副学長 市川総合病院 外科教授 松井 淳一先生監修のもと  
センシンメディカル株式会社が製品化致しました。

薬物療法室等で小回りが利き 使いやすく 荷物も置ける 電動チェア、ベッド用サイドワゴンです



天板、中段はメラミン化粧板  
10mm縁付で小物が滑り落ちません。  
触りもよくカラーも選べます



天板は小型薬剤トレーにぴったりの  
広さで、輸液開始や更新時にはス  
タッフの器材や物品を置けます



押手は使い易く安全なアーチ形状です  
印字も入れられ書体も選べます(別途料金)



中段はチェアに座った患者さんのオトナリの  
テーブルとして自由にスマホやペットボトル  
などが置けます




下段は手摺付ステンレス板で置いた荷物が  
落ちにくくなっております



下段は患者さんのバッグやコートなどを  
置くのに大変便利です



チェアに座った患者さんのオトナリで  
活躍する小型設計サイドワゴンです



ベッドサイドでも使い易く、スタッフが処  
置を行う際にも邪魔にならないサイズです



東京歯科大学市川総合病院 薬物療法室にて  
使用しております

## ◆薬物療法室サイドワゴン「オトナリクン」

### ◇主な使用シチュエーション◇

- 薬物療法室
- 化学療法室
- 透析室
- 回復室
- 皮膚の処置室
- 産婦人科

※電動チェアまたはベッドがあり  
狭いスペースでの使用に  
お困りの施設様に最適です。



### 【仕様】

棚:三段

天板 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)

中段 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)

下段 ステンレス三方手摺付

押手:アーチ型

キャスター:φ50 対角ストッパー付

寸法:W:457xD:290xH:850(外寸940)

重量:6.85kg

品番	価格
WAJ-TDCIGH	¥108,000

### 【オールステンレス仕様】

棚:三段

天板 ステンレス(20mm折上)

中段 ステンレス(20mm折上)

下段 ステンレス三方手摺付

押手:アーチ型

キャスター:φ50 対角ストッパー付

寸法:W:457xD:290xH:850(外寸940)

品番	価格
WAJ-TDCIGH-S	¥82,000