

ささえ™ フランジ固定板



SASAE™ for flange fixing

- 気管切開チューブのフランジが4点で固定出来ます。

Lプレート




Sプレート



- ◆「ささえ」は、気管切開チューブを抜きにくくするための固定具です。
- ◆チューブ逸脱・自己抜去・むせ込み・テープによる皮膚トラブルを防ぎ、安定した気管切開チューブの固定が期待できます。
(※使用時には気管切開チューブが閉塞していないことを確認して下さい)

■使用例



■型式

商品コード	JANコード(14)	商品名	商品構成
0029002700	04544753045605	SASAE S キット	プレートS1枚、面ファスナー4本、120cm固定ヒモ2本
0029002800	04544753045612	SASAE L キット	プレートL1枚、面ファスナー4本、120cm固定ヒモ2本
0029002900	04544753045629	SASAE S プレート	プレートS1枚
0029003500	04544753045124	SASAE S プレート ハードタイプ	プレートSハードタイプ1枚
0029003000	04544753045636	SASAE L プレート	プレートL1枚
0029003100	04544753045643	SASAE ベルトセット	面ファスナー12本、120cm固定ヒモ6本
0029003200	04544753045179	SASAE ファスナー	面ファスナー12本


[SASAEはラテックスフリーです]



Sプレート ハードタイプ



S/L キット



面ファスナー



固定ヒモ(120cm)

Amazon(アマゾン)からもSASAE(ささえ)がお求めいただけます。

Amazon SASAE

検索

MERA 泉工医科工業株式会社

Made in Japan

■東京都文京区本郷3-23-13 ■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●2021/2月/3000 ●不許複製 ●医療用雑品 ●クラスII ●F-1 ●A-99 ●BA-0456-1 www.mera.co.jp/