



【1槽式恒温槽設置型流し台】

- 洗浄室
- 内視鏡室など


スコープ等中空製品の浸漬洗浄に有効な恒温槽です。



恒温槽設置イメージ

単体で後置き型の為小さなスペースで設置可能です。
流し台一体型も可能です。

【流し台】



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：1槽式 / D:400xH:250mm

〔付属品〕

水栓金具：混合水栓金具
(スタンダード、ハンドシャワー式
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー
オートドレン

〔必要設備〕

給水：15A/バルブ止め
給湯：15A/バルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100Vアース付コンセント
(センサー水栓金具の場合のみ)

品番	外寸	A	B	C	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-F23-1	W:2,300xD:700xH:850+500mm	50	1200	1650	¥2,230,000	¥2,503,000

【恒温槽】



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

〔付属品〕

恒温器、排水ホース

品番	寸法	A	B	C	価格
ND-G-1	W:910xD:410xH:325mm 内寸W:850xD:350xH:185mm	30	850	30	¥782,000