

センシンメディカル ミクロフィラックス



■特長

●検査時間が短い

特殊フィルターの採用により採血から鏡検まで短時間に行えます。

●往診時でも検査が可能

μ-FILAXキットは軽くコンパクトで100倍の携帯顕微鏡と1～2の器具があればどこでも持ち運び検査ができます。

●取扱いが簡単

フィルターとフィルターホルダーは簡単に取扱いができるように設計されています。

●生きたままのミクロフィラリアが鏡検可能

フィルターが透明なので染色の必要がありません。

品 名	品番	入数	備考
μ-FILAXキット	7128	1セット	50回の検査ができます
フィルター(5μ)	7129	50枚	
μ-FILAX 溶液	7130	60mL	
E.D.T.A 溶液	7116	20mL	
フィルターホルダー	7101	1個	
B.S.P	7133	12包	1包(0.9g)
パッキン	7131	2個	(Oリング)
スボイト	7132	1本	

※検査方法についてはキットの中に取扱説明書が入っています。