



センシンメディカル製品ご案内



INDEX

■メディカル関連製品

・ 点滴モニタリングシステム	2
・ 麻酔用枕シリーズ	3
・ ウォーターピロ	4
・ エアトラック	5
・ センシン バイトブロック	6
・ ロールボード	7
・ スプラッシュシールド	9
・ パルスオキシメータ	10
・ 非接触型赤外線式温度測定器	10
・ 血沈測定システム	11
・ 中山式改良型 吸引バッグ	12
・ メンブレンフィルター	13
・ ミクロフィラックス	13
・ 電動式人工喉頭	14

■ステンレス関連製品

・ 内視鏡関連 製品	15
・ 手術室関連 製品	16
・ ステンレスカート関連製品 シンク	18
・ その他 ステンレス関連製品	19

■衛生関連製品

・ ビニル滅菌手袋	20
・ ビニル手袋	20
・ センシン N95 マスク	21
・ ロングマスクシリーズ	22
・ マスクシリーズ	23
・ シーツシリーズ	24

■通販製品

・ フットケア・ハンドケア	25
・ クリップエイド	26
・ ささえフランジ固定板	26

Monidrop W

自然落下輸液をサポート！

気づきにくい変化にいち早く気づく
自然落下式輸液のリスクマネジメントを提案します

製品動画




輸液セット20滴/mL
末梢静脈点滴に適応

一般医療機器
・ 一般の名称
・ 販売名
・ 製造販売業者
・ 製造業者
・ 医療機器届出番号

医薬品注入検査装置
点滴モニタリングシステム
泉工医科工業(株)
Monidor Oy
(国名：フィンランド)
11B1X00016000289

■ 点滴管理のリスクマネジメントはできていますか？

- ・ 現在の瞬間流量^{※1}と見比べながら滴下速度が確認できる
- ・ 様々な輸液セット^{※2}に取り付けられます
- ・ 約2時間の充電で約40時間のバッテリー運転^{※3}
- ・ 約120gの軽量デバイス



セルフテスト

バッテリー残量

1,200mL/h 超過
(フリーフロー)

6mL/h 未満
(点滴停止)

※2 一部の輸液セットには取りつかない製品があります
※3 AC電源コードを接続した状態で使用も可能です

■ インターネットに繋ぐことで、離れていてもデバイスの輸液情報を一括で管理できます！

こんな不安がありませんか？

- ・ 輸液剤の量が減ってきて輸液速度が変わってないか
- ・ 手腕の屈曲で輸液速度が変わってないか
- ・ 輸液が停止してないか

遠隔管理ソフト
IV Screen



IV Screen



輸液量・輸液時間の入力

デバイス・スクリーン



クランプで滴下を調整

IV Screen



タブレット端末で管理


センシンメディカル 麻酔用枕シリーズ (ディスポーザブル)

※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

センシンメディカルでは様々な枕をラインナップしています。特注品も少量から対応してます。

■アネスピロ 2

脱毛等の原因とされる頭部接触部一点集中圧を形状、材質の改良により後頭部の圧力を分散するデザインです。



品番	品名	サイズ	入数
4083	アネスピロ2 大人用	W230xD230xH90mm	5個/箱
4084	アネスピロ2 小児用	W200xD210xH50mm	5個/箱
4086	アネスピロ2 乳児用	W150xD160xH50mm +H20mm	5個/箱


■センシンピロ

- ・円筒部を取り外すことにより側臥位にも最適です。
- ・通気性の良い素材を使用、長時間の使用に最適です。
- ・高さ50mmと25mmがセットになっています。



■アネプロン

- ・患者接触面は顔面にフィットするように凹状に加工。
- ・上部は柔らかい、底部には固いウレタンを採用し、沈み込みを防止。
- ・眼及び鼻部はT字にくり抜いて圧迫を排除しています。
- ・気管チューブの取り回しに便利な溝がついています。



■シフォン

- ・表面をエンボス加工した円座枕。
- ・固い層と柔らかい層の2段構造。
- ・側臥位と仰臥位で使用できます。



■腋窩まもロール

- ・側臥位の際に、腋窩神経と動脈の圧迫を防ぐために腋窩から3~4横指分あけて挿入する枕です。
- ・芯は形が崩れないように弾力性のある素材を使用し、外周は耐圧分散効果が高いウレタンフォームを使用。



品番	品名	サイズ	入数
4085	センシンピロ	W265xD260xH75mm	5個/箱
4089	シフォン	W265xD265xH55mm	5個/箱
4088	アネプロン	W200xD275xH120mm	2個/箱
4332	腋窩まもロール L	W170xD400xH105mm	2個/箱
4334	腋窩まもロール M	W140xD400xH105mm	2個/箱

センシンメディカル 麻酔用枕シリーズ (ディスポーザブル)

※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

■腹臥位用枕アネプロン 低反発型



■腹臥位用枕アネプロン 小児用



■側臥位用枕 SASUKE



■ピロカバー



・撥水コーティング付(弊社以外の枕にも適合するサイズです)

品番	品名	サイズ	入り数
1914	ピロカバー コーティングあり	内寸W375xD355mm	200枚/箱

ウォーターピロ



■容量可変式水枕 ウォーターピロ

【特長】

- **手術中の皮膚、神経の圧迫**
特に側臥位のときに下敷きとなる腋窩神経や動静脈の圧迫をやわらげるのに役立ちます。圧力計が接続できるので圧力管理に役立ちます。
- **取り扱いが非常に簡単です。**
ガートル棒に吊り下げたバッグからの水の落差を利用して身体を浮上させます。逆にバッグを低くすれば水が抜けて行くので、従来のように患者を持ち上げてクッション等を敷き込んだり、抜き取ったりする労力が減らせます。
- **水を入れるだけで特殊なものはありません。**
温水や保温庫を利用すると患者にバッグの冷感を与えずに済みます。
- **ウォーターピロの高さは任意に設定できます。**
容量可変式なので体格に合わせられます。側臥位のときに胸部を挙上させて肋間開胸部の術野の確保にも有利です。
- **安価なディスポーザブル製品 (未滅菌) です。**

【使用上の注意】

バッグが破損した場合、バッグ内部の水で清潔野が汚染される可能性があるため、バッグをタオル等を覆って保護してください。



単位:mm

エアトラック

Airtraq 挿管用喉頭鏡

視覚
ガイド

挿管
ガイド

くも止め
システム

感染対策

■エアトラック SP2



■エアトラック SP



- AirtraqのチャンネルはETT挿入を簡素化し、挿管時間を短縮する。
- スタイレット不要。怪我を防ぐスタイレットのコストを削減。
- 90°の形状が過伸展を最小限に抑え、必要な力を軽減。
- 血行動態の反応性を低下させる。
- あらゆる体位（対面式など）からの挿管を容易にする。
- 困難気道における高い挿管成功率。
- ディスポーザブル製品

■エアトラック Wi-Fi カメラ



- 軽量（110グラム）で耐衝撃性。
- すべてのエアトラックに取り付け可能。
- 内蔵2.8インチタッチパネル、180° 画像回転オプション。
- 自動録画オプション付きビデオ録画。
- スクリーンでのビデオ再生およびPCへのダウンロードが可能。
- PCおよび携帯電話、タブレットへのWi-Fi接続。
(「Airtraq Cam」アプリを各デバイスにインストールする必要があります)
- 動作時間（フル充電バッテリー）：最大120分

	エアトラック SP2		エアトラック SP				エアトラック Wi-Fiカメラ
	レギュラー	スモール	ペディ	インファント	ガイドレス	ダブルルーメン	
型式	A011	A021	A031	A041	A061	A071	A-390
適用気管チューブ	7.0～8.5 mm	6.0～7.5 mm	4.0～5.5 mm	2.5～3.5 mm	—	28～41 Fr	—
患者最小開口	16 mm	15 mm	12 mm	11 mm	15 mm	18 mm	—
使用期限	3年	3年	3年	3年	3年	3年	—
商品コード	9053	9054	9063	9064	9062	9061	9083
包装	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	1台/箱

エアトラック

エアトラック + Wi-Fiカメラ ⇒ 画像データをWi-Fiで送信

[エアトラックにカメラを装着]



使用動画



[タブレット]



[スマホ]



[パソコン]





WiFi

① エアトラック覗き窓 (アイカップ) を外し



② カメラを装着



【製造販売業者】
センシンメディカル株式会社
【製造業者】
PRODOL MEDITEC LIMITED
(国名：中国)

販売名：エアトラック SP2
管理医療機器（クラスII）
特定保守管理 再使用禁止
一般名称：硬性挿管用喉頭鏡
認証番号：305ALBZX00023000

販売名：エアトラック SP
管理医療機器（クラスII）
特定保守管理 再使用禁止
一般名称：硬性挿管用喉頭鏡
認証番号：304ALBZX00015000

販売名：エアトラック Wi-Fi カメラ
一般医療機器（クラスI）
特定保守管理
一般名称：内視鏡用ビデオカメラ
届出番号：13B2X10048000006

センシンバイトブロック

気管挿管・人口呼吸管理中の患者が気管チューブを噛んでチューブを閉塞することを防ぐための医療器具です。

- ・安全で清潔なディスプレイバイトブロックです。
- ・患者さんにやさしいスリット入り。
- ・ガンマ滅菌済（有効期限3年）
- ・ラテックスアレルギーに対応（ポリエチレン製）



一般医療機器 単回使用
・一般名称 開孔器
・販売名 センシンバイトブロック
・製造販売業者 センシンメディカル(株)
・製造業者 Medic Trade Co.,Ltd. (国名：台湾)
・医療機器届出番号 13B2X10048000005

品番	品名	サイズ(約)	入数
4192	センシンバイトブロック (小)	55x34x12mm	100個/箱
4191	センシンバイトブロック (中)	69x42x13mm	100個/箱
4190	センシンバイトブロック (大)	73x45x16mm	100個/箱

ロールボード 「NO リフト」 移乗システム

ロールボードは利用者の移乗をやさしくします

- 利用者とシートの間に摩擦が生じない為スムーズで安心した移乗が可能。
- 軽量 (1.4kg~3.8kg) で持ち運び易い
- 場面に合わせたサイズバリエーション
- シート表面を抗菌処理し、拭き易く、衛生的
- MR室への持込みが可能 (非磁性体素材使用)
- 汚れを防ぐボードカバー (別売り)



幅の広い移乗に

スタンダード

手術室、検査室、ICU、病棟等



◆様々は場面で使用できるスタンダードタイプ

品番	サイズ
8500	型式R-0100 178x50cm(折畳89x50cm)

ミニ

手術室、泌尿器科、産婦人科、救急等



◆スタンダード (R-0100) のミニサイズ 1枚あると便利

品番	サイズ
8502	型式R-0300 91x50cm

浴室対応

エコライト180

機械浴槽ストレッチャー 病棟等



◆フレームからシートが外せて使用後に乾燥可能

品番	サイズ
8505	型式R-1180 180x50cm(折畳89x50cm)

幅の狭い移乗に

サージボード

手術室、検査室、ICU、病棟等



◆全長が短く狭い場所でも使い易い

品番	サイズ
8503	型式R-0400 120x40cm

MRI-CT

手術室、検査室、ICU、病棟等



◆スタンダード (R-0100) の幅狭タイプ

品番	サイズ
8504	型式R-0500 178x40cm(折畳89x40cm)

ボードカバー・収納

ボードカバー ディスポーザブル



ロールボードへの血液・分泌物等からの汚れを防止。全てのロールボードに使用可能約。1.9M間隔でミシン目が入っておりますので、切り取ってご使用頂けます

品番	サイズ
8506	型式R-1600 W:60cmx100m(筒状)

ロールボードスタンド



品番	仕様・サイズ
8507	ステンレス製 W63xD50xH97cm

ロールボード 「NO リフト」 移乗システム

ロールボードは移乗の負担を減らし、安全で容易にできる様デザインされています。
ロールボードを利用することにより、利用者を持ち上げることなく移乗をスムーズに行えます。

■ロールボードの基本原理



ロールボードは特殊フレームと特殊シートで構成されています。
利用者がロールボードに乗ることによってフレーム上のシートが回転し、最小限の力で利用者がスムーズに移乗することができます。

毎日の移乗の中にはベッドからストレッチャー、ストレッチャーから手術台、ストレッチャーから検査室等様々な場所での移乗があります。
それぞれの場所で快適で安全な移乗を行うことができるのがロールボードです。

使用動画



■使用例



1. 利用者を浅い側臥位にして、身体の下にボードを15~20cm差し込み、利用者を元の仰臥位に戻します。



2. 利用者の両脇を胸の上、頭部と両脚をボードの上に寄せ肩部、大腿部をやさしく、ゆっくりボードの上を滑らすようし押しします。



3. 利用者を浅い側臥位にして、背面からボードをゆっくりと抜き取り、仰臥位に戻し移乗完了。

■使用上の注意点

- ご使用の際はベッド、ストレッチャー等のキャスターのロックをご確認下さい。
- 安全な移乗を行う為移乗側に人を配置し、2人以上でご使用下さい。
(上記写真は使用例の為一人で行っています)
- MR室への持込み・使用は可能ですが、利用者に乗せたままでの撮影(CT,X線も含む)には対応しておりません(部品の写り込みの恐れ)。また、シートが回転し利用者の転落・怪我の恐れがあります。
- 詳しい使用方法は別紙「ロールボード使用方法」をご覧ください。

■クリーニング

- ロールボードは一般の消毒剤(塩素系以外)を使用してクリーニングすることができます。
- ロールボードが汚れてる状況で使用する際は、ボードカバーディスパーザブル(R-1600別売)をご使用下さい。ボードカバーディスパーザブルを使用することにより、ロールボード本体を完全に覆うことができ、使用後は手を汚すことなく処理ができます。

スプラッシュシールド


外科手術、救急治療、診察、解剖、検査、歯科治療、実験等の際に飛散する血液や体液等の液体から顔面全体を保護します。

液体からの防護性能は言うまでもなく、着用時の快適性を徹底的に追求して設計されています。

SPLASH SHIELD


■ディスポーザブル顔面保護シールド スプラッシュシールド

ロングタイプ



- 飛散する血液や体液等の液体から着用者の顔面全体を保護します。
- 曇り止め加工・静電気防止加工が施されたフェイスシールドがクリアな視界を確保します。
- ソフトで伸縮性に優れたストラップが頭部の締めつけ感を無くし、長時間着用しても快適な着け心地を保ちます。
- 波形にカットされたヘッドパッドは、ストラップで強く締めつけなくても額の曲面に合わせて隙間無く自然に密着するように設計されていて、快適な付け心地を保ちながら頭部からの液体の侵入を防止します。
- 肌触りが良く厚みのあるヘッドパッドがシールドと顔面との距離を適度に保ち、着用時の圧迫感を軽減します。
- 軽量で長時間着用しても疲れません。
- 眼鏡やマスクを装着したまま着用可能です。
- 単回使用。焼却しても人体に有害なダイオキシン類が発生しません。

ショートタイプ



下記のお仕事の方にお勧めします。

外科医
救急医
看護師
手術スタッフ
救急医療スタッフ
飛沫感染症対策スタッフ
解剖医
産婦人科医
耳鼻咽喉科医
臨床検査技師
歯科医師及びアシスタント
救命救急士
医療施設介護スタッフ
生物学医学実験研究者
警察署の鑑識係員



品番	品名	幅	長さ	重さ	入数
4700	スプラッシュシールド	330mm	190mm	21g	24枚/箱
4701	ショートシールド	330mm	127mm	16g	24枚/箱

パルスオキシメータ

※詳しくは専用カタログをご覧ください

■フィンガーティップ・パルスオキシメータ

小児、成人向けパルスオキシメータです。
コンパクトなデザインで、医療機関、家庭、救急車等で幅広く
ご使用いただけます。




パルティア




パルティア1 MD300C1 Fingertip Pulse Oximeter

●コンパクトで軽量 ●低電力消費で自動電源オフ ●電池容量低下インジケータ



パルティア2 MD300C2 Fingertip Pulse Oximeter

●コンパクトで軽量 ●低電力消費で自動電源オフ ●電池容量低下インジケータ
●6通りのディスプレイモード(電源をオンにした後、電源を1回押すたびに6通りのディスプレイモードに変わる)(国際特許出願中) ●明るさ調節可能



【製造販売業者】
センシメディカル株式会社
【製造業者】
Beijing Choice Electronic Technology Co.,Ltd
(国名：中国)

販売名：フィンガーティップ・パルスオキシメータ
MD300C1
管理医療機器(クラスII) 特定保守管理
一般的名称：パルスオキシメータ
認証番号：220ALBZX00063000


販売名：フィンガーティップ・パルスオキシメータ
MD300C2
管理医療機器(クラスII) 特定保守管理
一般的名称：パルスオキシメータ
認証番号：220ALBZX00064000

非接触型赤外線式温度測定器




- 本製品は家庭用の非接触型赤外線式温度測定器です。
日本国内の医療機器規格基準(管理医療器クラスII)品ではございません。
- 本製品は主に室温や液体、物体の表面温度測定用です。
副次的機能として体温表示が備わっていますが、あくまで目安表示としてご使用下さい。

血沈測定システム



三種類の血液移管方法をご提案致します。
簡単、スピーディーに検査が安易に行えます。




- WESTERGEREN(ウェスターゲレン) 法に準じた測定システムです
- 血沈棒にはストッパーがついておりますので安易に0点に合わせることができます
- ディスプレイ商品ですので安全にご使用できます

ディスプレイ商品 血沈棒

一般医療機器(クラスⅠ)
品番:1030
品名:ポリスペットG-S
JANコード:4582251011289
医療機器製造販売届出番号:20B3X00010000041




1箱(100本入り)



専用スタンド

品番:1013
品名:血沈DLスタンド
JANコード:4562127610013



品番:1016
品名:スタンド用ダブルストッパー
JANコード:456127610105
1袋(10個入り)



品番:1031
品名:E-Sチューブ
JANコード:4562127610136
1箱(500本入り)



品番:1032
品名:CT-Sチューブ
JANコード:4562127610143
1箱(500本入り)




血沈専用真空採血管用



品番:1015
品名:吸引用バネアダプター
JANコード:4562127610099
1セット(5本入り)



陰圧により片手で血液を移動できます



中山式改良型 吸引バッグ



A型(開胸用)

B型(一般用)

■中山式改良型吸引バッグA型(開胸用)

【特長】

- EOG滅菌済みなので、すぐにご使用になれます。
- サイホンの原理を応用した吸引法です。
- 衛生的でベッドに簡単に取り付けられます。
- 移動位置に便利です。

【使用法】

- 0点(約300cc)まで、C部の管より滅菌蒸留水を入れる。
- A部をカテーテルコネクタ又は患者ドレーンに接続する。

品番	種類	バッグ容量	接続口	販売単位
4600	A型(開胸用)	800mL	A 内径8mm	20個/箱

■中山式改良型吸引バッグB型(一般用)

【特長】

- EOG滅菌済みなので、すぐにご使用になれます。
- サイホンの原理を応用した吸引法です。
- 衛生的でベッドに簡単に取り付けられます。
- 移動位置に便利です。

【使用法】

- 0点(約50cc)まで、C部の管より滅菌蒸留水を入れる。
- A部をカテーテルコネクタ又は患者ドレーンに接続する。
- A部の一端を曲折しB部の太いビニール管の弾力部を図のように折り曲げ、元に戻る復元力で吸引することで、サイホンの原理により簡単、迅速、強力に吸引できる。

品番	種類	バッグ容量	接続口	販売単位
4601	B型(一般用)	700mL	A 内径6mm	20個/箱

一般医療機器
 ・製造販売業者 泉工医科工業(株)
 ・医療機器届出番号 11B1X00016000003

PORETEC メンブレンフィルター

※詳しくは専用カタログをご覧ください



■特長

- 微量検体でも確実に集細胞することができます。
- 遠心分離器などの器械を使用しませんので細胞の変形・変性が生じません。
- 熟練を必要としませんので作業の標準化が可能です。
- 集細胞が簡単にでき直接フィルターのままプレパラートにできます。
- フィルター上から細胞の剥離がありませんので精度が向上します。
- アルコール系以外の固定液も使用できます。
- 従来の染色方法が全て可能です。
- 形態学的観察に定量性が加わります。
- 感染・汚染が減少し安全性が向上します。

■主な用途

細胞診：擦過細胞、穿刺細胞、尿、髄液、腹水、その他各種検体検査、培養等

品番	品名	入数
7000	PORETEC メンブレンフィルター（耳なし剥離型）Pore5.0μm、1.0μm	100枚
7001	PORETEC メンブレンフィルター（普通型）Pore5.0μm、1.0μm	100枚
7002	PORETEC メンブレンフィルター（剥離型）Pore5.0μm	100枚
7003	PORETEC ホワイトスライドガラス76x26x1.2t	100枚
7004	PORETEC カバーガラス	100枚
7005	PORETEC スペーサー	100枚
7006	PORETEC ギムザ染色用バック剤	30g
7007	PORETEC 封入剤 屈折率	100ml
7008	PORETEC フィルター取り出し治具（磁石式）	1枚
7010	PORETEC 集細胞ホルダー	1個

マイクロフィラックス



■特徴

- **検査時間が短い**
特殊フィルターの採用により採血から鏡検まで短時間に行えます。
- **往診時でも検査が可能**
μ-FILAXキットは軽くコンパクトで100倍の携帯顕微鏡と1~2の器具があればどこへでも持ち運び検査ができます。
- **取り扱いが簡単**
フィルターとフィルターホルダーは簡単に取扱いが出来るように設計されています。
- **生きたままのマイクロフィラリアが鏡検可能。**
フィルターが透明なので染色の必要がありません。

品番	品名	入数
7128	μ-FILAXキット	1セット
7129	フィルター（5μ）	50枚
7130	μ-FILAX 溶液	60ml
7116	E.D.T.A 溶液	20ml
7101	フィルターホルダー	1個
7133	B.S.P	12包/1包(0.9g)
7131	バックキン	2個（Oリング）
7132	スポイト	1本

電動式人工喉頭

電動式人工喉頭・発声補助具

- 喉頭全摘出術を受けた方
- 気管切開術を受けた方
- 何らかの理由で発声が困難な方



■マイボイス (セコム社製)

SECOM



【マイボイスの特長】

- ・抑揚付き発声とフラットな発声の使い分けが可能
- ・外出時でも安心な省電力設計
- ・握りやすい設計です。
- ・低音タイプと高音タイプがあります。

商品コード	(低音タイプ) ELX0010 (高音タイプ) ELX0020
サイズ	直径(最大)34mm 長さ135mm 重量110g(電池除く)

■ニューボイス (ニューボイス社製)

 **Nu-Vois** Made in USA
Your Answer to Communication
www.nu-vois.com



【ニューボイスの特長】

- ・軽量、コンパクト
- ・本体は耐久性のあるポリカーボネート製
- ・パワフル音量

ニューボイス I

音量調整はダイヤル式。
使用するシーンに合わせて簡単に音量を調整できます。

商品コード	A302001
サイズ	直径34mm 長さ107mm 重量90g(電池除く)
トーン調整	発声ボタンを押しながらトーン調整ダイヤルに付属のドライバーを差し込んで調整



ニューボイス II

音量調整ボタンを押しながら発声ボタンを押すと音量が徐々に上がります。

お好きな音量で手を離せばセット完了。
バッグやポケットに入れてもずれにくい設計です。

商品コード	A302000
サイズ	直径34mm 長さ112mm 重量87g(電池除く)
トーン調整	トーン調整ボタンを先の細い物でやさしく押しながら発声ボタンを押して調整

使用動画



内視鏡室関連 製品



※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

■内視鏡保管庫



【仕様】
 外装：ステンレス製 (SUS304orSUS430)
 ハンガー：PVC製 2段式
 下部：保護シート張り

品番	規格・サイズ
BN-104D	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm
BN-106D	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm
BN-108D	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm
BN-110D	10本掛け W:1200xD:450xH:1,900mm
BN-112D	12本掛け W:1400xD:450xH:1,900mm
BN-115D	15本掛け W:1600xD:450xH:1,900mm

*上記型番はSUS430製です ※特注品 1台から承ります。

■径食道プローブ用保管庫



*使用イメージ

【仕様】
 外装：ステンレス製 SUS304
 ハンガー部：PVC製
 天井部コードフック付
 下段：高さ調整可能棚板

品番	規格・サイズ
EN-K-6A	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm

※特注品 1台から承ります。

■壁掛け用内視鏡ハンガー

【上段用】



【下段用】



【仕様】
 架台：ステンレス製 (SUS304)
 ハンガー：PVC製 2段式

品番	規格・サイズ
ENH-4A1	上段用4本掛けハンガー-W:450xD:250mm
ENH-3A1	上段用3本掛けハンガー-W:380xD:250mm
ENH-2A1	上段用2本掛けハンガー-W:270xD:250mm
ENH-1A1	上段用1本掛けハンガー-W:160xD:250mm

品番	規格・サイズ
ENH-4B	下段用4本掛けハンガー-W:490xD:250mm
ENH-3B	下段用3本掛けハンガー-W:380xD:250mm
ENH-2B	下段用2本掛けハンガー-W:270xD:250mm
ENH-1B	下段用1本掛けハンガー-W:160xD:250mm

※特注品 1台から承ります。

■造作家具



※特注品 1台から承ります。

■内視鏡用シンク



※特注品 1台から承ります。

手術室関連 製品



※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



■電動昇降式 器械台



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降：フットペダル式
 天板：立上式
 キャスター：125φmm
 補助天板が付属しています

品番	サイズ
DS-H-1	W:1400xD:1,200xH:1,000~1,500mm

※特注品 1台から承ります。



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降スイッチ：ボタン、フット、併用可能
 天板：落込式
 キャスター：75φmm
 電源：AC100V バッテリー内蔵

品番	仕様・サイズ
DS-A-1B	ボタンスイッチ式W:800xD:550xH:850~1,250mm
DS-A-1F	フットスイッチ式W:800xD:550xH:850~1,250mm
DS-A-1W	併用スイッチ型W:800xD:550xH:850~1,250mm

※特注品 1台から承ります。

■油圧昇降式 器械台



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降：フットペダル式
 天板：落込式
 キャスター：75φmm
 補助天板が付属しています

品番	サイズ
YS-SB-1	W:500xD:1,200xH:900~1,300mm
YS-SB-2	W:600xD:1,200xH:900~1,300mm

※特注品 1台から承ります。



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降：フットペダル式
 天板：落込式
 キャスター：75φmm
 重ねて収納が出来ます

品番	サイズ
YS-E-1	W:900xD:550xH:850~1,250mm
YS-E-2	W:1000xD:600xH:850~1,250mm

※特注品 1台から承ります。

■ハンドル昇降式 器械台



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降：ハンドル式
 天板：立上式
 キャスター：75φmm
 補助天板が付属しています

品番	サイズ
NSB-C-1	W:900+300xD:450xH:850~1,250mm
NSB-C-3	W:1,200+300xD:550xH:850~1,250mm
NSB-C-4	W:1,350+300xD:550xH:850~1,250mm

※特注品 1台から承ります。



【仕様】
 外装：ステンレス製SUS304
 昇降：ハンドル式
 天板：立上式
 キャスター：75φmm
 補助天板が付属しています

品番	サイズ
NSB-R-1	W:600xD:450xH:800~1,200mm
NSB-R-2	W:900xD:450xH:850~1,250mm
NSB-R-3	W:900xD:600xH:850~1,250mm

※特注品 1台から承ります。

手術室関連 製品



※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

■リヒカ カーテン掛け



【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
シャフトサイズ：13φmm
クランク型シャフトにより取付幅調節可能

品番	サイズ
RC-G-1	W:665xD:300+350xH:520+300mm

※特注品1台から承ります。



【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
シャフトサイズ：16φmm

品番
RC-C-1

※特注品1台から承ります。

■踏み台

疲労軽減マット付踏み台「ラクカモ」



SF-R2-1



SF-R2-2



【仕様】
本体：ステンレス製SUS304
マット：発砲ニトリルゴム

品番	サイズ
SF-R2-1	W:448 xD:332xH:130mm
SF-R2-2	W:448xD:332xH:90mm

※特注品1台から承ります。

■アームレスト

落下防止透明カバー「カールくん」



【仕様】
材質：PVC 透明

品番	サイズ
AR-A-1	L:270xD:400xH:160mm
AR-A-2	L:400xD:400xH:160mm
AR-A-3	L:550xD:400xH:160mm
AR-A-4	L:700xD:400xH:160mm

※特注品1台から承ります。

■蛇管ホルダー



※組み合わせたイメージです

【仕様】
ハンガー部：POMジュラコン製
フレキシブルアーム：真鍮製外装スミチューブ
差込ポール：ステンレス製12φL150mm

品番	品名・サイズ
JH-A-300	フレキシブルハンガー・L:300mm
JH-A-500	フレキシブルハンガー・L:500mm
JH-Y-1	ステンレス製三角ベース・180x300mm

※特注品1台から承ります。

■手洗い台



【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
キャスター：50φ
洗面器は別売です

品番	サイズ
TE-A-1	320φ洗面器1個用 W:360xD:355xH:800mm
TE-B-1	320φ洗面器2個用 W:680xD:355xH:800mm
STA-A-2	洗面器 320φ xH:110mm

※特注品1台から承ります。

ステンレスカート関連製品 シンク



※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

■麻酔カート・救急カート



※オプション品取付イメージです

【仕様】

外装：ステンレス製SUS304
側面はマグネットが使用可能なsus430製
天板：2方立上り 補助天板付
キャスター：100φmm

品番	サイズ
MA-D-11	本体のみ W:470xD:400xH:870mm

※特注品1台から承ります。

■麻酔カート・救急カート



※本体



※オプション品取付イメージです

【仕様】

外装：ステンレス製SUS304
天板：落込み
キャスター：100φmm
様々なオプション品が取付出来ます

品番	サイズ
MA-C-1	本体のみ W:670xD:450xH:990mm

※特注品1台から承ります。

■器械卓子・回診車



【仕様】

材質：ステンレス製SUS304
天板：3方枠付き
棚板：フラット
キャスター：50φmm

品番	サイズ
KT-B-1	W:450xD:300xH:750mm
KT-B-2	W:600xD:450xH:750mm
KT-B-3	W:750xD:450xH:750mm

※特注品1台から承ります。

■器械卓子・回診車



【仕様】

材質：ステンレス製SUS304
天板：4方枠付き
棚板：4方立上り
補助テーブル：375x375mm
キャスター：100φmm

品番	サイズ
HK-M-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-M-2	W:750xD:450xH:800mm

※特注品1台から承ります。

■エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式流し台 内視鏡洗浄や中央材料室に



【仕様】

外装：ステンレス製SUS304

【付属品】

水栓金具2個ハンドシャワー（センサー式も可）
エアガン・ウォーターガン、コンプレッサー
オートドレン、メッシュパネル

品番	サイズ
ND-PAW1800-1	W:1,800xD:700xH:850+500mm
ND-PAW2000-1	W:2,000xD:700xH:850+500mm
ND-PAW2400-1	W:2,400xD:700xH:850+500mm

※特注品1台から承ります。

■手術室 手洗い用シンク



【仕様】

外装：ステンレス製SUS304
ミキシングバルブ内蔵

【付属品】

センサー式混合水栓金具

【オプション品】

蛍光灯、薬液ディスペンサー、ペーパータオルホルダー、
ブラシケース、

品番	仕様・サイズ
ND-TS-1	1人用W:900xD:650xH:900+1,130mm
ND-TS-2	2人用W:1,800xD:650xH:900+1,130mm
ND-TS-3	3人用W:2,500xD:650xH:900+1,130mm

※特注品1台から承ります。

その他 ステンレス関連製品



※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください

■パスボックス



【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
鍵：シリンダー錠 インターロック付

品番	仕様・サイズ
PB-A-5	2列2段 W:1,200xD:600xH:1,200mm
PB-A-9	3列3段 W:1,800xD:600xH:1,700mm

※特注品 1台から承ります。

■器械戸棚



【仕様】
材質：ステンレス製SUS304

品番	サイズ
TD-D-1S	W:750xD:360xH:1,700mm
TD-D-2S	W:900xD:360xH:1,700mm

※特注品 1台から承ります。

■解剖台



【仕様】
材質：ステンレス製304
ポリ容器 1個付き

品番	サイズ
KBD-A	W:600xD:1,820xH:750mm

※特注品 1台から承ります。

■遺体貯蔵庫



【仕様】
材質：内、外装ステンレス製SUS304
断熱材：発砲ウレタン製
冷凍ユニット：空冷200V 750W

品番	サイズ
ICH-1	2体用 W:850xD2,200xH:1,930mm

※特注品 1台から承ります。

■メッシュバスケット



【仕様】
材質：ステンレス製SUS304

品番	サイズ
SMS-C-1	W:405xD:254xH:50mm
SMS-C-2	W:405xD:254xH:70mm
SMS-C-3	W:485xD:254xH:50mm
SMS-C-4	W:485xD:254xH:70mm
SMS-C-5	W:254xD:254xH:50mm
SMS-C-6	W:254xD:254xH:70mm

※特注品 1台から承ります。

■点滴スタンド



【仕様】
材質：上部ステンレス製SUS304
：ベース部アルミ製
フック：4個掛け
キャスター：75φmm

品番	サイズ
GD-M-1	W:505xD:505xH:1,450~2,550mm

※特注品 1台から承ります。

センシンメディカルのビニル滅菌手袋

厳選高品位なポリマー原料を用いた丈夫で破れにくいハイクオリティな手袋。
肌が敏感な方にも優しいパウダーフリータイプです。

■滅菌ビニル手袋 ノンパウダー



品番	サイズ	処理	包装
1826	5.0	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1827	5.5	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1828	6.0	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1829	6.5	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1830	7.0	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1831	7.5	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース
1832	8.0	ノンパウダー	24双/箱・18箱/ケース

一般医療機器 単回使用
 ・一般的名称 非天然ゴム製検査・検診用手袋
 ・販売名 滅菌ビニル手袋 ノンパウダー
 ・製造販売業者 センシンメディカル(株)
 ・製造業者 Canopus Medical Supply Co.,Ltd (国名:台湾)
 ・医療機器届出番号 13B2X10048200001

センシンメディカルのビニル手袋

クリーン作業に適した手袋 (左右共用タイプ)

■ビニル手袋(左右共有タイプ)ノンパウダー



品番	サイズ	処理	包装
1848	S	ノンパウダー	100枚/箱・10箱/ケース
1849	M	ノンパウダー	100枚/箱・10箱/ケース
1850	L	ノンパウダー	100枚/箱・10箱/ケース

一般医療機器 単回使用
 ・一般的名称 非天然ゴム製検査・検診用手袋
 ・販売名 ビニル手袋(左右共有タイプ)ノンパウダー
 ・製造販売業者 センシンメディカル(株)
 ・製造業者 XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS LTD. (国名:中国)
 ・医療機器届出番号 13B2X10048200002

センシンN95 マスク



“センシンN95マスク”は米国CDC（Centers for Disease Control and Prevention：疫病管理予防センターのガイドライン「医療施設に於ける結核感染予防の為のガイドライン」に基づき、OSHA（Occupational Safety and Health Administration:労働安全衛生局）により結核被爆防止に有効と認められた規格です。

- ◆ 2層の高性能フィルターにより、高い捕集効果と広い濾過面積を有する為、高通気性を備えて、結核菌等の侵入を防ぎながらも呼吸が楽です。
- ◆ 全面プリーツ形状により、下方視界を妨げません。
- ◆ 新開発形状（特許出願済）により、アゴまでしっかりカバー。アゴ側からの漏れを防ぎます。
- ◆ 口元の空間により、呼吸や会話がスムーズです。
- ◆ 約5.4gと軽量ですので作業時の負担がありません。

■使用時の注意

- 本製品はディスポーザブル製品です。再生使用しないでください。
- 不織布を使用し、製造には細心の注意を払ってますが、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合には直ちに使用中止してください。
- 酸素濃度が19.5%以下の時は使用しないで下さい。
- 日の当たる所や高温、多湿の場所を避けて保管してください。

品番	商品名	材質	サイズ	入り数	カラー
3982	センシンN95マスク (ホワイト)	不織布	フリー	50枚/箱	ホワイト

センシンメディカルのロングマスクシリーズ

肌の露出を減らして、毛髪などの飛び出しを防ぎます。

従来のマスクと比べて幅広タイプのため、フードを覆うことができ、フードとマスクの隙間からの毛髪等、はみ出しを防止できます。



■ ロングマスク



2PLY(2層) オーバーヘッドタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
2987	ロングマスク オーバーヘッド 23	不織布	2PLY 幅広仕様	100枚x30箱	ホワイト



2PLY(2層) 耳掛けタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
2396	ロングマスク イヤーループ	不織布	2PLY 幅広仕様	100枚x30箱	ホワイト

■ スーパーロングマスク



3PLY(3層) オーバーヘッドタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
2900	スーパーロングマスク 3PLY オーバーヘッド	不織布	3PLY 幅広仕様	100枚x30箱	ホワイト

2PLY(2層) オーバーヘッドタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3822	スーパーロングマスク オーバーヘッド	不織布	2PLY 幅広仕様	100枚x30箱	ホワイト

※画像は「2PLYオーバーヘッドタイプ」

センシンメディカルのマスクシリーズ

■OKマスク

柔らかな「肌触り」の2PLY不織布マスクです。
ノーズクリップ(鼻当て材)に樹脂(ポリエチレン)を使用しています。
金属類を一切使用していない素材構成ですので、廃棄の手間を省きます。



2PLY(2層) オーバーヘッドタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3691	OKマスク 頭掛け	不織布	2PLY	100枚x50箱	ホワイト



2PLY(2層) 耳掛けタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3690	OKマスク 耳掛け	不織布	2PLY	100枚x50箱	ホワイト

■ピュアマスク

手術室内や病院内全般でお使いいただける3PLYマスクです。
耳側が外側に溶着されており、装着時に隙間ができにくい設計になっています。
(フィルター試験 BFE99%・VFE99%・PFE99%の捕集効率(カケンテストセンター)の試験報告書あり)



3PLY(3層)

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3178	ピュアマスク	不織布	3PLY	50枚x40箱	ホワイト

■袋入りマスク

柔らかな「肌触りの良い」2PLY不織布マスクです。
紙製の箱に入れておりませんので、紙粉混入防止に役立ちます。(ポリ袋2重包装)
ケバ立ちの少ないマスクです。
保管の際は、トレーなどに移し替えてご使用ください。



2PLY(2層) オーバーヘッドタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3821	2PLYマスク 頭掛 袋入	不織布	2PLY	50枚x60袋	ホワイト

2PLY(2層) 耳掛けタイプ

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
3820	2PLYマスク 耳掛 袋入	不織布	2PLY	50枚x60袋	ホワイト

センシンメディカルのシートシリーズ


吸水性に優れた素材の裏面を撥水加工することにより、採血や輸液の操作時に効果を発揮できます。

■部分・全面シート




品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1891 (ホワイト)	100x140cm	1枚x30袋/小箱	6小箱/ケース	180枚
1893 (ホワイト)	100x185cm	1枚x30袋/小箱	6小箱/ケース	180枚

■シャントシートP



品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1880	30x37cm	50枚x10束/小箱	6小箱/ケース	3,000枚
1881	29x50cm	50枚x10束/小箱	6小箱/ケース	3,000枚
1904	30x50cm	50枚x10束/小箱	6小箱/ケース	3,000枚

■検査検診用 ロールシート



- ◆ 使う人にも御世話する人にも優しい使い捨てタイプです。
- ◆ 看護・介護の際まくらカバー、エプロン、オムツ交換時の局部シートとして幅広い用途にご使用いただけます。
- ◆ 取り扱いしやすいロールシートの中で、サイズも一番手頃な大きさを選びました。
- ◆ 薄手のシートですが、しなやかな肌触りで、吸水性も良好です。

品番	サイズ	本	ケース	総枚数
1883	37x30cm	120枚/本	12本/ケース	1,440枚
1884	48x30cm	120枚/本	15本/ケース	1,800枚
1885	48x60cm	100枚/本	10本/ケース	1,000枚

■シャントシート・ホワイト/ブルー



品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1887 (ホワイト) 1888 (ブルー)	30x50cm	5枚x20袋/小袋	12小袋/大袋	1,200枚
1889 (ホワイト) 1890 (ブルー)	50x60cm	5枚x20袋/小袋	12小袋/大袋	1,200枚

※その他のラインナップもございます、詳しくはホームページをご覧ください



■足裏横アーチ（中足骨頭部）の保護

横アーチ保護・
フォーム・クッション
PodiatristsChoice®



横アーチ保護・
ジェル・クッション



足裏サポーター



種子骨保護サポーター



横アーチ保護
粘着パッド
Pedi-GEL®



■足裏縦アーチ（土踏ます）の保護

扁平足用縦アーチ・カップ
PediSmart®



扁平足用衝撃吸収
ジェルアーチサポーター



扁平足用縦アーチ・スト
ラップ 縦アーチ（土踏
ます）保護パッド付き



縦アーチ（土踏ます）
保護粘着パッド
Pedi-GEL®



足裏保護粘着パッド



■外反母趾・内反小趾対策

外反母趾用足指
バニオンガード2ループ



夜間用
バニオンレギュレーター



アジャスタブル外反母趾
ディスプレイント



外反母趾用足指スペーサー
固定リング付き



外反母趾用足指スペーサー
固定リング付き



■足指・つま先の保護／機能性インソール

足指補整パッド



足指保護キャップ
伸縮性リブ織り生地製



シリコン・スポーツイン
ソール（厚手・3/4レン
グス）ヒールクッション・
横アーチクッション付き
GelStep®



シリコン・ドレスインソ
ール（薄手・3/4レン
グス）横アーチクッション
（薄型）付き
GelStep®



フェザーステップ・
インソール



■ハンドケア

手根管症候群
保護サポーター



手の平&親指
保護プロテクター



手指保護キャップ
ジェル製



手指保護キャップ
伸縮性リブ織り生地製



マイクロファイバー
エルボースリーブ



クリップエイド amazon 通販商品

呼吸管などのコルゲートチューブ（蛇管）を患者さんの衣類等に固定するためのクリップです。



衣服に穴をあけることなく、しっかりと蛇管をクリップできます。クリップが回転するので、蛇管の動きを妨げません。

品番	品名	チューブ径	包装
9022	クリップエイド15	φ15mm	3個/箱
9023	クリップエイド22	φ22mm	3個/箱


ささえフレンジ固定板 amazon 通販商品


気管切開チューブの固定を補助するためのフレームです。



チューブ逸脱・自己抜去・むせ込み・テープによる皮膚トラブルを防ぎ、安定した気管切開チューブの固定ができます。
※使用時には気管切開チューブが閉塞していないことを確認してください。

品番	品名	商品構成
9030	SASAE Sキット	プレートS1枚、面ファスナー4本、120cm固定ヒモ2本
9031	SASAE Lキット	プレートL1枚、面ファスナー4本、120cm固定ヒモ2本
9032	SASAE Sプレート	プレートS1枚
9036	SASAE Sプレート ハードタイプ	プレートSハードタイプ1枚
9033	SASAE Lプレート	プレートL1枚
9034	SASAE ベルトセット	面ファスナー12本、120cm固定ヒモ6本
9035	SASAE ファスナー	面ファスナー12本





 **センシンメディカル株式会社**
SENSHIN

■本社/メディカル事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3
TEL: 03-5802-0560 FAX: 03-5802-0562

■衛生関連商品事業部/草加工場

〒340-0002 埼玉県草加市青柳7-24-12
TEL: 048-931-0511 FAX: 048-935-9274

■仙台連絡事務所

〒984-0071 宮城県仙台市若林区東9番丁5 レンボーマンション100号室
TEL/FAX: 022-398-5195

■名古屋連絡事務所

〒460-0064 愛知県名古屋市西区名西2-33-10 名西二丁目ビル8階
TEL/FAX: 052-521-2270

■大阪連絡事務所

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2 2階
TEL: 06-6191-2411 FAX: 06-6191-2412

■鹿児島連絡事務所

〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24-2 第12川北ビルBOIS鹿児島1階
TEL: 099-256-8039 FAX: 099-256-4789



【ホームページ】