



センシンメディカル

内視鏡室関連製品カタログ

内視鏡保管庫・流し台



## ■ 内視鏡室 造作家具

### ■ 内視鏡室収納家具等設計製作しております。



◇内視鏡保管庫 カート等がそのまま収める  
ことが出来る蹴込み式収納



◇内視鏡保管庫 蹴込式収納 記帳デスク



◇ 記帳デスク 蹴込式収納



◇ 記帳デスク 蹴込式収納



◇ 蹴込式カテーテル収納カート 自在棚




◇ 蹴込式収納 記帳デスク背面コード収納

内視鏡検査・治療用まくら

# ENDOPILOW

エンドピロー



## ENDOPILOW 3つの特徴

1

### 検査・治療時の頭部安定性

医師・内視鏡検査技師からの発案により、後頭部側に固定部(コブ)をつけました。  
これにより、頭部が安定することで左側臥位での検査・治療が安全・簡便に行えます。  
また3層構造の低反発素材を組み合わせることにより、患者様の頭部を優しく包み込み、検査・治療時の負担を軽減します。



2

### 清拭可能

特殊なウレタンコーティングにより、液体を弾くため衛生的に取り扱いが出来ます。  
\*アルコール清拭も可能です。

インジゴ散布



きれいに清拭できます



3

### ゆるやかな傾斜

口元側はゆるやかな傾斜をつけており、唾液が内側に垂れ込むのを防ぎます。



国立がん研究センター中央病院内視鏡科 野中 哲 先生

検査・治療で用いる枕については関心が寄せられておらず、枕の高さや幅・形状は工夫が施されていないのが現状です。  
特に上部消化器管内視鏡検査・治療は左側臥位で行われるため、脊椎ができるだけ直線になる高さが適切であり、頭部の安定性がとても重要です。  
ENDOPILOWは、内視鏡検査・治療に特化した他に類を見ない製品であり、患者負担を軽減し、医療者にとって手技施工性を改善する、大変有益な「枕」です。

### 仕様

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 品番     | EP-101                   |
| 品名     | エンドピロー                   |
| 規格・サイズ | W280xD250x110mm          |
| 材質     | 本体/ポリウレタン製 外装/ウレタンコーティング |
| 価格     | ¥38,000                  |
| JANコード | 4562127615919            |



センシンメディカル株式会社

SENSHIN


〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562

URL:https://www.senshin-medical.co.jp/

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。



# 内視鏡 処置具カート

現場の方々の声から開発！

## 安全 機能的 衛生的な内視鏡処置具カート

フック～6個 局注針ホルダー～1個  
シリンジホルダー10ml,20ml～各1個

### ＝特徴＝

- ◆ シリンジを装着した局注針(穿刺針)を左右取付できます
- ◆ 処置具が取り戻し易い構造のJ型フック
- ◆ 汚れやすいハンガー一部、袋用枠、が取外し可能で洗浄が楽にできます。ノブねじを外せば滅菌も可能
- ◆ 錘付のベースで安定感があります
- ◆ 耐久性に優れているステンレス製




■使用イメージ

### 内視鏡カート取付用もございます




■使用イメージ




# 内視鏡 処置具カート


## ■ 便利な様々な機能



◆シリンジホルダー  
10ml & 20ml




◆処置具フック 先端ホルダー  
ストレスなく先端を嵌めこみ 安全に保管できます



◆処置具を簡単  
スピーディーに取外し出来ます



◆局注針端子ホルダー



◆シリンジを仮置きで  
きます

### ビニール袋掛け



2重枠の内側を上げ挟んで



ビニール袋を固定

## ■ 内視鏡処置具カート



【仕様】  
材質: 本体/SUS304ステンレス製  
取外し可能ビニール袋掛け付  
局注針端子ホルダーx1、シリンジ立x2  
J型フック x6  
キャスター/50φ

## ■ 内視鏡カート用フック (ビニール袋掛け付)




◆内視鏡カートの  
パイプ部にフック類、  
袋掛けが取付出来ます

【仕様】  
材質: 本体/SUS304ステンレス製  
取外し可能ビニール袋掛け付  
局注針端子ホルダーx1、シリンジ立10mlx1  
J型フック x5

| 品番      | 品名        | サイズ                             | 価格       |
|---------|-----------|---------------------------------|----------|
| ENS-S-1 | 内視鏡処置具カート | W:450xD:450xH:1,100<br>~1,700mm | ¥270,000 |

| 品番      | 品名         | サイズ                 | 価格       |
|---------|------------|---------------------|----------|
| ENS-S-2 | 内視鏡カート用フック | 22~25φのパイプに固定<br>可能 | ¥148,000 |



# 内視鏡 処置具ハンガー

点滴スタンド、内視鏡カートに取付可能、  
オールステンレス製でオートクレーブ滅菌可能

## 安全 機能的 衛生的な内視鏡処置具ハンガー

### ■使用イメージ



フック～6個 局注針ホルダー～1個 トレー～1個

### ＝特徴＝

- ◆ 局注針(穿刺針)ホルダーを左右取付できます
- ◆ 処置具が取り戻し易くシリンジも一時置けるJ型フック
- ◆ 汚れやすいハンガー部、袋用枠、が取外し分解可能で洗淨、滅菌も可能。
- ◆ 錘付のベースで安定感があります
- ◆ シリンジ等の一時置きに取外し可能、便利なトレー付
- ◆ 点滴スタンドや内視鏡カートにも取付可能

～部品別で販売しております。  
既存の点滴スタンド等に取付できます～

### 【処置具ハンガー】



【処置具ハンガー仕様】  
材質：本体/SUS304ステンレス製  
取外し可能局注針端子ホルダー×1、  
シリンジ置きトレー×1  
J型フック ×6

### ～内視鏡トロリーにも取付可能～

◇ハンガーや袋掛けを内視鏡トロリーポールに取付



### 【処置具袋掛け】



【処置具袋掛け仕様】  
材質：本体/SUS304ステンレス製

### 【専用スタンド】


【専用スタンド仕様】  
材質：本体/SUS304ステンレス製  
キャスター/50φ



◇ハンガーを  
内視鏡トロリーに直接取付



| 品番      | 品名            | 仕様   | 価格       |
|---------|---------------|--|----------|
| ENS-T-2 | 内視鏡処置具ハンガー    | フック～6個、<br>トレー140x60x20～1個<br>局注針ホルダー～1個<br>パイプクランプ～1個 | ¥148,000 |
| ENS-T-3 | 内視鏡処置具袋掛け     | 袋掛け部280x250mm  | ¥52,000  |
| ENS-T-4 | 処置具ハンガー専用スタンド | W:280xD:250xH:1,000～<br>1,400                          | ¥42,000  |



# 内視鏡保管庫

# Fiber scope Cabinet

## スタンダード ステンレス製内視鏡保管庫

PVC(ポリ塩化ビニル)製ハンガー：二段式  
 下部：保護シート張り  
 非磁性ステンレスSUS-304と  
 磁性ステンレスSUS-430をご用意します



■ EN-104N



■ EN-108N


### 〔非磁性SUS-304製〕

| 品番      | 規格・サイズ                        | 価格       |
|---------|-------------------------------|----------|
| EN-104N | 4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm    | ¥442,000 |
| EN-106N | 6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm    | ¥567,000 |
| EN-108N | 8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm    | ¥637,000 |
| EN-110N | 10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm | ¥757,000 |
| EN-112N | 12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm | ¥856,000 |
| EN-115N | 15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm | ¥947,000 |


### 〔磁性SUS-430製〕

| 品番      | 規格・サイズ                        | 価格       |
|---------|-------------------------------|----------|
| EN-104D | 4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm    | ¥406,000 |
| EN-106D | 6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm    | ¥548,000 |
| EN-108D | 8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm    | ¥565,000 |
| EN-110D | 10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm | ¥689,000 |
| EN-112D | 12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm | ¥788,000 |
| EN-115D | 15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm | ¥890,000 |

◇ハンガー-B-1タイプ上段（4個掛け）



◇ハンガー-B-2タイプ下段（4個掛け）



### 〔ご使用例〕



除湿器付本体に除湿器を組み込むことができます。

\* 除湿器には電源AC100Vが必要になります。

### 〔除湿器付 非磁性SUS-304製〕

| 品番       | 規格・サイズ                        | 価格         |
|----------|-------------------------------|------------|
| EN-104NJ | 4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm    | ¥671,000   |
| EN-106NJ | 6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm    | ¥812,000   |
| EN-108NJ | 8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm    | ¥1,046,000 |
| EN-110NJ | 10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm | ¥1,173,000 |
| EN-112NJ | 12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm | ¥1,280,000 |
| EN-115NJ | 15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm | ¥1,390,000 |

### 〔除湿器付 磁性SUS-430製〕

| 品番       | 規格・サイズ                        | 価格         |
|----------|-------------------------------|------------|
| EN-104DJ | 4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm    | ¥622,000   |
| EN-106DJ | 6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm    | ¥760,000   |
| EN-108DJ | 8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm    | ¥960,000   |
| EN-110DJ | 10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm | ¥1,092,000 |
| EN-112DJ | 12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm | ¥1,199,000 |
| EN-115DJ | 15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm | ¥1,313,000 |




センシンメディカル株式会社

※特注品 1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:https://www.senshin-medical.co.jp/



# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## ■ 薄型 内視鏡保管庫・・・奥行210mm以下でスペース有効・

※こちらの製品は保管庫本体にハンガーも付属しています。



■ EN-U-5



■ EN-U-5 内部



■ EN-U-8



■ EN-U-8 内部




■ 保管イメージ




■ ハンガー

□ ハンガー C-1タイプ 上段



□ ハンガー C-2タイプ 下段



〔仕様〕

材質：（本体）木製メラミン化粧板仕上げ  
ハンガー：PVC（ポリ塩化ビニル）製



■ 設置イメージ



■ 背面


注：壁固定ネジは本体背面の壁につく梁の部分に打ちこんでください

本品は薄型の為壁に固定する必要があります。  
本体は木製の為内部から木ネジ等を壁にネジ止め出来ます。  
【固定方法】  
壁内部にコンパネ補強→そのまま庫内から壁に木ネジ、タッピングネジで固定可能。  
石こうボード→ボードアンカーかできれば壁内部径金属部補強にタッピングネジで固定が望ましいです。  
コンクリート→コンクリートアンカーにて固定。

| 品番     | 規格・サイズ                       | 価格       |
|--------|------------------------------|----------|
| EN-U-5 | 5本掛け W:820xD:202xH:2,060mm   | ¥594,000 |
| EN-U-8 | 8本掛け W:1,240xD:202xH:2,060mm | ¥990,000 |


ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます、形状見本をご用意ありますのでご確認ください。また特注品も1台から承ります。





# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## ■ ローコストでロング型・ハンガーも高さ調節可能内視鏡保管庫 「ツール君 1号」




### 【仕様】

材質：本体/スチール製粉体塗装  
付属ハンガー/PVCポリ塩化ビニル透明2種

| 品番      | 規格・サイズ                             | 価格       |
|---------|------------------------------------|----------|
| EN-R4-1 | 4本掛け 観音片扉<br>W:480xD:450xH:2,100mm | ¥188,000 |


上段ハンガー



下段ハンガー



## ■ 径食道プローブ保管に 「ツール君 2号」




### 【仕様】

材質：本体及び棚板/スチール製粉体塗装  
付属ハンガー/PVCポリ塩化ビニル透明  
付属棚板/スチール製w450xD330

| 品番      | 規格・サイズ                             | 価格       |
|---------|------------------------------------|----------|
| EN-R4-2 | 4本掛け 観音片扉<br>W:480xD:450xH:2,100mm | ¥188,000 |

上段ハンガー





## ■ 耳鼻科等用 「トール君 4号」



上段ハンガー



下段ハンガー




■使用イメージ

【仕様】

材質：本体及び棚板/スチール製粉体塗装  
 付属ハンガー/PVCポリ塩化ビニル透明  
 付属棚板/スチール製w450xD330

| 品番      | 規格・サイズ                             | 価格       |
|---------|------------------------------------|----------|
| EN-R4-4 | 4本掛け 観音片扉<br>W:480xD:450xH:2,100mm | ¥188,000 |

上段、下段共通ハンガー



## —— オプション ——

### ■ バスケット



【仕様】


材質：ポリプロピレン製  
 付属：マグネット、吸盤



■使用イメージ

| 品番        | 規格・サイズ              | 価格      |
|-----------|---------------------|---------|
| ENH-R4-K1 | W:300xD:100xH:120mm | ¥26,000 |

### ■ 棚板




【仕様】

材質：スチール製粉体塗装  
 付属：棚受け金具

■使用イメージ

| 品番        | 規格・サイズ                                | 価格     |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| ENH-R4-T1 | フルサイズ スチール製<br>W:450xD:400xH:18mm     | ¥6,000 |
| ENH-R4-T2 | 前後隙間ありタイプ スチール製<br>W:450xD:330xH:18mm | ¥6,000 |





# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## ■ パススルー型（両面扉型） ・洗浄側、使用者側 両側から扉の開閉が可能です ・

◆ ハンガー部スライド式・・・スライドにより内視鏡の出し入れがスムーズに行えます。

※こちらの製品は保管庫本体にハンガーも付属しています。

■ EN-PS-8N




・スライド式ハンガーパネル


・メッシュパネル

・対面にスライド式ハンガーパネルが設置されています

■ハンガー-B-1タイプ 上段（4個掛け）



■ハンガー-AB-2タイプ 下段（4個掛け）



【仕様】

材質：本体/ステンレス製（SUS-304）  
ハンガー/塩ビ透明 2段式  
ハンガー下部養生材/サンベルカ  
中間にメッシュパネル（6本、8本掛けのみ）

【ハンガー部スライド式】

| 品番        | 規格・サイズ                               | 価格         |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| EN-PS-6N  | 6本掛け 引き戸<br>W:1,030xD:550xH:2,100mm  | ¥1,750,000 |
| EN-PS-8N  | 8本掛け 引き戸<br>W:1,300xD:650xH:2,100mm  | ¥1,820,000 |
| EN-PS-12N | 12本掛け 引き戸<br>W:1,800xD:550xH:2,100mm | ¥2,250,000 |


※ 12本掛けには中間メッシュパネルは付属しません

## ◆ ハンガー部固定式・・・

■ EN-P-8N



■ EN-P-2N




【仕様】

材質：本体/ステンレス製（SUS-304）  
ハンガー/塩ビ透明 2段式  
ハンガー下部養生材/サンベルカ

【ハンガー部固定式】

| 品番      | 規格・サイズ                                | 価格         |
|---------|---------------------------------------|------------|
| EN-P-2N | 2本掛け 観音扉（片側）<br>W:500xD:350xH:2,000mm | ¥1,040,000 |
| EN-P-4N | 4本掛け 観音扉<br>W:870xD:350xH:2,000mm     | ¥1,310,000 |
| EN-P-6N | 6本掛け 観音扉<br>W:870xD:500xH:2,000mm     | ¥1,380,000 |


ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます、形状見本をご用意ありますのでご確認ください。また特注品も1台から承ります。



# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## ■ 気管支用内視鏡保管庫...


※こちらの製品は保管庫本体にハンガーも付属しています。



■ EN-N-9



■ ハンガー（9本掛け）



◇ハンガーFタイプ

■ 除湿機（オプション）



■ 除湿機収納部内部  
（パンチングカバー外したところ）




□ 除湿機部背面



□保管イメージ

■バスケット ENH-N-K1（オプション）  
内部H:1050(上部) に取外し出来ます



### 〔仕様〕


材質：（本体）ステンレス製SUS-304

ハンガー：PVC(ポリ塩化ビニル) 製

| 品番       | 規格・サイズ                           | 価格       |
|----------|----------------------------------|----------|
| EN-N-9   | 9本掛け 本体<br>W:570xD:385xH:1,750mm | ¥740,000 |
| ENH-N-K1 | バスケット 300x200xH:200mm            | ¥117,000 |
| ENJ-3    | 除湿機パンチングカバー付き                    | オープン     |


※除湿器には電源が必要になります

ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます、形状見本をご用意ありますのでご確認ください。また特注品も1台から承ります。



# 内視鏡スタンド Fiber scope Stand


## ■ 壁取付け用 内視鏡スタンド



■ ENH-4A1


〔仕様〕

材質：ステンレス製（本体架台）  
ハンガー：PVC塩化ビニール製（透明）



〔上段用〕

| 品番      | 規格・サイズ                          | 価格      |
|---------|---------------------------------|---------|
| ENH-4A1 | 上段用4本掛けハンガー W:450xD:175xH:170mm | ¥73,000 |
| ENH-2A1 | 上段用2本掛けハンガー W:270xD:175xH:170mm | ¥63,000 |




ご使用には取付けが必要です。価格には取付費用は含まれてません。

■ ENH-4A2

〔仕様〕

材質：ステンレス製（本体架台）  
ハンガー：PVC塩化ビニール製（透明）



- ENH-4A1・4A2
- ENH-2A1・2A2


使用イメージ

〔下段用〕 主に接続部を置くハンガーです

| 品番      | 規格・サイズ                          | 価格      |
|---------|---------------------------------|---------|
| ENH-4A2 | 下段用4本掛けハンガー W:450xD:200xH:170mm | ¥65,000 |
| ENH-2A2 | 下段用2本掛けハンガー W:270xD:200xH:170mm | ¥55,000 |

ご使用には取付けが必要です。価格には取付費用は含まれてません。

## ■ 内視鏡スタンド ※こちらの製品は保管庫本体にハンガーも付属しています。



◇ハンガー上段（4個掛け）

◇ハンガー下段（4個掛け）



〔仕様〕

材質：ステンレス製（本体架台）  
ハンガー：PVCポリ塩化ビニール製（透明）  
キャスター：75mmΦ




ENS-B-2




ENS-C-4



◇ハンガー上段（4個掛け）



◇ハンガー下段（4個掛け）



〔仕様〕

材質：ステンレス製（本体架台）  
ベース部：アルミ製  
ハンガー：PVCポリ塩化ビニール製（透明）  
キャスター：75mmΦ2個ストッパー付




| 品番      | 規格・サイズ                    | 価格       |
|---------|---------------------------|----------|
| ENS-A-4 | 4本掛 W:525xD:400xH:1,650mm | ¥255,000 |

| 品番      | 規格・サイズ                            | 価格       |
|---------|-----------------------------------|----------|
| ENS-B-2 | 2本掛 W:500xD:500xH:1,300~1,900mm   | ¥143,000 |
| ENS-B-4 | 4本掛 W:500xD:500xH:1,300~1,900mm   | ¥148,000 |
| ENS-C-2 | 2本掛 2段式 W:505xD:505xH:1300~1900mm | ¥193,000 |
| ENS-C-4 | 4本掛 2段式 W:505xD:505xH:1300~1900mm | ¥196,000 |

# 径食道プローブ用 保管庫 Probe Cabinet

## ■ 径食道プローブ用キャビネット（ステンレス製）6本掛け用

※こちらの製品は保管庫本体にハンガーも付属してます。



〔使用イメージ〕

### ◇ハンガーE タイプ



〔仕様〕  
 材質：ステンレス製 SUS-304  
 ハンガー：PVCポリ塩化ビニル製（透明）  
 天井部コードフック付  
 下段：高さ調節可能棚板付

| 品 番     | 規 格 ・ サ イ ズ                 | 価 格      |
|---------|-----------------------------|----------|
| EN-K-6A | 6本掛け用 W:700xD:450xH:1,900mm | ¥770,000 |



センシンメディカル株式会社

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:https://www.senshin-medical.co.jp/

# リポワイプCB-75F (厚手) リポワイプCW-55F (薄手) WIPER



しっかり！！とした拭き取り！！毛羽立ちにくい！！

■食品衛生法試験に適合

食品分野、医療施設、内視鏡洗浄後水分拭取りに最適  
多用途・ 万能な不織布ワイパー



リポワイプ  
CB-75F (厚手)



リポワイプ  
CW-55F (薄手)

### 高強度

高強度でありながら、ソフトで肌触りが良く、体拭き用途にも最適

### 低発塵

- 水流交絡時に糸くずを水で洗い流す
- 枚葉カットにより端面の発塵を制御

### 高吸収

水や薬液に濡らしても丈夫でしなやか

| 品番     | 規格             | 色 | 入り数              | 材質      |
|--------|----------------|---|------------------|---------|
| CB-75F | 300x350mm 4折厚手 | 青 | 1200枚(50枚/袋x24袋) | パルプ/PET |
| CW-55F | 300x350mm 4折薄手 | 白 | 1200枚(50枚/袋x24袋) | パルプ/PET |



- キャビネット型2槽式 流し台
- エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



【仕様】

材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：2槽式D:500xH:250mm


【付属品】

水栓金具：混合水栓x2  
(ハンドシャワータイプ、  
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)  
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー  
オートドレン

【必要設備】

給水：15A/バルブ止めx2  
給湯：15A/バルブ止めx2  
排水：40A開放止めx2  
電源：AC100Vアース付コンセント  
(コンプレッサー用/センサー水栓金具用)

ND-AW2000-1HS  
NDM-5-3水切板付き



【ワイド1800mmタイプ】

| 品番        | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|-----------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-AW18-1 | W:1800xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 500 | ¥1,633,000                   | ¥1,904,000                        |
| ND-AW18-2 | W:1800xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 900 | 200 | ¥1,651,000                   | ¥1,924,000                        |
| ND-AW18-3 | W:1800xD:700xH:850+200mm | 50 | 825 | 50 | 825 | 50  | ¥1,709,000                   | ¥1,982,000                        |

【ワイド2000mmタイプ】

| 品番        | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-AW20-1 | W:2000xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 600  | 700 | ¥1,711,000                   | ¥1,982,000                        |
| ND-AW20-2 | W:2000xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 900  | 400 | ¥1,729,000                   | ¥2,002,000                        |
| ND-AW20-3 | W:2000xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 200 | 1100 | 50  | ¥1,748,000                   | ¥2,021,000                        |
| ND-AW20-4 | W:2000xD:700xH:850+200mm | 50 | 925 | 50  | 925  | 50  | ¥1,787,000                   | ¥2,060,000                        |

【ワイド2400mm】

| 品番        | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E  | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|------|----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-AW24-1 | W:2400xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 800 | 900  | 50 | ¥1,865,000                   | ¥2,138,000                        |
| ND-AW24-2 | W:2400xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 600 | 1100 | 50 | ¥1,888,000                   | ¥2,161,000                        |

【水切パンチング板】

| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-5-3 | W:300xD:530xH:20mm | ¥32,000 |






- キャビネット型2槽式 流し台
- エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応
- 使い方色々 メッシュパネル付

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-PAW2000-1HS  
NDM-500-300水切板付き

【仕様】  
材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：2槽式D:500xH:250mm  
【付属品】  
水栓金具：混合水栓x2  
（ハンドシャワータイプ、  
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます）  
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー  
オートドレン  
【メッシュパネル】  
W1800タイプ：600x300mm～2枚付き  
W2000タイプ：700x300mm～2枚付き  
W2400タイプ：900x300mm～2枚付き  
【必要設備】  
給水：15A/バルブ止めx2  
給湯：15A/バルブ止めx2  
排水：40A開放止めx2  
電源：AC100Vアース付コンセント  
（コンプレッサー用/センサー水栓金具用）



## 【ワイド1800mmタイプ】

| 品番         | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|------------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-PAW18-1 | W:1800xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 500 | ¥1,807,000                   | ¥2,080,000                        |
| ND-PAW18-2 | W:1800xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 50 | 900 | 200 | ¥1,826,000                   | ¥2,099,000                        |
| ND-PAW18-3 | W:1800xD:700xH:850+500mm | 50 | 825 | 50 | 825 | 50  | ¥1,885,000                   | ¥2,158,000                        |

## 【ワイド2000mmタイプ】

| 品番         | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|------------|--------------------------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-PAW20-1 | W:2000xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 50  | 600  | 700 | ¥1,904,000                   | ¥2,177,000                        |
| ND-PAW20-2 | W:2000xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 50  | 900  | 400 | ¥1,924,000                   | ¥2,197,000                        |
| ND-PAW20-3 | W:2000xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 200 | 1100 | 50  | ¥1,943,000                   | ¥2,216,000                        |
| ND-PAW20-4 | W:2000xD:700xH:850+500mm | 50 | 925 | 50  | 925  | 50  | ¥1,982,000                   | ¥2,255,000                        |

## 【ワイド2400mm】

| 品番         | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E  | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|------------|--------------------------|----|-----|-----|------|----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-PAW24-1 | W:2400xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 800 | 900  | 50 | ¥2,080,000                   | ¥2,353,000                        |
| ND-PAW24-2 | W:2400xD:700xH:850+500mm | 50 | 600 | 600 | 1100 | 50 | ¥2,104,000                   | ¥2,377,000                        |

## 【水切パンチング板】

| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-5-3 | W:300xD:530xH:20mm | ¥32,000 |





## ■ キャビネット型2槽式 流し台

## ■ 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-B2000-1HS  
NDM-4-3水切板付き

【仕様】


材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：2槽式D:400xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓×2  
(ハンドシャワータイプ、  
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め×2  
給湯：15Aバルブ止め×2  
排水：40A開放止め×2  
電源：AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)



### 【ワイド1200mm /1500mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-B12-1 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 525 | 50 | 525 | 50  | ¥853,000                     | ¥1,126,000                        |
| ND-B15-2 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 200 | ¥892,000                     | ¥1,165,000                        |
| ND-B15-3 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 675 | 50 | 675 | 50  | ¥892,000                     | ¥1,165,000                        |

### 【ワイド1800mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-B18-1 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 500 | ¥991,000                     | ¥1,264,000                        |
| ND-B18-2 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 900 | 200 | ¥1,030,000                   | ¥1,303,000                        |
| ND-B18-3 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 825 | 50 | 825 | 50  | ¥1,030,000                   | ¥1,303,000                        |

### 【ワイド2000mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E   | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-B20-1 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 600  | 700 | ¥1,126,000                   | ¥1,399,000                        |
| ND-B20-2 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 900  | 400 | ¥1,147,000                   | ¥1,420,000                        |
| ND-B20-3 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 200 | 1100 | 50  | ¥1,165,000                   | ¥1,438,000                        |
| ND-B20-4 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 925 | 50  | 925  | 50  | ¥1,165,000                   | ¥1,438,000                        |

### 【ワイド2400mm】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E  | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|-----|------|----|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-B24-1 | W:2400xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 800 | 900  | 50 | ¥1,303,000                   | ¥1,576,000                        |
| ND-B24-2 | W:2400xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 600 | 1100 | 50 | ¥1,321,000                   | ¥1,592,000                        |

### 【水切パンチング板】

| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-4-3 | W:300xD:430xH:20mm | ¥32,000 |




【1槽式恒温槽設置型流し台】

- 洗浄室
- 内視鏡室など



恒温槽設置イメージ

【流し台】



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：1槽式 / D:400xH:250mm

〔付属品〕

水栓金具：混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式  
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)  
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー  
オートドレン

〔必要設備〕

給水：15A/バルブ止め  
給湯：15A/バルブ止め  
排水：40A開放止め  
電源：AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

| 品番       | 外寸                        | A  | B    | C    | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|---------------------------|----|------|------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-F23-1 | W:2,300xD:700xH:850+500mm | 50 | 1200 | 1650 | ¥2,230,000                   | ¥2,503,000                        |

【恒温槽】



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
〔付属品〕  
恒温器、排水ホース

| 品番     | 寸法   | A  | B   | C  | 価格       |
|--------|--|----|-----|----|----------|
| ND-G-1 | W:910xD:410xH:325mm<br>内寸W:850xD:350xH:185mm | 30 | 850 | 30 | ¥782,000 |




- キャビネット型1槽式 流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-C1200-1N



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：1槽式D:400xH:250mm

〔付属品〕

水栓金具：混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式  
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

〔必要設備〕

給水：15A/バルブ止め  
給湯：15A/バルブ止め  
排水：40A開放止め  
電源：AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

【ワイド900mmタイプ】

| 品番      | 外寸                      | A  | B   | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|---------|-------------------------|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-C9-1 | W:900xD:600xH:850+200mm | 50 | 550 | 300 | ¥505,000                   | ¥526,000                     | ¥645,000                          |
| ND-C9-2 | W:900xD:600xH:850+200mm | 50 | 800 | 50  | ¥526,000                   | ¥546,000                     | ¥666,000                          |

【ワイド1200mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-C12-1 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 550 | ¥565,000                   | ¥585,000                     | ¥705,000                          |
| ND-C12-2 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 400 | ¥565,000                   | ¥585,000                     | ¥705,000                          |
| ND-C12-3 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 250 | ¥580,000                   | ¥601,000                     | ¥721,000                          |
| ND-C12-4 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 1100 | 50  | ¥612,000                   | ¥632,000                     | ¥752,000                          |

【ワイド1500mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-C15-1 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 850 | ¥700,000                   | ¥721,000                     | ¥840,000                          |
| ND-C15-2 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 700 | ¥700,000                   | ¥721,000                     | ¥840,000                          |
| ND-C15-3 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 550 | ¥721,000                   | ¥741,000                     | ¥861,000                          |
| ND-C15-4 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 1400 | 50  | ¥760,000                   | ¥780,000                     | ¥900,000                          |

【ワイド1800mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C    | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-C18-1 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 1150 | ¥800,000                   | ¥819,000                     | ¥939,000                          |
| ND-C18-2 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 1000 | ¥800,000                   | ¥819,000                     | ¥939,000                          |
| ND-C18-3 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 850  | ¥848,000                   | ¥869,000                     | ¥988,000                          |
| ND-C18-4 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 1500 | 250  | ¥884,000                   | ¥905,000                     | ¥1,025,000                        |

【水切パンチング板】


| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-4-3 | W:300xD:430xH:20mm | ¥32,000 |



- オープン型1槽式 / 2槽式 流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応



ND-D900-1N



## 【1槽式】

### 【ワイド900mmタイプ】

| 品番      | 外寸                      | A  | B   | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|---------|-------------------------|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-D9-1 | W:900xD:600xH:850+200mm | 50 | 550 | 300 | ¥385,000                   | ¥414,000                     | ¥523,000                          |
| ND-D9-2 | W:900xD:600xH:850+200mm | 50 | 800 | 50  | ¥403,000                   | ¥435,000                     | ¥541,000                          |

### 【ワイド1200mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-D12-1 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 550 | ¥419,000                   | ¥448,000                     | ¥557,000                          |
| ND-D12-2 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 400 | ¥427,000                   | ¥458,000                     | ¥565,000                          |
| ND-D12-3 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 250 | ¥432,000                   | ¥463,000                     | ¥570,000                          |
| ND-D12-4 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 1100 | 50  | ¥442,000                   | ¥471,000                     | ¥580,000                          |

### 【ワイド1500mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-D15-1 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 850 | ¥455,000                   | ¥484,000                     | ¥591,000                          |
| ND-D15-2 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 700 | ¥463,000                   | ¥492,000                     | ¥601,000                          |
| ND-D15-3 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 550 | ¥468,000                   | ¥500,000                     | ¥606,000                          |
| ND-D15-4 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 1400 | 50  | ¥479,000                   | ¥507,000                     | ¥617,000                          |

### 【ワイド1800mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B    | C    | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|------|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-D18-1 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600  | 1150 | ¥510,000                   | ¥541,000                     | ¥648,000                          |
| ND-D18-2 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 750  | 1000 | ¥520,000                   | ¥549,000                     | ¥658,000                          |
| ND-D18-3 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 900  | 850  | ¥528,000                   | ¥559,000                     | ¥666,000                          |
| ND-D18-4 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 1500 | 250  | ¥539,000                   | ¥567,000                     | ¥676,000                          |

### 【水切パンチング板】

| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-4-3 | W:300xD:430xH:20mm | ¥32,000 |

### 【オプション品】

| 品番      | 品名                            |
|---------|-------------------------------|
| NDM-A-1 | エアガン (スパイラルホース、バルブ、スイッチ、架台付き) |
| NDM-C-1 | エアガン用コンプレッサー                  |
| NDM-W-1 | ウォーターガン (スパイラルホース、バルブ、架台付き)   |
| NDM-D-1 | オートドレーン (コンプ水抜き用)             |

◆オプション品 エアガン ウォーターガンを取付け出来ます



- 洗浄室
- 内視鏡室など

【仕様】


材質：ステンレス製 SUS-304  
シンク槽：1槽式 / 2槽式 D:400xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式  
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め  
給湯：15Aバルブ止め  
排水：40A開放止め  
電源：AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)



棚板はスノコタイプ、フラット板タイプ可能

## 【2槽式】

### 【ワイド1200mm / 1500mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-E12-1 | W:1200xD:600xH:850+200mm | 50 | 525 | 50 | 525 | 50  | ¥585,000                   | ¥645,000                     | ¥858,000                          |
| ND-E15-2 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 200 | ¥619,000                   | ¥679,000                     | ¥890,000                          |
| ND-E15-3 | W:1500xD:600xH:850+200mm | 50 | 675 | 50 | 675 | 50  | ¥630,000                   | ¥689,000                     | ¥903,000                          |

### 【ワイド1800mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C  | D   | E   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|----|-----|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-E18-1 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 600 | 500 | ¥682,000                   | ¥741,000                     | ¥952,000                          |
| ND-E18-2 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50 | 900 | 200 | ¥700,000                   | ¥760,000                     | ¥970,000                          |
| ND-E18-3 | W:1800xD:600xH:850+200mm | 50 | 825 | 50 | 825 | 50  | ¥713,000                   | ¥773,000                     | ¥986,000                          |

### 【ワイド2000mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E   | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|-----|------|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-E20-1 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 600  | 700 | ¥718,000                   | ¥778,000                     | ¥988,000                          |
| ND-E20-2 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 50  | 900  | 400 | ¥731,000                   | ¥791,000                     | ¥1,004,000                        |
| ND-E20-3 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 600 | 200 | 1100 | 50  | ¥744,000                   | ¥804,000                     | ¥1,017,000                        |
| ND-E20-4 | W:2000xD:600xH:850+200mm | 50 | 925 | 50  | 925  | 50  | ¥760,000                   | ¥819,000                     | ¥1,030,000                        |

### 【ワイド2400mmタイプ】

| 品番       | 外寸                       | A  | B   | C   | D    | E  | 価格<br>(スタンダード<br>水栓金具付き) N | 価格<br>(ハンドシャワー<br>水栓金具付き) HS | 価格<br>(センサー式ハンドシャ<br>ワー水栓金具付き) SS |
|----------|--------------------------|----|-----|-----|------|----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ND-E24-1 | W:2400xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 800 | 900  | 50 | ¥762,000                   | ¥822,000                     | ¥1,035,000                        |
| ND-E24-2 | W:2400xD:700xH:850+200mm | 50 | 600 | 600 | 1100 | 50 | ¥780,000                   | ¥840,000                     | ¥1,053,000                        |

### 【水切パンチング板】

| 品番      | サイズ                | 価格      |
|---------|--------------------|---------|
| NDM-4-3 | W:300xD:430xH:20mm | ¥32,000 |

### 【オプション品】

| 品番      | 品名                            |
|---------|-------------------------------|
| NDM-A-1 | エアガン (スパイラルホース、バルブ、スイッチ、架台付き) |
| NDM-C-1 | エアガン用コンプレッサー                  |
| NDM-W-1 | ウォーターガン (スパイラルホース、バルブ、架台付き)   |
| NDM-D-1 | オートドレーン (コンパ抜き用)              |

◆オプション品 エアガン ウォーターガンを取付け出来ます



# 特注例

## ◆洗浄室・内視鏡室関連 流し台特注例



■ オープン棚・飛散防止パネル付き



■ オープン棚・フットスイッチ式水栓金具


## ◆2段式耳鼻科用内視鏡保管庫 上下2段に収納量2倍に

| 品番      | 規格・サイズ                           | 価格       |
|---------|----------------------------------|----------|
| EN-W-20 | 20本掛け<br>W:1,200xD:450xH:1,900mm | ¥920,000 |



## ◆薄型耳鼻科用内視鏡保管庫

奥行き250mmの薄型内視鏡保管庫です



〔仕様〕

材質：(本体) ステンレス製SUS-304  
ハンガー：ジュラコン製  
下部：収納棚付

| 品番      | 規格・サイズ                       | 価格       |
|---------|------------------------------|----------|
| EN-U-8S | 8本掛け W:1,240xD:250xH:1,900mm | ¥780,000 |

