



内視鏡室・洗浄室・汚物処理室等 流し台





-----品目-----

ステンレスバスケット

滅菌用バスケット

回収コンテナ

流し台


エアガン・ウォーターガン付システム流し台


手洗い用流し台

汚物処理室流し台

汚物流し

ダウンウォールキャビネット





ステンレスバスケット

■ 洗浄用バスケット




〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304 5mm目メッシュ

品番	規格・サイズ	価格
SMS-C-1	W:405xD:254xH:50mm	¥35,000
SMS-C-2	W:405xD:254xH:70mm	¥38,000
SMS-C-3	W:485xD:254xH:50mm	¥40,000
SMS-C-4	W:485xD:254xH:70mm	¥43,000
SMS-C-5	W:254xD:254xH:50mm	¥32,000
SMS-C-6	W:254xD:254xH:70mm	¥35,000

■ シリコン剣山付洗浄用バスケット

シリコン剣山によりカンシ類を固定できます



〔仕様〕

材質：ステンレス製SUS-304 蓋、底5mmメッシュ
側面1mmメッシュ
蓋、底 シリコン剣山付き

品番	サイズ(内寸)	価格
SKB-A-1	W:240xD:250xH:46mm	¥180,000
SKB-A-2	W:482xD:250xH:46mm	¥170,000


■ ステンレス製回収容器



〔仕様〕

材質：ステンレス製SUS-304
蓋裏シリコンパッキン付き

品番	サイズ(内寸)	価格
SKY-A-1	W:437xD:290xH:70mm	¥62,000
SKY-A-2	W:437xD:290xH:130mm	¥65,000



- キャビネット型2槽式 流し台
- エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-AW2000-1HS
NDM-5-3水切板付き

【仕様】


材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：2槽式D:500xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓x2
(ハンドシャワータイプ、
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー
オートドレン

【必要設備】

給水：15A/バルブ止めx2
給湯：15A/バルブ止めx2
排水：40A開放止めx2
電源：AC100Vアース付コンセント
(コンプレッサー用/センサー水栓金具用)



【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-AW1800-1	W:1800xD:700xH:850+200mm	50	600	50	600	500	¥1,633,000	¥1,904,000
ND-AW1800-2	W:1800xD:700xH:850+200mm	50	600	50	900	200	¥1,651,000	¥1,924,000
ND-AW1800-3	W:1800xD:700xH:850+200mm	50	825	50	825	50	¥1,709,000	¥1,982,000

【ワイド2000mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-AW2000-1	W:2000xD:700xH:850+200mm	50	600	50	600	700	¥1,711,000	¥1,982,000
ND-AW2000-2	W:2000xD:700xH:850+200mm	50	600	50	900	400	¥1,729,000	¥2,002,000
ND-AW2000-3	W:2000xD:700xH:850+200mm	50	600	200	1100	50	¥1,748,000	¥2,021,000
ND-AW2000-4	W:2000xD:700xH:850+200mm	50	925	50	925	50	¥1,787,000	¥2,060,000

【ワイド2400mm】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-AW2400-1	W:2400xD:700xH:850+200mm	50	600	800	900	50	¥1,865,000	¥2,138,000
ND-AW2400-2	W:2400xD:700xH:850+200mm	50	600	600	1100	50	¥1,888,000	¥2,161,000

【水切パンチング板】

品番	サイズ	価格
NDM-5-3	W:300xD:530xH:20mm	¥32,000



- キャビネット型2槽式 流し台
- エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応
- 使い方色々 メッシュパネル付

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-PAW2000-1HS
NDM-500-300水切板付き

【仕様】

材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：2槽式D:500xH:250mm

【付属品】


水栓金具：混合水栓x2
(ハンドシャワータイプ、
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)
エアガン、ウォーターガン、コンプレッサー
オートドレン

【メッシュパネル】

W1800タイプ：600x300mm～2枚付き
W2000タイプ：700x300mm～2枚付き
W2400タイプ：900x300mm～2枚付き

【必要設備】

給水：15A/バルブ止めx2
給湯：15A/バルブ止めx2
排水：40A開放止めx2
電源：AC100Vアース付コンセント
(コンプレッサー用/センサー水栓金具用)



【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-PAW1800-1	W:1800xD:700xH:850+500mm	50	600	50	600	500	¥1,807,000	¥2,080,000
ND-PAW1800-2	W:1800xD:700xH:850+500mm	50	600	50	900	200	¥1,826,000	¥2,099,000
ND-PAW1800-3	W:1800xD:700xH:850+500mm	50	825	50	825	50	¥1,885,000	¥2,158,000

【ワイド2000mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-PAW2000-1	W:2000xD:700xH:850+500mm	50	600	50	600	700	¥1,904,000	¥2,177,000
ND-PAW2000-2	W:2000xD:700xH:850+500mm	50	600	50	900	400	¥1,924,000	¥2,197,000
ND-PAW2000-3	W:2000xD:700xH:850+500mm	50	600	200	1100	50	¥1,943,000	¥2,216,000
ND-PAW2000-4	W:2000xD:700xH:850+500mm	50	925	50	925	50	¥1,982,000	¥2,255,000

【ワイド2400mm】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-PAW2400-1	W:2400xD:700xH:850+500mm	50	600	800	900	50	¥2,080,000	¥2,353,000
ND-PAW2400-2	W:2400xD:700xH:850+500mm	50	600	600	1100	50	¥2,104,000	¥2,377,000

【水切パンチング板】

品番	サイズ	価格
NDM-5-3	W:300xD:530xH:20mm	¥32,000





■ キャビネット型2槽式 流し台

■ 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-B2000-1HS
NDM-4-3水切板付き

【仕様】


材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：2槽式D:400xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓×2
(ハンドシャワータイプ、
センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め×2
給湯：15Aバルブ止め×2
排水：40A開放止め×2
電源：AC100Vアース付コンセント
(センサー水栓金具の場合のみ)



【ワイド1200mm /1500mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-B1200-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	525	50	525	50	¥853,000	¥1,126,000
ND-B1500-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	200	¥892,000	¥1,165,000
ND-B1500-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	675	50	675	50	¥892,000	¥1,165,000

【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-B1800-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	500	¥991,000	¥1,264,000
ND-B1800-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	50	900	200	¥1,030,000	¥1,303,000
ND-B1800-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	825	50	825	50	¥1,030,000	¥1,303,000

【ワイド2000mmタイプ】


品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-B2000-1	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	700	¥1,126,000	¥1,399,000
ND-B2000-2	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	50	900	400	¥1,147,000	¥1,420,000
ND-B2000-3	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	200	1100	50	¥1,165,000	¥1,438,000
ND-B2000-4	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	925	50	925	50	¥1,165,000	¥1,438,000

【ワイド2400mm】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-B2400-1	W:2400xD:600xH:850+200mm	50	600	800	900	50	¥1,303,000	¥1,576,000
ND-B2400-2	W:2400xD:600xH:850+200mm	50	600	600	1100	50	¥1,321,000	¥1,592,000

【水切パンチング板】

品番	サイズ	価格
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm	¥32,000




- キャビネット型1槽式 流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応

- 洗浄室
- 内視鏡室など



ND-C1200-1N



【仕様】

材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：1槽式D:400xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓金具
(スタンダード、ハンドシャワー式
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

【必要設備】

給水：15A/バルブ止め
給湯：15A/バルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100Vアース付コンセント
(センサー水栓金具の場合のみ)

【ワイド900mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-C900-1	W:900xD:600xH:850+200mm	50	550	300	¥505,000	¥526,000	¥645,000
ND-C900-2	W:900xD:600xH:850+200mm	50	800	50	¥526,000	¥546,000	¥666,000

【ワイド1200mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-C1200-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	600	550	¥565,000	¥585,000	¥705,000
ND-C1200-2	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	750	400	¥565,000	¥585,000	¥705,000
ND-C1200-3	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	900	250	¥580,000	¥601,000	¥721,000
ND-C1200-4	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	1100	50	¥612,000	¥632,000	¥752,000

【ワイド1500mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-C1500-1	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	600	850	¥700,000	¥721,000	¥840,000
ND-C1500-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	750	700	¥700,000	¥721,000	¥840,000
ND-C1500-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	900	550	¥721,000	¥741,000	¥861,000
ND-C1500-4	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	1400	50	¥760,000	¥780,000	¥900,000

【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-C1800-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	1150	¥800,000	¥819,000	¥939,000
ND-C1800-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	750	1000	¥800,000	¥819,000	¥939,000
ND-C1800-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	900	850	¥848,000	¥869,000	¥988,000
ND-C1800-4	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	1500	250	¥884,000	¥905,000	¥1,025,000

【水切パンチング板】


品番	サイズ	価格
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm	¥32,000



- オープン型1槽式 / 2槽式 流し台
- 内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応



【1槽式】



ND-D900-1N

【ワイド900mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式/ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-D900-1	W:900xD:600xH:850+200mm	50	550	300	¥385,000	¥414,000	¥523,000
ND-D900-2	W:900xD:600xH:850+200mm	50	800	50	¥403,000	¥435,000	¥541,000

【ワイド1200mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式/ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-D1200-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	600	550	¥419,000	¥448,000	¥557,000
ND-D1200-2	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	750	400	¥427,000	¥458,000	¥565,000
ND-D1200-3	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	900	250	¥432,000	¥463,000	¥570,000
ND-D1200-4	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	1100	50	¥442,000	¥471,000	¥580,000

【ワイド1500mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式/ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-D1500-1	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	600	850	¥455,000	¥484,000	¥591,000
ND-D1500-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	750	700	¥463,000	¥492,000	¥601,000
ND-D1500-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	900	550	¥468,000	¥500,000	¥606,000
ND-D1500-4	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	1400	50	¥479,000	¥507,000	¥617,000

【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式/ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-D1800-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	1150	¥510,000	¥541,000	¥648,000
ND-D1800-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	750	1000	¥520,000	¥549,000	¥658,000
ND-D1800-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	900	850	¥528,000	¥559,000	¥666,000
ND-D1800-4	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	1500	250	¥539,000	¥567,000	¥676,000

【水切パンチング板】

品番	サイズ	価格
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm	¥32,000






- 洗浄室
- 内視鏡室など

【仕様】
 材質：ステンレス製 SUS-304
 シンク槽：1槽式 / 2槽式 D:400xH:250mm
 【付属品】
 水栓金具：混合水栓金具
 （スタンダード、ハンドシャワー式
 センサー式ハンドシャワー式お選びできます）
 【必要設備】
 給水：15Aバルブ止め
 給湯：15Aバルブ止め
 排水：40A開放止め
 電源：AC100Vアース付コンセント
 （センサー水栓金具の場合のみ）



棚板はスノコタイプ、フラット板タイプ可能

【2槽式】



【ワイド1200mm / 1500mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-E1200-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50	525	50	525	50	¥585,000	¥645,000	¥858,000
ND-E1500-1	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	200	¥619,000	¥679,000	¥890,000
ND-E1500-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50	675	50	675	50	¥630,000	¥689,000	¥903,000

【ワイド1800mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-E1800-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	500	¥682,000	¥741,000	¥952,000
ND-E1800-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	600	50	900	200	¥700,000	¥760,000	¥970,000
ND-E1800-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50	825	50	825	50	¥713,000	¥773,000	¥986,000

【ワイド2000mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-E2000-1	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	50	600	700	¥718,000	¥778,000	¥988,000
ND-E2000-2	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	50	900	400	¥731,000	¥791,000	¥1,004,000
ND-E2000-3	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	600	200	1100	50	¥744,000	¥804,000	¥1,017,000
ND-E2000-4	W:2000xD:600xH:850+200mm	50	925	50	925	50	¥760,000	¥819,000	¥1,030,000

【ワイド2400mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (スタンダード 水栓金具付き) N	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	価格 (センサー式ハンドシャ ワー水栓金具付き) SS
ND-E2400-1	W:2400xD:700xH:850+200mm	50	600	800	900	50	¥762,000	¥822,000	¥1,035,000
ND-E2400-2	W:2400xD:700xH:850+200mm	50	600	600	1100	50	¥780,000	¥840,000	¥1,053,000

【水切パンチング板】

品番	サイズ	価格
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm	¥32,000




■ 汚物処理室関連

■ 汚物流し

洗浄方法：
レバー式・フットペダル式・センサー式

〔仕様〕
材質：ステンレス製 SUS-304
〔付属品〕
水栓金具：単水栓金具
〔必要設備〕
給水：15A/バルブ止め
排水：65A開放止め
電源：AC100Vコンセント
(センサー式の場合)



ND-P-1-N

品番	外寸	洗浄方式	価格 (スタンダード単水栓 金具付き) N	価格 (電池式センサー水栓金 具付き) S
ND-P-1	W500xD600xH1750mm	レバー式	¥682,000	¥765,000
ND-P-2	W500xD600xH1750mm	フットペダル式	¥835,000	¥926,000
ND-P-3	W500xD600xH1750mm	センサー式	¥2,273,000	¥2,366,000

■ 流し台




ND-KA600-1HS
*蛍光灯はオプションです




ND-KB 棚イメージ

〔仕様〕
材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：1槽式D400xH250mm
〔付属品〕
水栓金具：混合水栓金具
(スタンダード、ハンドシャワー式
センサー式ハンドシャワー式お選びできます)
〔必要設備〕
給水：15A/バルブ止め
給湯：15A/バルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100Vアース付コンセント
(センサー水栓金具の場合・蛍光灯付の場合)



ND-KC900-1SS *蛍光灯はオプションです

【オプション 蛍光灯】



【扉付収納棚付きタイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格		
					(スタンダード混合 水栓金具付き) N	(ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	(センサー式ハンドシャワー 水栓金具付き) SS
ND-KA600-1	W:600xD:600xH:1800mm	50	500	50	¥541,000	¥580,000	¥689,000
ND-KA900-1	W:900xD:600xH:1800mm	50	600	250	¥744,000	¥773,000	¥887,000
ND-KA1200-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50	600	550	¥871,000	¥900,000	¥1,014,000
ND-KA1500-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50	600	850	¥1,035,000	¥1,066,000	¥1,178,000

品番	品名	価格
ND-KD-1	蛍光灯	¥65,000

【オープン1段 棚付きタイプ H:350xD:300】

品番	外寸	A	B	C	価格		
					(スタンダード混合 水栓金具付き) N	(ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	(センサー式ハンドシャワー 水栓金具付き) SS
ND-KB600-1	W:600xD:600xH:1800mm	50	400	50	¥489,000	¥518,000	¥637,000
ND-KB900-1	W:900xD:600xH:1800mm	50	600	250	¥695,000	¥713,000	¥827,000
ND-KB1200-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50	600	550	¥806,000	¥835,000	¥949,000
ND-KB1500-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50	600	850	¥962,000	¥1,001,000	¥1,111,000

【2段 収納付 (扉付収納棚・3方囲い棚) タイプ】

品番	外寸	A	B	C	価格		
					(スタンダード混合 水栓金具付き) N	(ハンドシャワー 水栓金具付き) HS	(センサー式ハンドシャワー 水栓金具付き) SS
ND-KC900-1	W:900xD:600xH:1800mm	50	600	250	¥780,000	¥806,000	¥934,000
ND-KC1200-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50	600	550	¥921,000	¥944,000	¥1,064,000
ND-KC1500-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50	600	850	¥1,087,000	¥1,116,000	¥1,241,000

- 流し台 特注例 下部木製キャビネット
部屋のイメージに合わせ 表面カラーも
お選びいただけます。



【仕様】


材質：天板部ステンレス製 SUS-304
下部キャビネット：木製メラミン化粧板
シンク槽：1槽式 / 2槽式 D:430xH:250mm

【付属品】

水栓金具：混合水栓金具
(ハンドシャワーフットスイッチ式)

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め
給湯：15Aバルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100Vアース付コンセント
(センサー水栓金具の場合のみ)



【ワイド1500mmタイプ】

品番	外寸	A	B	C	D	E	価格 (ハンドシャワー 水栓金具付き) HS
ND-G1500-1	W:1500xD:600xH:900+150mm	50	900	50	450	50	¥1,180,000

- キャビネット
ダウンウォールキャビネット



【仕様】

材質：本体木製メラミン化粧板仕上げ
内部ダウンウォール内蔵

品番	外寸	価格
NKK-D-1	W:750xD:370xH:700mm	¥210,000

■UV殺菌式 手洗い用シンク

蛇口内に装備した紫外線殺菌灯により、シャワー目皿を滅菌状態に保ち、シャワー口滞留水での菌汚染を防ぎます。また、シャワー口径を小さくしているため、水撥ねを防ぐことができます。

◇ベーシックなステンレス製



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304
シンク槽：1槽式
水栓金具：センサー式UV殺菌式混合水栓金具（ミキシンバルブ内臓）
鏡、照明付き

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め
給湯：15Aバルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100V コンセント

品番	仕様	外寸	標準付属品	価格
MRC-SFW-1S	1人用	W:890xD:675xH:2030mm（シンク槽まで890）	逆汚染防止蛇口x1・消毒剤ディスペンサーx1	¥2,000,000
MRC-SFW-2S	2人用	W:1,740xD:675xH:2,030mm（シンク槽まで890）	逆汚染防止蛇口x2・消毒剤ディスペンサーx2	¥2,700,000
MRC-SFW-3S	3人用	W:2,500xD:675xH:2,030mm（シンク槽まで890）	逆汚染防止蛇口x3・消毒剤ディスペンサーx2	¥3,500,000

◇エステル系人工大理石製



〔仕様〕

材質：エステル樹脂製
シンク槽：1槽式
水栓金具：センサー式UV殺菌式混合水栓金具（ミキシンバルブ内臓）
鏡、照明付き

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め
給湯：15Aバルブ止め
排水：40A開放止め
電源：AC100V コンセント

◇壁掛け型手洗い装置



〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304
水栓金具：センサー式UV殺菌式混合水栓金具
鏡付

【必要設備】

電源：AC100V コンセント

品番	仕様	外寸	標準付属品	価格
MRC-SFW-2E	2人用	W:1,800xD:800xH:2,050mm（シンク槽まで860）	逆汚染防止蛇口x3・消毒剤ディスペンサーx2	¥3,100,000
MRC-SFW-3E	3人用	W:2,400xD:800xH:2,050mm（シンク槽まで890）	逆汚染防止蛇口x3・消毒剤ディスペンサーx2	¥3,900,000

品番	外寸	標準付属品	価格
MRC-SFW-1K	W:410xD:150xH:650mm	逆汚染防止蛇口x1	¥310,000



センシンメディカル株式会社

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:https://www.senshin-medical.co.jp/

■ 手洗い用シンク ローコストタイプ



ND-TS-2CS
 ND-TSP-2 (薬液ディスペンサー×2)
 ND-TSP-4 (ペーパータオルホルダー×2)

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304
 シンク槽：1槽式
 ミキシングバルブ内臓
 鏡付

〔付属品〕

水栓金具：センサー式混合水栓金具
 (シンプルな乾電池式センサー、殺菌水式センサーお選びできます)

【必要設備】

給水：15Aバルブ止め
 給湯：15Aバルブ止め
 排水：40A開放止め
 電源：単相AC100V FL+1500アース付コンセント

〔本体〕

品番	仕様	外寸	価格 (電池式センサー水 栓金具付) DS	価格 (殺菌灯付センサー水 栓金具付き) CS
ND-TS-1	1人用	W:900xD:650xH:900+1130mm	オープン	オープン
ND-TS-2	2人用	W:1800xD:650xH:900+1130mm	オープン	オープン
ND-TS-3	3人用	W:2500xD:650xH:900+1130mm	オープン	オープン

〔オプション品〕

品番	品名	仕様	価格
ND-TSP-1	蛍光灯		オープン
ND-TSP-2	センサー式 薬液ディスペンサー		オープン
ND-TSP-3	電動ブラシケース 15個用		オープン
ND-TSP-4	殺菌式ペーパータオルホルダー		オープン
ND-TSPS-1	ブラシ		オープン
ND-TSPS-2	ペーパータオル		オープン

*薬液は含まれません



センシンメディカル株式会社

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:https://www.senshin-medical.co.jp/

■ 洗浄室・内視鏡室関連 流し台特注例



■ オープン棚・飛散防止パネル付き



■ オープン棚・フットスイッチ式水栓金具



■ 引出付き



■ 背面パネル・蛍光灯付き





