

疲労軽減マット付き踏み台 「ラクカモ」



SF-R-1

SF-R-2


□特長

- ・足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散
- ・表面に滑り止め加工
- ・高いクッション性と優れた復元力
- ・防火性能試験基準合格（マット）

□仕様

材質：架台 ステンレス製 SUS-304
マット 発泡ニトリルゴム

*連結、重ねることができます



大型「ラクカモ」

*ご好評頂いている「ラクカモ」
高さが高いタイプと幅が広いタイプが加わりました！



*連結することができます

□特長

- ・従来品通り足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横 方向に分散
- ・表面に滑り止め加工
- ・高いクッション性と優れた復元力
- ・防火性能試験基準合格（マット）

□仕様

材質：架台 ステンレス製 SUS-304
マット 発泡ニトリルゴム

品番	サイズ	価格
SF-R-1	W:453xD:340xH:130mm	¥39,800
SF-R-2	W:453xD:340xH:75mm	¥39,800

品番	サイズ	価格
SF-R-3	W:453xD:340xH:250mm	¥39,800
SF-R-4	W:600xD:340xH:200mm	¥67,600

電動昇降式器械台
油圧昇降式器械台
ハンドル昇降式器械台
ステップグラフト用器械台
器械台
消毒盤台
メーヨー型消毒盤台
蛇管ホルダー
踏み台
リヒカ
アームレスト

1 段踏み台



□仕様
材質：架台 ステンレス製 SUS-304
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品番	サイズ	価格
SF-A-1	W:370xD:270xH:180mm	¥14,000
SF-A-2	W:370xD:270xH:220mm	¥15,000

大型 1 段踏み台



□仕様
材質：架台 ステンレス製 SUS-304
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品番	サイズ	価格
SF-A-3	W:450xD:300xH:200mm	¥27,000
SF-A-4	W:600xD:400xH:200mm	¥36,000

2 段踏み台




□仕様
材質：架台 ステンレス製 SUS-304
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品番	サイズ	価格
SF-B-1	W:370xD:410xH:220/440mm	¥27,000

樹脂製アームレスト「カールくん」

割れにくい ポリ塩化ビニール製落下防止透明カバーです



□仕様
材質：透明ポリ塩化ビニール製厚み5mm

品番	サイズ	価格
AR-A-1	L:270xD:400xH:160mm	¥24,600
AR-A-2	L:400xD:400xH:160mm	¥27,000
AR-A-3	L:550xD:400xH:160mm	¥30,600
AR-A-4	L:700xD:400xH:160mm	¥39,000