



ハンドル昇降

## ハンドル昇降式器械台

### 段差トレー型昇降式器械台



NSB-K-1

- 特長
- ・段差がついたトレー式器械台です
  - ・上部の手回しハンドルにて昇降します
- 仕様
- 材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：75φ

| 品番      | 天板サイズ                 | 昇降範囲              | 価格       |
|---------|-----------------------|-------------------|----------|
| NSB-K-1 | 680x255x12mm<br>トレー2段 | H:970~<br>1,275mm | ¥728,000 |

## 器械台

### 天板落込型二段式器械台



KT-G-2

- 特長
- ・落込式の2段式器械台です
- 仕様
- 材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：100φ

| 品番     | 天板サイズ         | 高さ      | 価格      |
|--------|---------------|---------|---------|
| KT-G-1 | W:450xD:300mm | H:850mm | ¥63,000 |
| KT-G-2 | W:600xD:450mm | H:850mm | ¥73,000 |
| KT-G-3 | W:750xD:450mm | H:850mm | ¥77,000 |
| KT-G-4 | W:900xD:600mm | H:850mm | ¥93,000 |

## 消毒盤台・器械台

### オーバーテーブル式



SB-G-1

- 特長
- ・ネジを緩めて高さを上下できます
- 仕様
- 天板：大型トレー1枚式と折上天板式があります  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

〔トレー天板式〕

| 品番     | 天板仕様                  | 昇降範囲              | 価格       |
|--------|-----------------------|-------------------|----------|
| SB-G-1 | 800x400x35mm<br>トレー1枚 | H:850~<br>1,250mm | ¥159,000 |

〔折上げ天板式H:25mm〕

| 品番     | 天板サイズ         | 高さ                | 価格       |
|--------|---------------|-------------------|----------|
| SB-H-1 | W:800xD:400mm | H:850~<br>1,250mm | ¥147,000 |
| SB-H-2 | W:900xD:450mm | H:850~<br>1,250mm | ¥159,000 |

## 消毒盤台

### 2枚用消毒盤台



SB-E-1

- 仕様
- 材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番     | 天板仕様                  | 高さ      | 価格       |
|--------|-----------------------|---------|----------|
| SB-E-1 | 400x270x35mm<br>トレー2枚 | H:800mm | ¥76,000  |
| SB-E-2 | 400x300x35mm<br>トレー2枚 | H:800mm | ¥85,000  |
| SB-E-3 | 500x300x35mm<br>トレー2枚 | H:800mm | ¥124,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格      |
|---------|--------------|---------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600  |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600  |
| SSB-E-5 | 500x300x35mm | ¥21,000 |

## 消毒盤台

### 3枚用消毒盤台



SB-F-1

- 仕様
- 材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番     | 天板仕様                  | 高さ      | 価格       |
|--------|-----------------------|---------|----------|
| SB-F-1 | 400x270x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥91,000  |
| SB-F-2 | 400x300x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥103,000 |
| SB-F-3 | 500x300x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥159,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格      |
|---------|--------------|---------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600  |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600  |
| SSB-E-5 | 500x300x35mm | ¥21,000 |

## 消毒盤台

### 3枚用消毒盤台



SB-J-1

- 仕様
- 材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番     | 天板仕様                  | 高さ      | 価格       |
|--------|-----------------------|---------|----------|
| SB-J-1 | 400x270x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥114,000 |
| SB-J-2 | 400x300x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥124,000 |
| SB-J-3 | 500x300x35mm<br>トレー3枚 | H:800mm | ¥172,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格      |
|---------|--------------|---------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600  |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600  |
| SSB-E-5 | 500x300x35mm | ¥21,000 |

## 消毒盤台

### メーヨー型消毒盤台



□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番      | 天板仕様                | 昇降範囲              | 価格      |
|---------|---------------------|-------------------|---------|
| TSB-C-1 | 400x270x35mm<br>トレー | H:800~<br>1,200mm | ¥69,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格     |
|---------|--------------|--------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600 |

## 消毒盤台

### メーヨー型消毒盤台



□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番      | 天板仕様                | 昇降範囲              | 価格       |
|---------|---------------------|-------------------|----------|
| TSB-D-1 | 500x300x35mm<br>トレー | H:840~<br>1,320mm | ¥112,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格      |
|---------|--------------|---------|
| SSB-E-5 | 500x300x35mm | ¥21,000 |

## 消毒盤台

### MR式メーヨー型消毒盤台



□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：40φ

| 品番      | 天板仕様                | 昇降範囲              | 価格       |
|---------|---------------------|-------------------|----------|
| TSB-J-1 | 480x330x30mm<br>トレー | H:920~<br>1,350mm | ¥175,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格      |
|---------|--------------|---------|
| SSB-E-6 | 480x330x30mm | ¥21,000 |

## 消毒盤台

### 3枚用消毒盤台



SB-C-1

□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：75φ

| 品番     | 天板仕様             | 高さ(天板まで) | 価格      |
|--------|------------------|----------|---------|
| SB-C-1 | 400x270x35mm トレー | H:860mm  | ¥73,000 |
| SB-C-2 | 400x300x35mm トレー | H:860mm  | ¥82,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格     |
|---------|--------------|--------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600 |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600 |

## 消毒盤台

### 3枚用消毒盤台



SB-A-1

□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番     | 天板仕様             | 高さ(天板まで) | 価格      |
|--------|------------------|----------|---------|
| SB-A-1 | 400x270x35mm トレー | H:860mm  | ¥62,000 |
| SB-A-2 | 400x300x35mm トレー | H:860mm  | ¥72,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格     |
|---------|--------------|--------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600 |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600 |

## 消毒盤台

### 2枚用消毒盤台



SB-B-3

□仕様  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

| 品番     | 天板仕様             | 高さ(天板まで) | 価格       |
|--------|------------------|----------|----------|
| SB-B-1 | 400x270x35mm トレー | H:800mm  | ¥56,000  |
| SB-B-2 | 400x300x35mm トレー | H:800mm  | ¥65,000  |
| SB-B-3 | 500x300x35mm トレー | H:800mm  | ¥140,000 |

〔補充トレー〕

| 品番      | サイズ          | 価格     |
|---------|--------------|--------|
| SSB-E-2 | 400x270x35mm | ¥4,600 |
| SSB-E-4 | 400x300x35mm | ¥7,600 |