



油圧昇降式器械台

スタッキング可能横ペダルスタンダード



□特長

- ・収納場所をとらないスタッキング可能な油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ



YS-E-1



品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-E-1	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm	¥585,000
YS-E-2	W:1,000xD:600mm	H:850~1,250mm	¥611,000
YS-E-3	W:900xD:550mm	H:950~1,350mm	¥611,000
YS-E-4	W:1,000xD:600mm	H:950~1,350mm	¥637,000



油圧昇降式器械台

ステントグラフト内挿術に適したW:1,800mm
折り畳み式器械台



□特長

- ・ステントグラフト内挿術に適した油圧昇降式器械台です
- ・天板の左右が折り畳み出来 収納スペースを節約できます
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：立上り式（H:40mm）
 耐荷重：60kg（均等荷重） 折り畳みテーブル：約3kg
 キャスター：75φ



YS-L-2



品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-L-1	W:1,800xD:600mm 収納時 W:1,020xD:600mm	H:850~1,250mm	¥988,000
YS-L-2	W:1,800xD:800mm 収納時 W:1,020xD:800mm	H:850~1,250mm	¥1,040,000

電動昇降式器械台
 油圧昇降式器械台
 ハンドル昇降式器械台
 ステントグラフト用器械台
 器械台
 消毒盤台
 メイヨール型消毒盤台
 蛇管ホルダー
 踏み台
 リヒカ
 アームレスト



油圧昇降式器械台

油圧昇降 3輪型メーヨー前ペダルスタンダード



YS-A-2F

□特長

- ・3輪メーヨー型 前ペダル スタンダードな油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-A-1F	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm	¥520,000
YS-A-2F	W:550xD:800mm	H:850~1,250mm	¥546,000



油圧昇降式器械台

油圧昇降 3輪型メーヨー後ろペダルスタンダード



YS-A-2B

□特長

- ・3輪メーヨー型 後ろペダル スタンダードな油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-A-1B	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm	¥520,000
YS-A-2B	W:550xD:800mm	H:850~1,250mm	¥546,000



油圧昇降式器械台

油圧昇降 コの字足 端柱



YS-C-1

□特長

- ・4輪コの字足 端柱の油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-C-1	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm	¥546,000
YS-C-2	W:950xD:550mm	H:850~1,250mm	¥598,000
YS-C-1	W:1,050xD:550mm	H:850~1,250mm	¥624,000



油圧昇降式器械台

油圧昇降 差込足式メーヨー型



□特長

- ・差込足式のメーヨー型油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-R-1	W:400xD:500mm	H:1,000~1,400mm	¥611,000
YS-R-2	W:400xD:600mm	H:1,000~1,400mm	¥624,000
YS-R-3	W:500xD:600mm	H:1,000~1,400mm	¥637,000



油圧昇降式器械台

3方向から補助天板取付可能な大型油圧降式器械台



YS-G-1

□特長

- ・使用方法に応じ補助天板が3方向から連結して展開できます
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：折上式
 耐荷重：60kg（均等荷重）補助テーブル：5kg
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-G-1	W:600xD:900mm	H:895～1,295mm	¥1,300,000
付属補助天板 W:600xD:400mm			



油圧昇降式器械台

収納スペース確保のため天板が折畳み可能



YS-K-1

□特長

- ・D:1,050mmの大型器械台に収納し易い折畳み天板を採用しました
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：50φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-K-1	W:510xD:1,050mm	H:895～1,295mm	¥676,000
折畳部分 W:510xD:350			



油圧昇降式器械台

ハイブリッド手術台のベースをかわしてセットできる



YS-P-1

使用イメージ

□特長

- ・OP台ベースをかわして（かわせる有効W:640xD:700mm）使用できる昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-P-1	W:780xD:1,000mm	H:850～1,250mm	¥780,000



油圧昇降式器械台

大型油圧昇降式器械台



YS-SA-1

〔スタンダードタイプ〕

*補助天板は付属してません

□**特長**

- ・大型油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-SA-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,048,000
YS-SA-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,066,000
YS-SA-3	W:700xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,508,000
YS-SA-4	W:800xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,560,000

〔補助天板1枚付きタイプ〕

*補助天板（W600xD:400）が1枚付属しています

□**特長**

- ・補助天板が1枚付属し接続できます
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）補助テーブル：5kg
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-SB-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,170,000
YS-SB-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,196,000



YS-SB-2 使用イメージ

〔補助天板2枚付きタイプ〕

*補助天板（W600xD:400）が2枚付属しています

□**特長**

- ・補助天板が1枚付属し接続できます
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）補助テーブル：5kg
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-SC-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,248,000
YS-SC-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm	¥1,275,000



YS-SC-1



油圧昇降式器械台

中心柱、スタンダード型



YS-D-2

□特長

- ・中心柱の油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：折上式H:25mm
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-D-1	W:850xD:600mm	H:850～1,250mm	¥624,000
YS-D-2	W:1,000xD:600mm	H:850～1,250mm	¥650,000



油圧昇降式器械台

H型足、後ろペダル型



YS-F-2

□特長

- ・H型足 後ろペダル型油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-F-1	W:510xD:900mm	H:850～1,250mm	¥624,000
YS-F-2	W:1,000xD:600mm	H:850～1,250mm	¥650,000



油圧昇降式器械台

低重心、補助天板2枚で様々な現場に対応



YS-J-1

補助天板収納時

□特長

- ・大型キャスター低重心設計により移動がスムーズです
- ・補助天板が2枚左右に取付可能（天板裏に収納できます）
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：125φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-J-1	W:880xD:650mm	H:900～1,400mm	¥1,040,000
付属補助天板	W:300xD:650mm x2枚		



油圧昇降式器械台

脳外科に便利 OP台ベースを跨げる為より作業しやすい位置にセットできます



YS-N-1

使用イメージ

□特長

- ・OP台ベースを跨げる（跨げる有効W:560xH:300mm）昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：折上式H:25mm
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-N-1	W:400xD:700mm	H:1,000～1,400mm	¥611,000
YS-N-2	W:500xD:700mm	H:1,000～1,400mm	¥624,000