

# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## スタンダード ステンレス製内視鏡保管庫

PVC(ポリ塩化ビニル)製ハンガー：二段式  
下部：保護シート張り  
非磁性ステンレスSUS-304と  
磁性ステンレスSUS-430をご用意してます





■ EN-104N



■ EN-108N

### 〔ご使用例〕



### 〔非磁性SUS-304製〕

### 〔磁性SUS-430製〕

品番	規格・サイズ	価格
EN-104N	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm	¥403,000
EN-106N	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm	¥497,000
EN-108N	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm	¥567,000
EN-110N	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm	¥663,000
EN-112N	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm	¥744,000
EN-115N	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm	¥806,000


品番	規格・サイズ	価格
EN-104D	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm	¥341,000
EN-106D	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm	¥411,000
EN-108D	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm	¥463,000
EN-110D	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm	¥557,000
EN-112D	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm	¥614,000
EN-115D	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm	¥723,000

〔除湿器付〕 本体に除湿器を組み込むことができます。

規格	価格
4~6本掛け用除湿器	¥78,000
8本~15本掛け用除湿器	¥145,000

ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます、  
形状見本をご用意ありますのでご確認ください。  
また特注品も1台から承ります。

\*除湿器には電源AC100Vが必要になります。



# 内視鏡保管庫 Fiber scope Cabinet

## 薄型内視鏡保管庫

奥行き202mmの薄型内視鏡保管庫です



■ EN-105S



■ EN-105S内部

### 〔仕様〕

材質：（本体）木製メラミン化粧板仕上げ

ハンガー：PVC（ポリ塩化ビニル）製

品番	規格・サイズ	価格
EN-105S	5本掛け W:820xD:202xH:2,060mm	¥540,000
EN-108S	8本掛け W:1,240xD:202xH:2,060mm	¥910,000

ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます、  
形状見本をご用意ありますのでご確認ください。  
また特注品も1台から承ります。