


## リヒカ・カーテン掛け・特注品例

様々なリヒカ、カーテン掛けを製作しています。



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
シャフトサイズ：16φ  
左右カーテン掛け：取り外し、回転可能

品番	参考価格
RC-A-1	¥208,000



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
シャフトサイズ：16φ  
左右カーテン掛け：取り外し、回転可能


品番	参考価格
RC-B-1	¥104,000



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
シャフトサイズ：16φ  
左右カーテン掛け：取り外し、回転可能


品番	参考価格
RC-C-1	¥207,000



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
シャフトサイズ：16φ  
左右カーテン掛け：取り外し、回転可能  
先端を回すことで角度が固定できます

品番	参考価格
RC-D-1	¥169,000



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
左右のフックは取り外すことができます

品番	参考価格
RC-E-1	¥247,000



**仕様**

材質：ステンレス製 SUS-304  
シャフトサイズ：16φ  
シャフトを回転させることで取付幅が変更できます

品番	参考価格
RC-F-1	¥104,000

電動昇降式器械台

油圧昇降式器械台

ハンドル昇降式器械台

ステップグラフト用器械台

器械台

消毒盤台

メーヨー型消毒盤台

蛇管ホルダー

踏み台

リヒカ

アームレスト