

ピュアマスク

◇風邪・花粉・衛生対策に。
高成績フィルターを使用した3PLYマスクです。



特徴

- 手術室内や病院内全般でお使いいただける3PLYマスクです。
- 耳側が外側に溶着されており、装着時に隙間ができてにくい設計になっております。

性能

フィルター試験 BFE99%・VFE99%・PFE99%の捕集効率
(カケンテストセンター) 上記結果の試験報告書もございます。→

試験結果		試験条件	
試験品名	ピュアマスク	試験方法	ASTM F2106
試験機関	カケンテストセンター	試験標準	ASTM F2106
試験日時	2020年10月20日	試験場所	カケンテストセンター
試験者	カケンテストセンター	試験員	カケンテストセンター
試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%	試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%
試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%	試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%
試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%	試験結果	BFE: 99.9% VFE: 99.9% PFE: 99.9%

型番	商品名	構造	色	入り数	生産国
FM1709P-M	ピュアマスク	3層マスク	白	3000枚 (50枚×60箱)	中国製

 **センシンメディカル株式会社**

SENSHIN 〒340-0002 埼玉県草加市青柳7-24-12 TEL.048-931-0511 FAX.048-935-9274 URL:<http://www.senshin-medical.co.jp/>