

センシン N95 マスク



“センシンN95マスク”は米国CDC（Centers for Disease Control and Prevention：疫病管理予防センターのガイドライン「医療施設に於ける結核感染予防の為のガイドライン」に基づき、OSHA（Occupational Safety and Health Administration:労働安全衛生局）により結核被爆防止に有効と認められた規格です。

- ◆ 2層の高性能フィルターにより、高い捕集効果と広い濾過面積を有する為、高通気性を備えて、結核菌等の侵入を防ぎながらも呼吸が楽です。
- ◆ 全面プリーツ形状により、下方視界を妨げません。
- ◆ 新開発形状（特許出願済）により、アゴまでしっかりカバー。アゴ側からの漏れを防ぎます。
- ◆ 口元の空間により、呼吸や会話がスムーズです。
- ◆ 約5.4gと軽量ですので作業時の負担がありません。

■使用時の注意

- 本製品はディスポーザブル製品です。再生使用しないでください。
- 不織布を使用し、製造には細心の注意を払ってますが、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合には直ちに使用中止してください。
- 酸素濃度が19.5%以下の時は使用しないで下さい。
- 日の当たる所や高温、多湿の場所を避けて保管してください。

品番	商品名	材質	サイズ	入り数	カラー
3982	センシンN95マスク (ホワイト)	不織布	フリー	50枚/箱	ホワイト