




# センシンメディカル ステンレス製品カタログ

- 麻酔カート
- 点滴・ポンプ スタンド
- 踏み台・キックバケツ
- ランドリーカート
- ボンベ架
- 解剖室関連製品
- 回診車関連製品
- 器械戸棚
- 作業台 他






## ■ 麻酔カート ■

### ■ 様々なオプションパーツを付替え可能なシステムで考えた麻酔カートです

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能
- 天板には透明強化ガラスを採用し、最上段内部を確認することが出来ます。
- 各引出は正面と背面の両側からでも引き出せるようになってます。
- 本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- サイドレールは追加や高さの調整が可能です。



■ オプション取付例

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:730xD:440xH:910mm  
天板：落込み強化ガラス製  
縦レール：左右各1本  
キャスター：φ100mm  
引出し：両面式  
最上段：ダイヤル錠付き  
各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注：本体にトレーは付属してません)  
〔収納可能トレーサイズ〕  
上4段 W:600xD:400xH:85~100mm  
最下段 W:600xD:400xH:160~170mm

#### 〔本体のみ〕

品 番	価 格
MA-A-1	オープン

#### 〔オプションパーツ〕


##### ① サイドレール



サイズ：10x25xL:450mm

品 番	価 格
MA-AP-1	オープン

##### ② グローブホルダー



サイズ：W:130xD:100xH:150mm

品 番	価 格
MA-AP-2	オープン

##### ③ 補助テーブル



サイズW:700xD:230  
xH:250~500mm

品 番	価 格
MA-AP-3	オープン


##### ④ バスケット



サイズ：W:100xD:100xH:400mm



品 番	価 格
MA-AP-4	オープン

##### ⑤ ポリ袋掛け



サイズ：W:200xD:180mm

品 番	価 格
MA-AP-5	オープン



## ■ 麻酔カート ■

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能
- 天板には透明強化ガラスを採用し、最上段内部を確認することが出来ます。
- 各引出正面は引出し中身が確認出来るように透明アクリル製。スケルトンのトレーをご使用すると効果的です。
- 本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- サイドレールは追加や高さの調整が可能です。

### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:670xD:450xH:910mm  
(縦レール含まず)

天板：落込み強化ガラス製  
縦レール：左右各1本  
キャスター：φ100mm  
引出し：片面式正面透明アクリル製  
各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注：本体にトレーは付属してません)

### 〔収納可能トレーサイズ〕


上4段 W:600xD:400xH:85~100mm  
最下段：W:600xD:400xH:160~170mm



■ スケルトン引出し取付例

### 〔本体のみ〕

品 番	価 格
MA-B-1	オープン



■ オプション取付例

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 救急カート仕様に赤ライン（ダイノックシート）が貼ってあります。
- 本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- サイドレールは追加や高さの調整が可能です。

### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:670xD:450xH:990mm  
(押し手縦レール含まず)

天板：落込み  
縦レール：左右各1本  
キャスター：φ125mm  
引出し：片面式  
最上段：鍵付き  
各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注：本体にトレーは付属してません)

### 〔収納可能トレーサイズ〕

最上段：W:600xD:400xH:50mm  
中3段 W:600x400xH:85~100mm  
最下段：W:600xD:400xH:160~170mm



### 〔本体のみ〕

品 番	価 格
MA-C-1	オープン



デモ機あります  
MA-C-1



■ オプション取付例

### ⑥ フック

### ⑦ 小物入れ

### ⑧ バスケット2列式

### ⑨ ガートル架

### ⑩ 酸素ボンベ架



サイズ：5φ内寸50mm

品 番	価 格
MA-AP-6	オープン



サイズ：  
W:100xD:100xH:150mm

品 番	価 格
MA-AP-7	オープン



サイズ：  
W:150xD:100xH:500mm

品 番	価 格
MA-AP-8	オープン




サイズ：  
L:850~1,450mm

品 番	価 格
MA-AP-9	オープン



サイズ：  
内径110φxH:400mm

品 番	価 格
MA-AP-10	オープン



## ■ 麻酔カート ■

### ■ 薬剤トレー収納可能なコンパクトな麻酔カート

- コンパクトな麻酔カート
- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 本体にはオプションパーツがマグネットで取付可能。



デモ機あります  
MA-D-11

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304(側面のみ磁性ステンレス)  
本体サイズ：W:470xD:400xH:870mm  
天板：2方折上式H:30mm  
折畳式補助天板：W:400xD:250mm  
キャスター：φ100mm


引出し：各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注：本体にトレーは付属してません)  
〔収納可能トレーサイズ〕  
上二段：W:400xD:300xH:50mm  
中二段：W:400xD:300xH:85~100mm  
最下段：W:400xD:300xH:85~170mm

#### 〔本体のみ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-D-11	W:470xD:400xH:870mm	¥628,000

#### 〔オプションパーツ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-DP-1	マグネット式グローブホルダー W:130xD:100xH:150mm	¥34,000
MA-DP-2	マグネット式バスケット W:100xD:100xH:400mm	¥55,000
MA-DP-3	マグネット式フック 5φ内寸50mm	¥21,000



■ オプション取付例

### ■ 薬剤トレー収納可能な麻酔カート

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 本体にはオプションパーツ（グローブホルダー、カテーテル収納ボックス）が取り付け出来ます。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:670xD:450xH:860mm  
(押手含まず)  
天板：折上式H:25mm  
キャスター：φ100mm

引出し：各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注：本体にトレーは付属してません)  
〔収納可能トレーサイズ〕  
上三段：W:600xD:400xH:75~100mm  
最下段：W:600xD:400xH:160~170mm

#### 〔本体のみ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-E-1	W:670xD:450xH:860mm	¥650,000

#### 〔オプションパーツ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-EP-1	グローブホルダー W:130xD:100xH:150mm	¥37,000
MA-EP-2	カテーテルボックス W:200xD:100xH:450mm	¥81,000



■ オプション取付例

### ■ シンプルな麻酔カート

- 折畳式補助テーブル、折畳式ポリ袋掛け付き。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:600xD:450xH:890mm  
(押手、パーツ含まず)  
天板：2方折上式(奥、右のみ)H:30mm  
折畳式補助天板：W:450xD:200mm  
折畳式ポリ袋掛け：200x380mm

キャスター：φ100mm  
引出し：最上段鍵付き  
サイズ(有効内寸)  
上4段：W:510xD:350xH:110mm  
最下段：W:510xD:350xH:200mm

品番	規格・サイズ	価格
MA-F-1	W:600xD:450xH:890mm	¥660,000



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。


TEL:03-5802-0560

FAX:03-5802-0562

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

URL: <https://www.senshin-medical.co.jp/>





## ■ 麻酔カート ■

### ■ 薬剤トレー収納可能な麻酔カート

- 便利な天板2段式麻酔カート
- ステンレス製引出しの中に薬剤トレー収納可能。


#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:670xD:450xH:890mm  
(押手、フック含まず)  
天板及び補助天板：3方折上式H:25mm  
2式補助天板：W:670xD:225xH:250mm  
J型フック：4個

キャスター：φ100mm  
引出し：各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納出来ます。  
(注：本体にトレーは付属してません)  
〔収納可能トレーサイズ〕  
上4段：W:600xD:450xH:85mm  
最下段：W:600xD:400xH:160～170mm

#### 〔本体のみ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-G-1	W:670xD:450xH:890mm	¥481,000



■ 引出し トレー収納イメージ



### ■ 大型麻酔カート

- 折畳式ポリ袋掛け付き。
- 本体にはオプションパーツ（グローブホルダー・カテーテルボックス）が取り付けできます。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:775xD:555xH:905mm  
(押手、パーツ含まず)  
天板：折上式H:25mm  
折畳式ポリ袋掛け：250x160mmx2個

キャスター：φ125mm  
引出し：サイズ(有効内寸)  
上段：W:645xD:420xH:85  
中2列：W:285xD:420xH:90mm  
下段：W:645xD:420xH:170mm

#### 〔本体のみ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-H-1	W:775xD:555xH:905mm	¥732,000

#### 〔オプションパーツ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-HP-1	グローブホルダー W:135xD:90xH:150mm	¥37,000
MA-HP-2	カテーテルボックス2列式 W:200xD:100xH:500mm	¥81,000



### ■ オープントレー ローコストな麻酔カート

- 樹脂製薬剤トレー型麻酔カートです。(樹脂トレーは本体に付属しています)
- 折畳式ポリ袋掛け、伸縮式点滴架がついてます。
- 本体にオプションパーツ（小物入れ、カテーテルボックス）が取付出来ます。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
本体サイズ：W:660xD:440xH:915mm  
(押手、部品含まず)  
天板：折上式H:20mm  
ポリ袋掛け：W:210xD310mmx2個  
キャスター：φ100mm

引出し：  
上段：樹脂トレー600x400x50mm  
2段目：樹脂トレー600x400x100mm  
3、4段目：樹脂バスケットトレー600x400x170mm


#### 〔本体のみ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-J-1	W:660xD:440xH:915mm	オープン

#### 〔オプションパーツ〕

品番	規格・サイズ	価格
MA-JP-1	小物ボックス W:100xD:100xH:100mm	オープン
MA-JP-2	カテーテルボックス5列式 (アクリル製) W:350xD:100xH:500mm	オープン





## 麻酔カート 特注例

### ■ 大型麻酔カート

- ■ カテーテルボックス付き。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
 本体サイズ：W:822xD:650xH:1,040mm  
 （手摺H:120、押手、パーツ含まず）  
 天板：3方折上式H:20mm  
 カテーテルケース：塩ビ製W:420xD:100xH:450(4分割)  
 キャスター：φ100mm

引出し：サイズ（有効内寸）  
 上段2列：W:338xD:458xH:44  
 上段下2列：W:338xD:458xH:91mm  
 中段3段：W:683xD:481xH:80mm  
 下段2段：W:683xD:481xH:125mm



品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
MA-M-1	W:810xD:650xH:1,040mm	オープン

### ■ 引出正面が透明な麻酔カート

- 引出し正面は透明アクリルにより中身を見ることが出来ます。
- 天板にコップ（75φ）トレー（210x150x35mm）が埋め込まれています。
- 本体にカテーテルボックスが付属しています。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
 本体サイズ：W:600xD:420xH:840mm  
 （押手、部品含まず）  
 天板：3方折上式H:10mm  
 キャスター：φ100mm

カテーテルボックス：150x90x450mm  
 引出し：有効寸法  
 上段：W:330xD:340xH:130mm  
 2、3段目：W:510xD:340xH:120mm  
 最下段：スライド式棚板

#### 〔本体のみ〕

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
MA-P-1	W:660xD:440xH:915mm	オープン



### ■ コンパクトな麻酔カート

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
 本体サイズ：W:550xD:430xH:880mm  
 （押手、パーツ含まず）  
 天板：3方折上式 H:28mm  
 固定型ポリ袋掛け：約300x200mm  
 引出し内部：薬剤用仕切り付トレー付（上段、2段目）  
 フック：4個  
 キャスタ：100φ 前面ストッパー付き



※カセットトレーは付属してません



品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
MA-L-1	W:550xD:430xH:880mm	オープン



センシンメディカル株式会社

SENSHIN 〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階


※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560

FAX:03-5802-0562

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。


URL: <https://www.senshin-medical.co.jp/>



## アームレスト

### ■ 樹脂製アームレスト「カールくん」

割れにくい ポリ塩化ビニール製落下防止透明カバーです




#### □仕様

材質：透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品 番	サイズ	価 格
AR-A-1	L:270xD:400xH:160mm	¥47,000
AR-A-2	L:400xD:400xH:160mm	¥59,000

\* 両サイド使用時の底部重なりを防ぐショートタイプ

品 番	サイズ	価 格
AR-A-1S	L:270xD:220xH:160mm	¥38,000
AR-A-2S	L:400xD:220xH:160mm	¥47,000



#### □仕様

材質：透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品 番	サイズ	価 格
AR-B-1	L:270xD:400xH:230mm	¥44,000
AR-B-2	L:400xD:400xH:230mm	¥58,000


\* 両サイド使用時の底部重なりを防ぐショートタイプ

品 番	サイズ	価 格
AR-B-1S	L:270xD:220xH:230mm	¥42,000
AR-B-2S	L:400xD:220xH:230mm	¥56,000

### ■ 「カールくん」用力カバー

AR-AC-1

AR-BC-1



#### □仕様


材質：メラミンスポンジ、ビニルレザー

品 番	仕様	価 格
AR-AC-1	AR-A-1,1S用力カバー	¥16,000
AR-AC-2	AR-A-2,2S用力カバー	¥19,000

品 番	仕様	価 格
AR-BC-1	AR-B-1,1S用力カバー	¥16,000
AR-BC-2	AR-B-2,2S用力カバー	¥19,000

本体は付属してません

### ■ 樹脂製アームレスト



#### □仕様

材質：透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品 番	サイズ	価 格
AR-C-1	L:700xD:250xH:108mm	¥オープン



# オトナリケン

薬物療法室サイドワゴン



東京歯科大学市川総合病院 X センシンメディカル株式会社

※オトナリケンとは東京歯科大学 副学長 市川総合病院 外科教授 松井 淳一先生監修のもと  
センシンメディカル株式会社が製品化致しました。



薬物療法室等で小回りが利き 使いやすく 荷物も置ける 電動チェア、ベッド用サイドワゴンです



天板、中段はメラミン化粧板  
10mm縁付で小物が滑り落ちません。  
触りもよくカラーも選べます



天板は小型薬剤トレーにぴったりの  
広さで、輸液開始や更新時にはス  
タッフの器材や物品を置けます



押手は使い易く安全なアーチ形状です  
印字も入れられ書体も選べます(別途料金)



中段はチェアに座った患者さんのオトナリの  
テーブルとして自由にスマホやペットボトル  
などが置けます




下段は手摺付ステンレス板で置いた荷物が  
落ちにくくなっております



下段は患者さんのバッグやコートなどを  
置くのに大変便利です



チェアに座った患者さんのオトナリで  
活躍する小型設計サイドワゴンです



ベッドサイドでも使い易く、スタッフが処  
置を行う際にも邪魔にならないサイズです



東京歯科大学市川総合病院 薬物療法室にて  
使用しております

## ◆薬物療法室サイドワゴン「オトナリクン」

### ◇主な使用シチュエーション◇

- 薬物療法室
- 化学療法室
- 透析室
- 回復室
- 皮膚の処置室
- 産婦人科

※電動チェアまたはベッドがあり  
狭いスペースでの使用に  
お困りの施設様に最適です。



### 〔仕様〕

棚:三段

天板 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)

中段 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)

下段 ステンレス三方手摺付

押手:アーチ型

キャスター:φ50 対角ストッパー付

寸法:W:457xD:290xH:850(外寸940)

重量:6.85kg

品 番	価 格
WAJ-TDCIGH	¥108,000

### 〔オールステンレス仕様〕

棚:三段

天板 ステンレス(20mm折上)

中段 ステンレス(20mm折上)

下段 ステンレス三方手摺付


押手:アーチ型

キャスター:φ50 対角ストッパー付

寸法:W:457xD:290xH:850(外寸940)

品 番	価 格
WAJ-TDCIGH-S	¥82,000





## 手洗い台・キックバケツ・回転イス・滅菌カート



### ■ 手洗い台（1個用）

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ50mm

\*洗面器は別売です

品番	規格・サイズ	価格
TE-A-1	320φ1個用 W:360xD:355xH:800mm	¥21,000
TE-A-2	340φ1個用 W:395xD:385xH:800mm	¥28,000

〔洗面器〕

品番	規格・サイズ	価格
STA-A-2	320φx110mm	¥6,500
STA-A-3	340φxmm	¥6,500



### ■ 手洗い台（2個用）

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ50mm

\*洗面器は別売です

品番	規格・サイズ	価格
TE-B-1	320φ2個用 W:680xD:355xH:800mm	¥30,000
TE-B-2	340φ2個用 W:765xD:385xH:800mm	¥38,000

〔洗面器〕

品番	規格・サイズ	価格
STA-A-2	320φx110mm	¥6,500
STA-A-3	340φxmm	¥6,500



### ■ キックバケツ

〔仕様〕


材質：ステンレス製 SUS-304

ゴムバンパー

キャスター：φ50mm

付属汚物缶：14.5L 260Φx310mm

品番	規格・サイズ	価格
KB-A-1	420φxH:380mm	¥60,000



### ■ 回転椅子

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

品番	規格・サイズ	価格
IS-A-1	ゴム足仕様 300ΦxH:420~710mm	¥67,000
IS-B-1	キャスター仕様(50Φmm) 300ΦxH:500~790mm	¥72,000



### ■ 滅菌コンテナー搬送カート

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ125mm固定車2個 自在車2個（ストッパー付き）

棚板：補強入りパンチング有効高さ150mm

（中段2枚は取外し可能）

品番	規格・サイズ	価格
MH-A-1	棚板サイズW:1,100xD:610mm 総高さ785mm	¥480,000



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階


※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560

FAX:03-5802-0562

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

URL: <https://www.senshin-medical.co.jp/>



## ボンベ架台 関連



### ■ ボンベカート500L 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装  
キャスター：φ115mm

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBC-5-1	W:320xD:315xH:870mm	¥11,200
---------	---------------------	---------



### ■ ボンベカート500L 2本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装  
キャスター：φ115mm

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBC-5-2	W:320xD:315xH:870mm	¥15,600
---------	---------------------	---------



### ■ ボンベカート1500L 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装  
キャスター：φ165mm

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBC-15-1	W:370xD:320xH:1060mm	¥24,500
----------	----------------------	---------



### ■ ベッド用ボンベ架300L FRP 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBU-03-B2	W:180xD:218xH:310mm	¥24,200
-----------	---------------------	---------



### ■ ベッド用ボンベ架500L 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBU-05-B2	W:180xD:200xH:460mm	¥20,800
-----------	---------------------	---------



### ■ ベッド用ボンベカート500L 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装  
キャスター：φ75mm

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBU-15-1	W:235xD:230xH:825mm	¥22,400
----------	---------------------	---------



### ■ ベッド用ボンベ架500L 1本用

〔仕様〕  
材質：スチール製焼付塗装

品番	規格・サイズ	価格
----	--------	----

KBU-05-B	W:φ108xH:400mm	¥12,000
----------	----------------	---------




**センシンメディカル株式会社**

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>



## 汚物処理室・ポリ袋カート ペールラック

### ■ ポリ袋用カート

ポリ袋を掛けて使用します。  
ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：75φ

品 番	外寸/規格	価格
RAN-D-1	W:500xD:330xH:960mm	オープン

### ■ 廃棄物ペールラック ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。

ご使用ペール、ダンボールに合わせて製作致します



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸/規格	価格
HSR-A-1	W:350xD:430xH:550/ コンテナ20L用	オープン

\*メーディカルペールは付属してません



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸/規格	価格
HSR-A-2	W:480xD:520xH:550/ コンテナ40L用	オープン

\*メーディカルペールは付属してません



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸/規格	価格
HSR-A-3	W:430xD:490xH:740/ コンテナ45L用	オープン



\*メーディカルペールは付属してません



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸/規格	価格
HSR-A-4	W:400xD:590xH:1600/ ダンボール用	オープン

\*ダンボールは付属してません



## ランドリーカート・サプライカート



■ ランドリーカート

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ50mm

〔本体のみ(袋は付属してません)〕

品番	規格・サイズ	価格
LK-A-1	φ450xH:800mm	¥32,000
LK-A-2	φ600xH:800mm	¥38,000

〔袋〕

品番	規格・サイズ	価格
LKF-H-1	帆布製φ450mm用	¥12,000
LKF-H-2	帆布製φ600mm用	¥13,000
LKF-T-1	ターポリン製φ450mm用	¥20,000
LKF-T-2	ターポリン製φ600mm用	¥21,000



■ ランドリーカート

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm

〔本体のみ(袋は付属してません)〕

品番	規格・サイズ	価格
LK-C-1	W:600xD:450xH:800mm	¥90,000
LK-C-2	W:900xD:600xH:800mm	¥95,000

〔袋〕

品番	規格・サイズ	価格
LKF-CH-1	帆布製600x450mm用	¥25,000
LKF-CH-2	帆布製900x600mm用	¥28,000
LKF-CT-1	ターポリン製600x450mm用	¥30,000
LKF-CT-2	ターポリン製900x600mm用	¥33,000



■ サプライカート

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm  
付属カゴ：W:500xD:420xH:200

品番	規格・サイズ	価格
SP-A-1	W:600xD:420xH:840mm	¥143,000



■ 蓋付きランドリーカート

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm  
袋付：ターポリン製

品番	規格・サイズ	価格
LK-G-1	W:600xD:450xH:800mm	¥134,000
LK-G-2	W:900xD:600xH:800mm	¥143,000




センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階


※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>



## ガートルスタンド



### ■ ガートルスタンド

〔仕様〕

材質：ステンレス脚4脚  
キャスター：φ50mm  
支柱径：φ25mm 伸縮パイプ  
φ16mm  
フック：2個掛け



### ■ ガートルスタンド

〔仕様〕

材質：PP製脚5脚バンパー付き  
キャスター：φ50mm  
支柱径：φ25mm 伸縮パイプ  
φ16mm  
フック：2個掛け



### ■ ガートルスタンド

〔仕様〕

材質：アルミ製脚5脚  
キャスター：φ50mm  
支柱径：φ25mm 伸縮パイプ  
φ16mm  
フック：2個掛け

品番	規格・サイズ	価格
GD-A-1	W:390xD:390 xH:1,230~2,050mm	¥25,000
GD-A-2	W:490xD:490 xH:1,230~2,050mm	¥39,000

品番	規格・サイズ	価格
GD-H-1	W:480xD:480 xH:1,150~2,120mm	¥38,000

品番	規格・サイズ	価格
GD-J-1	W:505xD:505 xH:1,230~2,050mm	¥81,000



高さ1450~2550  
ベースに錘付  
柱も太く32φ耐荷重30kg  
泌尿器科等

### ■ ガートルスタンド

〔仕様〕

材質：アルミ製脚5脚  
キャスター：φ75mm 2個ストッパー  
支柱径：φ32mm 伸縮パイプφ25mm  
フック：4個掛け

品番	規格・サイズ	価格
GD-M-1	W:505xD:505 xH:1,450~2,550mm	¥210,000



センシンメディカル株式会社


〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。



※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予め確認下さい。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>





## ガートルスタンド・部品



■ 2個用ハンガー

■ 2個用ハンガー  
うずまき型

■ 4個ハンガー  
うずまき型

品番	規格・サイズ	価格
GDP-B	2個用ハンガー	¥3,900

※中パイプは付属しません

品番	規格・サイズ	価格
GDP-C	2個用ハンガー	¥4,200

※中パイプは付属しません

品番	規格・サイズ	価格
GDP-D	4個用ハンガー	¥9,000

※中パイプは付属しません



■ ガートル台用フック

品番	規格・サイズ	価格
GDP-H	取付可能パイプ25～32φ	¥18,000



■ ガートル台用トレー



■ ガートル台用ボンベ架



■ ガートル台用フック (小)



■ ガートル台用グリップ

品番	規格・サイズ	価格
GDP-J	取付可能パイプ25～32φ トレー 220x150x15mm	¥21,000

品番	規格・サイズ	価格
GDP-K	取付可能パイプ 25～32φ 110φxH:400mm	¥39,000

品番	規格・サイズ	価格
GDP-L	取付可能パイプ25～32φ	¥18,000

品番	規格・サイズ	価格
GDP-I	取付可能パイプ25φ	¥9,500



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階



※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

FAX:03-5802-0562

URL: <https://www.senshin-medical.co.jp/>




## ガートルスタンド・部品

### ■油圧昇降式 ガートルスタンド

### ■ハンドル昇降式 ガートルスタンド

### ■上下6本掛け ガートルスタンド



#### 〔仕様〕

材質：ステンレス  
キャスター：φ75mm  
フック：4個掛け  
フットペダルを踏むごとに上昇します。

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス  
キャスター：φ75mm  
フック：4個掛け  
ハンドルにより昇降できます。

#### 〔仕様〕

材質：ベース・アルミ  
上部・ステンレス  
キャスター：φ75mm 2個ストッパー付  
フック：6本掛け x 2段

品番	規格・サイズ	価格
GD-Y-1	W:500xD:500 xH:1,600~2,000mm	¥672,000

品番	規格・サイズ	価格
GD-L-1	W:500xD:500 xH:1,650~2,200mm	¥628,000

品番	規格・サイズ	価格
GD-K-1	W:530xD:530xH:1,700 ~2,600mm	¥290,000




**センシンメディカル株式会社**

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>



## ポンプスタンド



■ ポンプスタンド

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm  
支柱径：φ38mm 伸縮パイプφ25mm  
フック：6個×前後2列



■ ポンプスタンド2連式


〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm  
支柱径：φ38mm 両サイドφ32mm 伸縮パイプφ25mm  
フック：6個×前後2列



品番	規格・サイズ	価格
PS-A-1	W:660xD:500xH:1,700~2,300mm	¥195,000

品番	規格・サイズ	価格
PS-B-1	W:660xD:500xH:1,700~2,300mm	¥260,000



■ ポンプスタンド 2 連式

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm  
支柱径：φ25mm  
フック：4個×2



使用例

品番	規格・サイズ	価格
PS-C-1	W:500xD:450xH:1,900mm	¥394,000



■ ポンプスタンド 2 連式  
重ねて収納可能

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm  
支柱径：φ25mm

品番	規格・サイズ	価格
PS-E-1	W:615xD:410xH:1,900mm	¥459,000





センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階


※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。


TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>




## 器械戸棚



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304  
棚板：5枚 G/ガラス S/ステンレス




〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304  
棚板：5枚 G/ガラス S/ステンレス



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304  
棚板：4枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ	価格
TD-A-1G	W:600xD:360xH:1,550mm	¥380,000
TD-A-1S	W:600xD:360xH:1,550mm	¥406,000



〔仕様〕  
材質：ステンレス製 SUS-304  
棚板：4枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ	価格
TD-B-1G	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥565,000
TD-B-1S	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥619,000
TD-B-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥598,000
TD-B-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥653,000
TD-B-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉	¥723,000
TD-B-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉	¥812,000
TD-E-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸	¥619,000
TD-E-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸	¥674,000
TD-E-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥749,000
TD-E-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥832,000

### 〔両面扉式〕

品番	規格・サイズ	価格
TD-L-1G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥882,000
TD-L-1S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥936,000
TD-L-2G	W:1,500xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥1,053,000
TD-L-2S	W:1,500xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥1,118,000
TD-L-3G	W:1,800xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥1,121,000
TD-L-3S	W:1,800xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥1,186,000


品番	規格・サイズ	価格
TD-D-1G	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥710,000
TD-D-1S	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥754,000
TD-D-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥731,000
TD-D-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉	¥775,000
TD-D-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉	¥858,000
TD-D-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉	¥926,000
TD-G-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸	¥749,000
TD-G-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸	¥788,000
TD-G-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥895,000
TD-G-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸	¥962,000



### 器械戸棚用鉗子掛け

品番	規格・サイズ	価格
TDK-1	W:750mm用 / 7 本掛け	¥48,000
TDK-2	W:900mm用 / 9 本掛け	¥57,000
TDK-3	W:1,220mm用 / 12 本掛け	¥67,000
TDK-4	W:1,500mm用 / 14 本掛け	¥76,000
TDK-5	W:1,800mm用 / 16 本掛け	¥86,000





## パスボックス ・ パスキャビネット

### ■ パスボックス



PB-A-9

#### 1BOX 600x600mmのスタンダード型

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
鍵：片側シリンダー錠付き  
インターロック付き



特注例 15箱下台付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
PB-A-1	1箱・W:600xD:600xH:600mm	オープン
PB-A-2	2列1段・W:1200xD:600xH:600mm	オープン
PB-A-3	3列1段・W:1800xD:600xH:600mm	オープン
PB-A-4	1列2段・W:600xD:600xH:1200mm	オープン
PB-A-5	2列2段・W:1200xD:600xH:1200mm	オープン
PB-A-6	3列2段・W:1800xD:600xH:1200mm	オープン
PB-A-7	1列3段・W:600xD:600xH:1700mm	オープン
PB-A-8	2列3段・W:1200xD:600xH:1700mm	オープン
PB-A-9	3列3段・W:1800xD:600xH:1700mm	オープン

### ■ パスキャビネット



#### インナーパネル (薬剤トレイ収納用レール付き)

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
鍵：片側シリンダー錠付き  
インターロック付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
PB-B-1	1連式・W:555xD:720xH:1900mm	オープン
PB-B-2	2連式・W:1070xD:720xH:1900mm	オープン
PB-B-3	3連式・W:1585xD:720xH:1900mm	オープン


### ■ 特注例

書記用カウンターと薬剤カセッターを組み合わせたキャビネット



カテーテル収納付キャビネット





## 解剖室関連・解剖台・ホルマリン槽



### ■ 解剖台

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
付属品：ポリ容器 1個

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KBD-A	W:600xD:1,820xH:750mm	オープン



### ■ 屍体用ストレッチャー

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
担架：取り外し式  
キャスター：Φ200mm

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KSS-A-1	W:1,960xD:550xH:785mm	オープン





### ■ ホルマリン槽


〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
水槽：W:500xD:500xH:500mm  
パッキン蓋付き  
排水：20Aタケノコノズル  
水位ゲージ付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KSH-A-1	W:500xD:500xH:1,120mm	オープン



## 解剖室関連・屍体貯蔵庫




### ■ 屍体貯蔵庫

#### 〔仕様〕

材質：内外装共ステンレス製 SUS-304  
庫内灯：60W開けると点灯します。  
断熱材：発泡ウレタン  
冷凍ユニット：空冷200V 750W

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
ICH-1	W:850xD:2,200xH:1,930mm 2体用	オープン

### ■ 屍体貯蔵庫




屍体をストレッチャーに乗せたまま入ります  
\*ストレッチャーは別売です。  
\*画像は2体用ですが、現在2体用は製造しておりません。

#### 〔仕様〕


材質：内外装共ステンレス製 SUS-304  
庫内灯：60W開けると点灯します。  
断熱材：発泡ウレタン  
冷凍ユニット：空冷200V 750W

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
ICH-2	W:900xD:2,200xH:1,750mm 1体用	オープン



## 踏み台

### ■ 疲労軽減マット付き踏み台 「ラクカモ」



#### □特長

- ・足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散
- ・表面に滑り止め加工
- ・高いクッション性と優れた復元力
- ・防火性能試験基準合格（マット）

#### □仕様

材質：架台 ステンレス製 SUS-304  
マット 発泡ニトリルゴム

※連結、重ねることができます



品番	サイズ	価格
SF-R2-1	W:448xD:332xH:130mm	¥42,000
SF-R2-2	W:448xD:332xH:85mm	¥42,000

### ■ 大型「ラクカモ」

※ご好評頂いている「ラクカモ2」  
高さが高いタイプと幅が広いタイプが加わりました！

デモ機あります  
SF-R2-1  
SF-R2-2




#### □特長

- ・従来品通り足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散
- ・表面に滑り止め加工
- ・高いクッション性と優れた復元力
- ・防火性能試験基準合格（マット）

#### □仕様

材質：架台 ステンレス製 SUS-304  
マット 発泡ニトリルゴム

品番	サイズ	価格
SF-R2-3	W:448xD:332xH:250mm	¥42,000
SF-R2-4	W:600xD:340xH:200mm	¥68,000



## 踏 み 台 ・

### ■ 1 段踏み台



**□仕様**

材質：架台 ステンレス製 SUS-304  
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品 番	サイズ	価 格
SF-A-0	W:370xD:270xH:200mm	¥28,000

### ■ 大型 1 段踏み台



**□仕様**

材質：架台 ステンレス製 SUS-304  
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品 番	サイズ	価 格
SF-A-3	W:450xD:300xH:200mm	¥41,000
SF-A-4	W:600xD:400xH:200mm	¥49,000

### ■ 2 段踏み台




**□仕様**

材質：架台 ステンレス製 SUS-304  
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品 番	サイズ	価 格
SF-B-1	W:370xD:410xH:220/440mm	¥45,000





## ステンレスバスケット

### ■ 洗浄用バスケット




〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304 5mm目メッシュ

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
SMS-C-1	W:405xD:254xH:50mm	¥39,000
SMS-C-2	W:405xD:254xH:70mm	¥41,000
SMS-C-3	W:485xD:254xH:50mm	¥43,000
SMS-C-4	W:485xD:254xH:70mm	¥46,000
SMS-C-5	W:254xD:254xH:50mm	¥36,000
SMS-C-6	W:254xD:254xH:70mm	¥38,000


### ■ シリコン剣山付洗浄用バスケット

シリコン剣山によりカンシ類を固定できます



〔仕様〕

材質：ステンレス製SUS-304 蓋、底5mmメッシュ  
側面1mmメッシュ  
蓋、底 シリコン剣山付き



品 番	サ イ ズ (内寸)	価 格
SKB-A-1	W:240xD:250xH:46mm	オープン
SKB-A-2	W:482xD:250xH:46mm	オープン

### ■ ステンレス製回収容器




〔仕様〕

材質：ステンレス製SUS-304  
蓋裏シリコンパッキン付き

品 番	サ イ ズ (内寸)	価 格
SKY-A-1	W:437xD:290xH:70mm	オープン
SKY-A-2	W:437xD:290xH:130mm	オープン





## 作業台・点滴処置台・カルテワゴン



■ 作業台

2段 フラット

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
SD-A-1	W:900xD:600xH:800mm	195,000
SD-A-2	W:1,200xD:600xH:800mm	¥229,000
SD-A-3	W:1,500xD:750xH:800mm	¥268,000
SD-A-4	W:1,800xD:750xH:800mm	¥271,000



■ 作業台

【片面引出】

品番	規格・サイズ	価格
SD-B-1	W:900xD:600xH:800mm 引出数2個	¥318,000
SD-B-2	W:1,200xD:600xH:800mm 引出数3個	¥362,000
SD-B-3	W:1,500xD:750xH:800mm 引出数4個	¥406,000
SD-B-4	W:1,800xD:750xH:800mm 引出数4個	¥448,000

【両面引出】

品番	規格・サイズ	価格
SD-C-1	W:1,200xD:900xH:800mm 引出数4個	¥448,000
SD-C-2	W:1,500xD:900xH:800mm 引出数6個	¥505,000
SD-C-3	W:1,800xD:900xH:800mm 引出数8個	¥549,000



■ 点滴処置台

2段 上段4方立上り下段4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
点滴架：SHO-C-1～20個  
SHO-C-2～28個

品番	規格・サイズ	価格
SHO-C-1	W:900xD:600xH:800/1600mm 引出し4個	¥443,000
SHO-C-2	W:1,200xD:600xH:800/1600mm 引出し6個	¥612,000



■ リングル車

2段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm 対角ストッパー付き  
ボトルハンガー：16個

品番	規格・サイズ	価格
SHO-A-1	W:940xD:600xH:800(天板) /1,600mm	¥160,000



■ カルテ・X線フィルムカート

〔仕様〕


材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm

〔補助テーブルなし〕

品番	規格・サイズ	価格
KA-D-1	W:670xD:450xH:970mm	¥128,000
KA-D-2	W:980xD:450xH:970mm	¥154,000

〔補助テーブル付き〕

品番	規格・サイズ	価格
KA-DA-1	W:670xD:450xH:970mm	¥146,000
KA-DA-2	W:980xD:450xH:970mm	¥172,000



■ カルテワゴン

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm

〔補助テーブルなし〕

品番	規格・サイズ	価格
KA-E-1	W:670xD:320xH:1,100mm	¥120,000
KA-E-2	W:900xD:320xH:1,100mm	¥146,000

〔補助テーブル付き〕

品番	規格・サイズ	価格
KA-ET-1	W:670xD:320xH:1,100mm	¥138,000
KA-ET-2	W:900xD:320xH:1,100mm	¥164,000



センシンメディカル株式会社


〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階

※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

URL:https://www.senshin-medical.co.jp/



## 器 械 台



### ■ フラット天板器械台

#### □仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ対角ストッパー付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-A-1	W:450xD:300xH:750mm	¥39,000
KT-A-2	W:600xD:450xH:750mm	¥50,000
KT-A-3	W:750xD:450xH:750mm	¥62,000
KT-A-4	W:900xD:600xH:750mm	¥73,000



### ■ 手摺付器械台

2段 上段3方手摺付き

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ50mm

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-B-1	W:450xD:300xH:750mm	¥46,000
KT-B-2	W:600xD:450xH:750mm	¥56,000
KT-B-3	W:750xD:450xH:750mm	¥71,000
KT-B-4	W:900xD:600xH:750mm	¥82,000



### ■ 手摺付器械台

3段 上段3方手摺,中下段4方手摺付き

#### 〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm 対角ストッパー付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-C-1	W:450xD:300xH:850mm	¥84,000
KT-C-2	W:600xD:450xH:850mm	¥94,000



### ■ 折上げ天板器械台

#### □仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ対角ストッパー付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-D-1	W:450xD:300xH:850mm	¥50,000
KT-D-2	W:600xD:450xH:850mm	¥63,000
KT-D-3	W:750xD:450xH:850mm	¥76,000
KT-D-4	W:900xD:600xH:850mm	¥89,000



### ■ フラット天板器械台

#### □仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ対角ストッパー付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-E-1	W:450xD:300xH:750mm	¥46,000
KT-E-2	W:600xD:450xH:750mm	¥59,000
KT-E-3	W:750xD:450xH:750mm	¥73,000
KT-E-4	W:900xD:600xH:750mm	¥89,000



### ■ 折上げ天板器械台

#### □仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ対角ストッパー付き

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
KT-H-1	W:450xD:300xH:850mm	¥68,000
KT-H-2	W:600xD:450xH:850mm	¥84,000
KT-H-3	W:750xD:450xH:850mm	¥102,000
KT-H-4	W:900xD:600xH:850mm	¥123,000



センシンメディカル株式会社



〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>





## 器械卓子・回診車



### ■ 落込み天板器械台

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：100φ対角ストッパー付き

品番	天板サイズ	高さ	価格
KT-G-1	W:450xD:300mm	H:850mm	¥84,000
KT-G-2	W:600xD:450mm	H:850mm	¥91,000
KT-G-3	W:750xD:450mm	H:850mm	¥99,000
KT-G-4	W:900xD:600mm	H:850mm	¥110,000



### ■ 落込み天板器械台

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：100φ対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
KT-K-1	W:450xD:300xH:850mm	¥93,000
KT-K-2	W:600xD:450xH:850mm	¥102,000
KT-K-3	W:750xD:450xH:850mm	¥115,000
KT-K-4	W:900xD:600xH:850mm	¥130,000



### ■ 引出し付器械台

3段 上段3方手摺,中下段4方手摺付き

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm 対角ストッパー付き  
引出：1個

品番	規格・サイズ	価格
KT-M-1	W:450xD:300xH:825mm	104,000



### ■ 引出し付器械台

3段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm対角ストッパー付き  
引出：1個

品番	規格・サイズ	価格
KT-L-1	W:450xD:300xH:825mm	¥91,000



### ■ トレー式器械台

3段 トレー

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：50φ

品番	天板仕様	高さ(天板まで)	価格
SB-A-1	400x270x35mm トレー	H:860mm	¥106,000
SB-A-2	400x300x35mm トレー	H:860mm	¥129,000

〔補充トレー〕

品番	サイズ	価格
SSB-E-2	400x270x35mm	¥5,800
SSB-E-4	400x300x35mm	¥9,100



### ■ トレー式器械台

3段 トレー

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ75mm 対角ストッパー付き

品番	天板仕様	高さ(天板まで)	価格
SB-C-1	400x270x35mm トレー	H:860mm	¥129,000
SB-C-2	400x300x35mm トレー	H:860mm	¥150,000

〔補充トレー〕

品番	サイズ	価格
SSB-E-2	400x270x35mm	¥5,800
SSB-E-4	400x300x35mm	¥9,100



センシンメディカル株式会社


〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>



## 器械卓子・回診車



■ 回診車

2段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き



■ 回診車

3段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

\*天板上の部品は付属されてません



■ 回診車

3段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm 対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
KS-A-1	W:600xD:450xH:800mm	¥85,000
KS-A-2	W:750xD:450xH:800mm	¥97,000
KS-A-3	W:900xD:600xH:800mm	¥110,000

品番	規格・サイズ	価格
KS-B-1	W:600xD:450xH:800mm	¥101,000
KS-B-2	W:750xD:450xH:800mm	¥112,000
KS-B-3	W:900xD:600xH:800mm	¥128,000

品番	規格・サイズ	価格
KS-C-1	W:600xD:450xH:800mm	¥111,000
KS-C-2	W:750xD:450xH:800mm	¥123,000
KS-C-3	W:900xD:600xH:800mm	¥130,000



■ 回診車

2段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
KS-D-1	W:600xD:450xH:800mm	¥86,000
KS-D-2	W:750xD:450xH:800mm	¥98,000
KS-D-3	W:900xD:600xH:800mm	¥110,000



■ 回診車

3段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
KS-G-1	W:600xD:450xH:800mm	¥98,000
KS-G-2	W:750xD:450xH:800mm	¥115,000
KS-G-3	W:900xD:600xH:800mm	¥130,000



■ 回診車

3段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ75mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
KS-J-1	W:600xD:450xH:800mm	¥91,000
KS-J-2	W:750xD:450xH:800mm	¥110,000
KS-J-3	W:900xD:600xH:800mm	¥129,000
KS-J-4	W:800xD:400xH:800mm	¥110,000





センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認ください。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>



## 器械卓子・回診車



### ■ 回診車

2段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
HK-K-1	W:600xD:450xH:800mm 引出し2個	¥114,000
HK-K-2	W:750xD:450xH:800mm 引出し3個	¥136,000



### ■ 回診車

3段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
HK-L-1	W:600xD:450xH:800mm 引出し2個	¥127,000
HK-L-2	W:750xD:450xH:800mm 引出し3個	¥151,000



### ■ 回診車（物品車）

3段 天板折上・中段3方折上・  
下段フラット

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm 対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
BP-C-1	W:600xD:450xH:800mm	¥125,000
BP-C-2	W:750xD:450xH:800mm	¥140,000
BP-C-3	W:900xD:600xH:800mm	¥162,000



### ■ 折り畳み式回診車

2段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ75mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
OKS-B-1	W:600xD:420xH:800mm	¥117,000
OKS-B-2	W:750xD:420xH:800mm	¥133,000



### □ 折り畳み時



### ■ 折り畳み式回診車

3段 折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ75mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ	価格
OKS-C-1	W:600xD:420xH:800mm	¥133,000
OKS-C-2	W:750xD:420xH:800mm	¥151,000



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階


※特注品1台より承ります。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

URL: <https://www.senshin-medical.co.jp/>





## 器械卓子・回診車



■ 回診車

2段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

引出し：2個



■ 回診車

3段 4方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

引出し：2個



■ 回診車

3段 4方折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm 対角ストッパー付き

引出し：2個

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-A-1	W:600xD:450xH:800mm	¥142,000
HK-A-2	W:750xD:450xH:800mm	¥151,000
HK-A-3	W:900xD:600xH:800mm	¥175,000

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-B-1	W:600xD:450xH:800mm	¥155,000
HK-B-2	W:750xD:450xH:800mm	¥167,000
HK-B-3	W:900xD:600xH:800mm	¥193,000

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-C-1	W:600xD:450xH:800mm	¥156,000
HK-C-2	W:750xD:450xH:800mm	¥172,000
HK-C-3	W:900xD:600xH:800mm	¥203,000



■ 回診車

3段 天板4方手摺・中下段4方折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

引出し：2個

補助テーブル：375x375mm



■ 回診車

2段 天板4方手摺・下段3方手摺

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

引出し：4個



■ 回診車

3段 天板4方手摺・中下段4方折上

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304

キャスター：φ100mm対角ストッパー付き

引出し：大2個・小2個

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-M-1	W:600xD:450xH:800mm	¥228,000
HK-M-2	W:750xD:450xH:800mm	¥259,000

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-O-1	W:600xD:450xH:800mm	¥219,000
HK-O-2	W:750xD:450xH:800mm	¥266,000

品 番	規 格 ・ サ イ ズ	価 格
HK-F-1	W:750xD:450xH:800mm	¥245,000




センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル 6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:https://www.senshin-medical.co.jp/



## 器械卓子・回診車



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：ステンレス2個・樹脂3個  
補助テーブル：375x375mm  
汚物缶：φ180mm 1個

品番	規格・サイズ	価格
HO-J-1	W:750xD:450xH:850mm	¥412,000



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：7個  
補助テーブル：375x375mm  
汚物缶：φ180mm 1個

品番	規格・サイズ	価格
HO-K-1	W:750xD:450xH:850mm	¥525,000



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：大1個・小2個  
補助テーブル：375x375mm  
汚物缶：φ180mm 1個

品番	規格・サイズ	価格
HO-G-1	W:750xD:450xH:850mm	¥384,000



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：4個  
補助テーブル：375x375mm  
汚物缶：φ180mm 1個

品番	規格・サイズ	価格
HO-D-1	W:750xD:450xH:850mm	¥456,000



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：3個  
カルテラック：1個  
右下引出し式テーブル（フラット）

品番	規格・サイズ	価格
HO-E-1	W:750xD:450xH:850mm	¥450,000



### ■ 包帯交換車

〔仕様〕

材質：ステンレス製 SUS-304  
キャスター：φ100mm対角ストッパー付き  
引出：2個  
補助テーブル：375x375mm  
汚物缶：φ180mm 1個

品番	規格・サイズ	価格
HO-M-1	W:750xD:450xH:850mm	¥384,000



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階

※特注品1台より承ります。

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL:<https://www.senshin-medical.co.jp/>

