


— センシンメディカル カタログ —  
ステンレス製品





# センシンメディカルのステンレス製品

## 25年の実績 – センシンメディカルブランド

医療用ステンレス製品を作り続けて25年。

この間、様々な現場へステンレス製品をお届けし、国公立、大学病院などの医療機関、その他施設で数多くご使用いただいております。

長年培ってきた実績とノウハウを基に、高品質なステンレス製品をご提案いたします。



### センシンメディカルブランド



ステンレスマイスターが  
お手伝いします

「ここがもう少し長かったら」、「使い勝手が悪いな」など、ぜひお困りごとをご相談ください。施設に合った仕様で製品化し、日々の業務の効率化をお手伝いします。



## ■ステンレス関連製品

### 1. 手術室

電動昇降式器械台



5

油圧昇降式器械台



9

ガスダンパー方式  
器械台



14

ハンドル昇降式器  
械台



15

ステントグラフト用  
器械台



22

カテ用器械台



23

オーバーテーブル  
型器械台



23

消毒盤台



24

器械台



27

ICU モニタカート



29

下肢用カート



29

滅菌コンテナ搬  
送カート



30

カニューレーカート



30

椅子



30

手洗い台



31

鉗子掛け・立て



31

ガーゼカウンター



32

キックバケツ



32

アノイリスマ架



32

気化器ホルダー



32

リヒカ・カーテン掛  
け




33

踏み台



34

アームレスト



35

蛇管ホルダー



36

シンク



37

麻酔カート



39

### 2. 内視鏡室

内視鏡 処置具  
カート



45

内視鏡保管庫



46

内視鏡スタンド



48

径食道プローブ用  
保管庫



48



## ■ステンレス関連製品

### 3. 中央材料室

器械戸棚



49

パスボックス



51

作業台



51

洗浄用バスケット



52

回収容器



52

システム流し台



53

恒温槽



60

ダウンウォール  
キャビネット



60

### 4. 病棟

回診車



61

包帯交換車



65

リング車



66

点滴処置台



67

カルテ・X線フィル  
ムカート



67

カルテワゴン



67

ボンベカート



67

ベッド用ボンベ架



68

ガートルスタンド



69

ポンプスタンド



72

### 5. 薬物療法室

薬物療法室サイド  
ワゴン



73

### 6. リネン・廃棄 汚物処理室

廃棄物パールラッ  
ク



74

ランドリーカート



75

ポリ袋用カート



75

サプライカート



76

収納棚



76

便尿器ラック



77

ダストボックス



78

流し台



78

汚物流し



79

### 7. 解剖室

解剖台



80

屍体用ストレッ  
チャー



80

ホルマリン槽



80

屍体貯蔵庫



80

# 電動昇降式器械台

## ■ 電動昇降式器械台 DS-A



DS-A-2B

スタッキング可能なスタンダード型電動昇降式器械台です

### 【特長】

天板正面のボタンスイッチ、フットスイッチ、両スイッチ併用型があります。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304 ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:75φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-A-1B (ボタン式)	W:800xD:550mm	H:850~1,250mm
DS-A-2B (ボタン式)	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm
DS-A-1F (フット式)	W:800xD:550mm	H:850~1,250mm
DS-A-2F (フット式)	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm
DS-A-1W (併用型)	W:800xD:550mm	H:850~1,250mm
DS-A-2W (併用型)	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-B



DS-B-4F

抜群の安定感により安心して使いやすい広々大型電動昇降式器械台です

### 【特長】

スタンダードな大型器械台です。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・昇降スイッチ:フットペダル式
- ・天板:落込 ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:100φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-B-1F	W:550xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm
DS-B-2F	W:750xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm
DS-B-3F	W:900xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm
DS-B-4F	W:1,050xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-C



3方向から補助天板が装着可能

### 【特長】

- ・3方向から付属の補助天板が連結可能な電動昇降式器械台です。
- ・フットスイッチにて昇降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:40kg(均等荷重) 補助天板 約6kg(均等荷重)
- ・キャスター:75φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-C-1F	W:550xD:900mm	H:870~1,260mm
付属補助天板	W:300xD:300mm	

# 電動昇降式器械台

## ■ 電動昇降式器械台 DS-E



DS-E-3F

角柱位置によりさらに使いやすくなった大型電動昇降式器械台です

### 【特長】

より多用途に使用できるよう支柱を角に設定した大型器械台です。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・昇降スイッチ:フットペダル式
- ・天板:フラット ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:100φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\*内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-E-1F	W:750xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm
DS-E-2F	W:900xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm
DS-E-3F	W:1,050xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-F



DS-F-4F

抜群の安定感により安心して使いやすい補助天板付  
広々大型電動昇降式器械台です

### 【特長】

脱着可能補助天板が付いた大型器械台です。


### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・昇降スイッチ:フットペダル式 ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重) 補助天板 約4kg
- ・キャスター:100φ ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\*内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-F-1F	W:750xD:1,050mm 補助天板W:525xD:325mm	H:1,000~1,500mm
DS-F-2F	W:750xD:1,200mm 補助天板W:600xD:325mm	H:1,000~1,500mm
DS-F-3F	W:900xD:1,050mm 補助天板W:525xD:450mm	H:1,000~1,500mm
DS-F-4F	W:900xD:1,200mm 補助天板W:600xD:450mm	H:1,000~1,500mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-H



抜群の安定感により安心して使いやすい広々大型L字型  
電動昇降式器械台

### 【特長】

1台でより広く展開スペースを確保する為L字型の天板に  
いたしました。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・昇降スイッチ:フットペダル式
- ・天板:立上り式
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:125φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵


\*内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-H-1	W:1,400xD:1,200mm(外寸)	H:1,000~1,500mm



# 電動昇降式器械台

## ■ 電動昇降式器械台 DS-K



オプション天板により状況に合わせた展開が可能

### 【特長】

- オプションの補助テーブルが取り付けられます。
- ベースを跨げる踏み台が2台付属しています。

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 昇降スイッチ: フットペダル式 ・天板: 立上り式
- 耐荷重: 60kg (均等荷重)
- キャスター: 100φ ・電源: AC100V バッテリー内蔵

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-K-1	W:1,050xD:1,200mm(外寸)	H:1,000~1,500mm

### 【オプション】

品番	品名	サイズ
DS-KF-1	踏み台	W:572xD:460xH:81mm
DS-KH-1	補助テーブル 取り外し可能トレー	W:500xD:400mm
DS-KH-2	補助テーブル洗面器用トレー(洗面器32φ)	W:500xD:400mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-L-1~2B



### 【特長】

オーバートーブル型の電動昇降式器械台です。  
天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています。


### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 昇降スイッチ: ボタン式
- 天板: 落込
- 耐荷重: 60kg (均等荷重)
- キャスター: 75φ
- 電源: AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-L-1B	W:1,020xD:570mm	H:800~1,300mm
DS-L-2B	W:1,020xD:700mm	H:800~1,300mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-L-3B



大型広々天板サイズW:1,020xD:1,200mm

### 【特長】

- オーバートーブル型の電動昇降式器械台です。
- 天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています。

### 【仕様】


- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 昇降スイッチ: ボタン式
- 天板: 落込
- 耐荷重: 60kg (均等荷重)
- キャスター: 75φ
- 電源: AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-L-3B	W:1,020xD:1,200mm	H:800~1,300mm

# 電動昇降式器械台

## ■ 電動昇降式器械台 DS-L-4B



大型広々天板サイズW:1,500xD:870mm

### 【特長】

- ・オーバートーブル型の電動昇降式器械台です。
- ・天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・昇降スイッチ:ボタン式
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:100φ
- ・脚部内寸法:650mm
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-L-4B	W:1,500xD:870mm	H:800~1,300mm

## ■ 電動昇降式器械台 DS-M



コンパクトに収納！ 天板スライド伸縮型

### 【特長】

- ・天板伸縮収納型電動昇降式器械台です
- ・天板正面のボタンスイッチ、フットスイッチ併用できます。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:75φ
- ・電源:AC100V バッテリー内蔵

\* 内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
DS-M-1	W:750~1150xD:600mm	H:890~1,290mm



# 油圧昇降式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-SA



YS-SA-1

大型油圧昇降式器械台〔スタンダードタイプ〕  
＊補助天板は付属していません

### 【特長】

- ・大型油圧昇降式器械台です。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-SA-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm
YS-SA-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm
YS-SA-3	W:700xD:1,200mm	H:900~1,300mm
YS-SA-4	W:800xD:1,200mm	H:900~1,300mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-SB



YS-SB-1

大型油圧昇降式器械台〔補助天板1枚付きタイプ〕  
＊補助天板(W600xD:300)1枚付属

### 【特長】

- ・補助天板が1枚付属し、接続できます。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重) 補助テーブル:5kg
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-SB-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm
YS-SB-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-SC



YS-SC-1

大型油圧昇降式器械台〔補助天板2枚付きタイプ〕  
＊補助天板(W600xD:300)2枚付属

### 【特長】

- ・補助天板が2枚付属し、接続できます。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重) 補助テーブル:5kg
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-SC-1	W:500xD:1,200mm	H:900~1,300mm
YS-SC-2	W:600xD:1,200mm	H:900~1,300mm

# 油圧昇降式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-A-1~2B



### 3輪型メーヨー後ろペダルスタンダード

#### 【特長】

- 3輪メーヨー型 後ろペダル スタンダードな油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-A-1B	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm
YS-A-2B	W:550xD:800mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-A-1~2F



YS-A-1F

### 3輪型メーヨー前ペダルスタンダード

#### 【特長】

- 3輪メーヨー型、前ペダル、スタンダードな油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-A-1F	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm
YS-A-2F	W:550xD:800mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-C



YS-C-1

### コの字足 端柱

#### 【特長】

- 4輪コの字足 端柱の油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-C-1	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm
YS-C-2	W:950xD:550mm	H:850~1,250mm
YS-C-3	W:1,050xD:550mm	H:850~1,250mm

# 油圧昇降式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-D



YS-D-2

中心柱、スタンダード型

### 【特長】

- 中心柱の油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:折上式H:25mm
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-D-1	W:850xD:600mm	H:850~1,250mm
YS-D-2	W:1,000xD:600mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-E



YS-E-1

スタッキング可能なスタンダード型

### 【特長】

- 収納時場所をとらないスタッキング可能な油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-E-1	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm
YS-E-2	W:1,000xD:600mm	H:850~1,250mm
YS-E-3	W:900xD:550mm	H:950~1,350mm
YS-E-4	W:1,000xD:600mm	H:950~1,350mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-F



YS-F-2

H型足、後ろペダル型

### 【特長】

- H型足 後ろペダル型油圧昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-F-1	W:510xD:900mm	H:850~1,250mm
YS-F-2	W:600xD:1,000mm	H:850~1,250mm

# 油圧昇降式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-G



3方向から補助天板取付可能な大型油圧降式器械台

### 【特長】

- 使用方法に応じ補助天板が3方向から連結して展開できます。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:折上式
- 耐荷重:60kg(均等荷重) 補助テーブル:5kg
- キャスター:75 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-G-1	W:600xD:900mm	H:895~1,295mm
	付属補助天板 W:600xD:400mm	

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-J



補助天板収納時

低重心、補助天板2枚で様々な現場に対応

### 【特長】

- 大型キャスター低重心設計により移動がスムーズです。
- 補助天板が2枚左右に取付可能(天板裏に収納できます)。
- フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:125 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-J-1	W:880xD:650mm	H:900~1,400mm
	付属補助天板 W:300xD:650mm x2枚	

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-K



収納スペース確保のため天板が折畳み可能

### 【特長】

- D:1,050mmの大型器械台に収納しやすい折畳み天板を採用しました。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:50 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-K-1	W:510xD:1,050mm	H:895~1,295mm
	折畳部分 W:510xD:350	



# 油圧昇降式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-L



YS-L-2

ステントグラフト内挿術に適したW:1,800mm  
折畳可能器械台

### 【特長】

- ・ステントグラフト内挿術に適した油圧昇降式器械台です。
- ・天板の左右が折り畳み出来、収納スペースを節約できます。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:落込
- ・耐荷重:60kg(均等荷重) 補助テーブル:3kg
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-L-1	W:1,800xD:600mm 収納時 W:1,020xD:600mm	H:850~1,250mm
YS-L-2	W:1,800xD:800mm 収納時 W:1,020xD:800mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-M



YS-M-6

差込足式メーヨー型

### 【特長】

- ・差込足式のメーヨー型油圧昇降式器械台です。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:折上げH:30mm
- ・耐荷重:60kg(均等荷重) ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-M-1	W:400xD:500mm	H:850~1,250mm
YS-M-2	W:400xD:600mm	H:850~1,250mm
YS-M-3	W:400xD:700mm	H:850~1,250mm
YS-M-4	W:500xD:500mm	H:850~1,250mm
YS-M-5	W:500xD:600mm	H:850~1,250mm
YS-M-6	W:500xD:700mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-N



使用イメージ

脳外科に便利 OP台ベースを跨げる為 より作業しやすい位置にセットできます

### 【特長】

- ・OP台ベースを跨げる(跨げる有効W:560xH:300mm)昇降式器械台です。
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:折上式H:25mm
- ・耐荷重:60kg(均等荷重)
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-N-1	W:400xD:700mm	H:1,000~1,400mm
YS-N-2	W:500xD:700mm	H:1,000~1,400mm



# 油圧昇降式器械台／ガスダンパー方式器械台

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-P



YS-P-1

使用イメージ

ハイブリッド手術台のベースをかわしてセットできる

### 【特長】

- OP台ベースをかわして(かわせる有効W:640xD:700mm)使用できる昇降式器械台です。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-P-1	W:100xD:780mm	H:850~1,250mm

## ■ 油圧昇降式器械台 YS-Q



YS-Q-1

補助天板収納時

補助天板付 メーヨー型器械台

### 【特長】

- 補助天板取付可能(前後に各1枚)。
- フットペダルを踏むごとに上昇し、ペダルを上げると下降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:折上げH:25
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
YS-Q-1	W:860+300+300xD:460mm	H:900~1,300mm

## ■ ガスダンパー方式器械台 GS-A



### 【特長】

- 昇降レバーを握ると開放され離すと固定するメーヨー台です。
- ガスダンパー使用により上への力が軽減されます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:折上式(H:30mm)
- 耐荷重:60kg(均等荷重)
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
GS-A-1	W:600xD:400mm	H:870~1,220mm

# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-A



NSB-A-4

### ハンドル昇降式器械台(トレー式)

#### 【特長】

- 2枚用 3枚用の2種類あります。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:50φ

#### 【2枚用】

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-A-1	400x270x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-A-2	400x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-A-3	500x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm

#### 【3枚用】

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-A-4	400x270x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-A-5	400x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-A-6	500x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-B



NSB-B-2

### 天板サイズ豊富なスタンダードハンドル昇降式器械台です

#### 【特長】

- 下部手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:折上式H:25mm
- キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-B-1	W:900xD:450mm	H:850~1,250mm
NSB-B-2	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-B-3	W:1,200xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-B-4	W:1,350xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-B-5	W:900xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-B-6	W:1,200xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-B-7	W:1,350xD:600mm	H:850~1,250mm

# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-BA/BC



NSB-BA-2



NSB-BC-2

ステントグラフト用に便利な長いハンドル昇降式器械台

### 【特長】

- ・オーバートーブル型で下ハンドル操作。
- ・下部の手回しハンドルにて昇降します。
- ・昇降ハンドルは取外しできます。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:75φ
- ・天板:落込み H:20mm

### 【天板折上げ H:40mm型】

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-BA-1	1,500x450mm	H:850~1,250mm
NSB-BA-2	1,800x450mm	H:850~1,250mm
NSB-BA-3	2,000x450mm	H:850~1,250mm

### 【天板フラット型】

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-BC-1	1,500x450mm	H:850~1,250mm
NSB-BC-2	1,800x450mm	H:850~1,250mm
NSB-BC-3	2,000x450mm	H:850~1,250mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-C



NSB-C-3



追加補助天板使用イメージ

天板サイズ豊富なスタンダード  
下ハンドル補助天板付 昇降式器械台です

### 【特長】

- ・補助トレイ (W:300mm) が1枚付属しています。
- ・補助トレイ付は2方向から連結して展開できます。
- ・下部の手回しハンドルにて昇降します。
- ・昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:折上式H:25mm
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-C-1	W:900+300xD:450mm	H:850~1,250mm
NSB-C-2	W:900+300xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-C-3	W:1,200+300xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-C-4	W:1,350+300xD:550mm	H:850~1,250mm
NSB-C-5	W:900+300xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-C-6	W:1,200+300xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-C-7	W:1,350+300xD:600mm	H:850~1,250mm

【追加補助天板】 左右両方に補助天板を連結することでよりワイドなスペース展開できます。

品番	適合機種	サイズ
NSB-C-T1	NSB-C-1	W:300xD:450mm
NSB-C-T2	NSB-C-2~4	W:300xD:550mm
NSB-C-T3	NSB-C-5~7	W:300xD:600mm

# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-D/E



### ハンドル昇降式器械台(トレー式)

#### 【特長】

- 補助トレー取付可能型となしの2種類あります。
- 補助トレー付は2方向から連結して展開できます。
- 下部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75φ

【補助天板なし】 補助天板は取付できません。

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-D-1	400x270x35mm トレー3枚	H:850~1,250mm
NSB-D-2	400x300x35mm トレー3枚	H:850~1,250mm
NSB-D-3	500x300x35mm トレー3枚	H:850~1,250mm

【補助天板取付可能型】 W:300mmの補助天板が付属しています。

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-E-1	400x270x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm
NSB-E-2	400x300x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm
NSB-E-3	500x300x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-F/G



NSB-G-2

### 4方向から補助天板取付可能なハンドル昇降式器械台

#### 【特長】

- 補助天板付き、なしの2種類あります。
- 補助天板付きは4方向から連結して展開できます。
- 下部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

#### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:落込
- キャスター:75φ

【補助天板なし】 補助天板は取付できません。

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-F-1	W:900xD:450mm	H:850~1,250mm
NSB-F-2	W:900xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-F-3	W:1,200xD:600mm	H:850~1,250mm

【補助天板取付可能型】 W:300mmの補助天板が付属しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-G-1	W:900xD:450mm	H:850~1,250mm
NSB-G-2	W:900xD:600mm	H:850~1,250mm
NSB-G-3	W:1,200xD:600mm	H:850~1,250mm



# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-H



NSB-H-1

オーバーテーブル型(トレー式)

### 【特長】

- 大型1枚用と小型3枚用があります。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75 φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-H-1	820x435x35mm トレー1枚	H:870~1,270mm
NSB-H-2	400x300x35mm トレー3枚	H:870~1,270mm
NSB-H-3	500x300x35mm トレー3枚	H:870~1,270mm

### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-K



NSB-K-1

段差トレー型昇降式器械台

### 【特長】

- 段差がついたトレー式器械台です。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-K-1	680x255x12mm トレー2段	H:970~1,275mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-L



NSB-L-1

天板サイズW:1,100xD:890mmの大型オーバーテーブルハンドル昇降式器械台です

### 【特長】

- D:1,100xD:890mm大型オーバーテーブルです。
- 上部手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 天板:フラット
- キャスター:75 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-L-1	W:1,100xD:890mm	H:850~1,250mm



# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-M



NSB-M-4

トレー式

### 【特長】

- 2枚用、3枚用の2種類あります。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75 φ

### 【2枚用】

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-M-1	400x270x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-M-2	400x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-M-3	500x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm

### 【3枚用】

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-M-4	400x270x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-M-5	400x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-M-6	500x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm

### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-N



NSB-N-4

オーバーテーブル型(トレー式)

### 【特長】

- 2枚用 3枚用の2種類あります。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75 φ

【2枚用】\*注 2枚用はベッドを跨ぐことは出来ません。

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-N-1	400x270x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-N-2	400x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm
NSB-N-3	500x300x35mm トレー2枚	H:800~1,200mm

### 【3枚用】

品番	天板・仕様	昇降範囲
NSB-N-4	400x270x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-N-5	400x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm
NSB-N-6	500x300x35mm トレー3枚	H:800~1,200mm

### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-Q



NSB-Q-2

### スタンダード器械台

#### 【特長】

- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 天板: 落込
- キャスター: 75 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-Q-1	W:600xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-Q-2	W:900xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-Q-3	W:1,200xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-Q-4	W:1,200xD:600mm	H:800~1,200mm
NSB-Q-5	W:1,350xD:600mm	H:800~1,200mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-R



NSB-R-2

### オーバーテーブル型器械台

#### 【特長】

- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 天板: 落込
- キャスター: 75 φ

\* 注 NSB-R-1はベッドを跨ぐことは出来ません

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-R-1	W:600xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-R-2	W:900xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-R-3	W:900xD:600mm	H:800~1,200mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-S



NSB-S-1

両サイド折畳時

### 2~4枚トレーハンドル昇降式器械台

#### 【特長】

- 両サイド2枚のトレー部が折畳可能で2~4枚用として使用できます。
- 昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます。

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: 100 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-S-1	400x270x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm
NSB-S-2	400x300x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm
NSB-S-3	500x300x35mm トレー4枚	H:850~1,250mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

# ハンドル昇降式器械台

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-T



NSB-T-2

オーバーテーブル型ハンドル昇降式器械台 補助天板付き

### 【特長】

- 脱着可能な補助天板が付属しています。
- 上部の手回しハンドルにて昇降します。
- 昇降ハンドルは折畳みができます。

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 天板: 落込
- キャスター: 75 φ

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-T-2	W:900xD:450mm	H:800~1,200mm
NSB-T-3	W:900xD:600mm	H:800~1,200mm

## ■ ハンドル昇降式器械台 NSB-U/UB



NSB-U-3



NSB-UB-3

オーバーテーブル 下ハンドル型昇降式器械台

### 【特長】

- 昇降ハンドルは取外しできます。

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: 75 φ
- 天板: 落込み H:20mm

【補助天板なし】 補助天板は取付できません。

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-U-1	900x470mm	H:870~1,250mm
NSB-U-2	1,200x470mm	H:870~1,250mm
NSB-U-3	1,380x470mm	H:870~1,250mm

【補助天板付】 W:300mmの補助天板が付属しています。

品番	天板サイズ	昇降範囲
NSB-UB-1	900+300x470mm	H:870~1,250mm
NSB-UB-2	1,200+300x470mm	H:870~1,250mm
NSB-UB-3	1,380+300x470mm	H:870~1,250mm

# ステントグラフト用器械台

## ■ ステントグラフト用器械台 KT-P/Q



KT-Q-2



ステントグラフト用長い器械台 折畳式で収納便利

### 【特長】

- ステントグラフト内挿術などに便利な長い器械台です。
- 収納しやすい様天板が2辺折り畳むことができます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:100 φ

### 【天板フラット型】

品番	天板・仕様	昇降範囲
KT-P-1	W:1,800(1,000+400+400)x600mm	H:800mm
KT-P-2	W:1,800(1,000+400+400)x800mm	H:800mm
KT-P-3	W:2,000(1,000+500+500)x600mm	H:800mm

### 【天板折上げ型 H:40mm型】

品番	天板・仕様	昇降範囲
KT-Q-1	W:1,800(1,000+400+400)x600mm	H:800mm
KT-Q-2	W:1,800(1,000+400+400)x800mm	H:800mm
KT-Q-3	W:2,000(1,000+500+500)x600mm	H:800mm

## ■ ステントグラフト用器械台 KT-R/S



KT-S-1



分割時

ステントグラフト用長い器械台 2分割式で収納便利

### 【特長】

- ステントグラフト内挿術などに便利な長い器械台です。
- 収納しやすい様2台に分割することができます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:50 φ

### 【天板フラット型】

品番	天板・仕様	昇降範囲
KT-R-1	W:2,000(1,000+1,000)x650mm	H:800mm
KT-R-2	W:2,400(1,200+1,200)x650mm	H:800mm
KT-R-3	W:3,000(1,500+1,500)x650mm	H:800mm

### 【天板4方折上げ型 H:40mm】

品番	天板・仕様	昇降範囲
KT-S-1	W:2,000(1,000+1,000)x650mm	H:800mm
KT-S-2	W:2,400(1,200+1,200)x650mm	H:800mm
KT-S-3	W:3,000(1,500+1,500)x650mm	H:800mm



# カテ用器械台／オーバーテーブル型器械台

## ■ カテ用器械台 KT-U/V/W



KT-V-2

ステントグラフト等用に便利な長い器械台

### 【特長】

- ステントグラフト内挿術などに便利な長い器械台です。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304 • キャスター:75 φ

### 【天板フラット型】

品番	天板・仕様
KT-U-1	W:1,200xD:600xH:850mm
KT-U-2	W:1,700xD:600xH:850mm

### 【天板4方折上げ型 H:40mm】

品番	天板・仕様
KT-V-1	W:1,200xD:600xH:850mm
KT-V-2	W:1,700xD:600xH:850mm

### 【天板4方落とし込み H:10mm】

品番	天板・仕様
KT-W-1	W:1,200xD:600xH:850mm
KT-W-2	W:1,700xD:600xH:850mm

## ■ オーバーテーブル型器械台 SB-G/H



SB-G-1

### 【特長】

- ネジを緩めて高さを上下できます。

### 【仕様】

- 天板:大型トレー1枚式と折上天板式があります。
- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:50 φ

### 【トレー天板式】

品番	天板・仕様	昇降範囲
SB-G-1	800x400x35mm トレー1枚	H:850~1,250mm

### 【折上げ天板式 H:25mm】

品番	天板サイズ	昇降範囲
SB-H-1	W:800xD:400mm	H:850~1,250mm
SB-H-2	W:900xD:450mm	H:850~1,250mm

## ■ オーバーテーブル型器械台 OK-A



### 【仕様】

- 天板:折上げ式H:35mm
- 材質:ステンレス製 SUS-304
- キャスター:75 φ 対角ストッパー付き

### 【折上げ天板式 H:35mm】

品番	天板サイズ	高さ
OK-A-1	W:1,000xD:450mm	900mm
OK-A-2	W:1,000xD:700mm	900mm



# 消毒盤台

## ■ 消毒盤台 TSB-C



### メーヨー型消毒盤台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:50φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-C-1	400x270x35mm トレー	H:800~1,200mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm

## ■ 消毒盤台 TSB-D



### メーヨー型消毒盤台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:50φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-D-1	500x300x35mm トレー	H:840~1,320mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ 消毒盤台 TSB-E



### メーヨー型消毒盤台 4輪キャスター

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:50φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-E-1	500x300x35mm トレー	H:840~1,320mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ 消毒盤台 TSB-F



### メーヨー型消毒盤台 3輪キャスター

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:100φ


品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-F-1	600x400x35mm トレー	H:900~1,250mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-7	600x400x35mm

# 消毒盤台

## ■ 消毒盤台 TSB-H



### メーヨー型消毒盤台 大型

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:100φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-H-1	610x410x35mm トレー	H:940~1,300mm

#### 〔補充トレー〕

品番	サイズ
SSB-E-8	610x410x30mm

## ■ 消毒盤台 TSB-J



### MR式メーヨー型消毒盤台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:40φ

品番	天板・仕様	昇降範囲
TSB-J-1	480x330x30mm トレー	H:920~1,350mm

#### 〔補充トレー〕

品番	サイズ
SSB-E-6	480x330x30mm

## ■ 消毒盤台 SB-A



SB-A-1

### 3枚用 消毒盤台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304 ・キャスター:50φ

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-A-1	400x270x35mm トレー	H:860mm
SB-A-2	400x300x35mm トレー	H:860mm

#### 〔補充トレー〕

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm

## ■ 消毒盤台 SB-B



SB-B-3

### 2枚用 消毒盤台

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-B-1	400x270x35mmトレー	H:800mm
SB-B-2	400x300x35mmトレー	H:800mm
SB-B-3	500x300x35mmトレー	H:800mm

#### 〔補充トレー〕

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

# 消毒盤台

## ■ 消毒盤台 SB-C



SB-C-1

### 3枚用 消毒盤台

#### 【仕様】

・材質:ステンレス製 SUS-304 ・キャスター:75 φ

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-C-1	400x270x35mm トレー	H:860mm
SB-C-2	400x300x35mm トレー	H:860mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm

## ■ 消毒盤台 SB-E



SB-E-1

### 2枚用 消毒盤台

#### 【仕様】

・材質:ステンレス製 SUS-304 ・キャスター:50 φ

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-E-1	400x270x35mm トレー2枚	H:800mm
SB-E-2	400x300x35mm トレー2枚	H:800mm
SB-E-3	500x300x35mm トレー2枚	H:800mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ 消毒盤台 SB-F



SB-F-1

### 3枚用 消毒盤台

#### 【仕様】

・材質:ステンレス製 SUS-304 ・キャスター:50 φ

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-F-1	400x270x35mm トレー3枚	H:800mm
SB-F-2	400x300x35mm トレー3枚	H:800mm
SB-F-3	500x300x35mm トレー3枚	H:800mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

## ■ 消毒盤台 SB-J



SB-J-1

### 3枚用 消毒盤台

#### 【仕様】

・材質:ステンレス製 SUS-304 ・キャスター:50 φ

品番	天板・仕様	高さ(天板まで)
SB-J-1	400x270x35mm トレー3枚	H:800mm
SB-J-2	400x300x35mm トレー3枚	H:800mm
SB-J-3	500x300x35mm トレー3枚	H:800mm

#### 【補充トレー】

品番	サイズ
SSB-E-2	400x270x35mm
SSB-E-4	400x300x35mm
SSB-E-5	500x300x35mm

# 器械台

## ■ 器械台 KT-A



### フラット天板器械台

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: 50φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-A-1	W:450xD:300xH:750mm
KT-A-2	W:600xD:450xH:750mm
KT-A-3	W:750xD:450xH:750mm
KT-A-4	W:900xD:600xH:750mm

## ■ 器械台 KT-B



### 器械卓子 2段・上段3方手摺付き

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: φ 50mm

品 番	規格・サイズ
KT-B-1	W:450xD:300xH:750mm
KT-B-2	W:600xD:450xH:750mm
KT-B-3	W:750xD:450xH:750mm
KT-B-4	W:900xD:600xH:750mm

## ■ 器械台 KT-C



### 器械卓子 3段・上段3方手摺, 中下段4方手摺付き

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: φ 75mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-C-1	W:450xD:300xH:850mm
KT-C-2	W:600xD:450xH:850mm

## ■ 器械台 KT-D



### 折上げ天板器械台

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: 50φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-D-1	W:450xD:300xH:850mm
KT-D-2	W:600xD:450xH:850mm
KT-D-3	W:750xD:450xH:850mm
KT-D-4	W:900xD:600xH:850mm



# 器械台

## ■ 器械台 KT-E



### フラット天板器械台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:50φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-E-1	W:450xD:300xH:750mm
KT-E-2	W:600xD:450xH:750mm
KT-E-3	W:750xD:450xH:750mm
KT-E-4	W:900xD:600xH:750mm

## ■ 器械台 KT-G



### 落込み天板器械台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:100φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-G-1	W:450xD:300xH:850mm
KT-G-2	W:600xD:450xH:850mm
KT-G-3	W:750xD:450xH:850mm
KT-G-4	W:900xD:600xH:850mm

## ■ 器械台 KT-H



### 折上げ天板器械台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:50φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-H-1	W:450xD:300xH:850mm
KT-H-2	W:600xD:450xH:850mm
KT-H-3	W:750xD:450xH:850mm
KT-H-4	W:900xD:600xH:850mm

## ■ 器械台 KT-K



### 落込み天板器械台

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:100φ 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KT-K-1	W:450xD:300xH:850mm
KT-K-2	W:600xD:450xH:850mm
KT-K-3	W:750xD:450xH:850mm
KT-K-4	W:900xD:600xH:850mm

# 器械台／ICUモニタカート／下肢用カート

## ■ 器械台 KT-L



3段折上

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm 対角ストッパー付き
- ・引出:1個

品 番	規格・サイズ
KT-L-1	W:450xD:300xH:825mm

## ■ 器械台 KT-M



器械卓子

3段・上段3方手摺,中下段4方手摺付き

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm 対角ストッパー付き
- ・引出:1個

品 番	規格・サイズ
KT-M-1	W:450xD:300xH:825mm

## ■ ICU モニタカート MO-A



ポールランプと  
モニターは付属してません

煩雑になりがちなICUでの生体情報機器等をコンパクトに収納

### 【仕様】

- ・主材質:ステンレス SUS304
- ・引出し型キーボード収納×2
- ・モニター取付用ポール×2本(モニター、取り付け金具は付属してません)
- ・キャスター:100φ ストッパー付き

品番	規格・サイズ
MO-A-1	W:780xD:480xH:1,000+500mm

## ■ 下肢用カート OK-A



OP台への脱着、保管に便利な下肢用のカートです。

### 【特長】

手術台に合わせ製作いたします。

### 【仕様】

- ・主材質:ステンレス SUS304
- ・キャスター:100φ 対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ
OK-A-1	W:600xD:600xH:700mm

# 搬送カート／カニューレーカート／椅子

## ■ 滅菌コンテナ搬送カート MH-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ 125mm 固定車2個 自在車2個(ストッパー付き)
- ・棚板:補強入りパンチング有効高さ150mm(中段2枚は取外し可能)

品番	規格・サイズ
MH-A-1	棚板サイズW:1,100xD:610mm 総高さ785mm

## ■ カニューレーカート KA-K




### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:100φ ストッパー付き
- ・引出:8個 各引出しに縦仕切り3枚付き

品番	規格・サイズ
KA-K-1	W:760xD:550xH:1,250mm

## ■ 回転椅子 IS-A/B



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304

品番	規格・サイズ
IS-A-1	ゴム足仕様 300φxH:420~710mm
IS-B-1	キャスター仕様(50φmm) 300φxH:500~790mm

## ■ 手術室作業椅子 IS-C



疲労軽減マットを敷いた長時間作業でも疲れにくい椅子です。

### 【仕様】

- ・材質:本体ステンレス製 SUS-304
- ・天板:疲労軽減マット入りウレタンマット
- ・キャスター:75φ

品番	天板サイズ	高さ
IS-C-1	W:500xD:300mm	H:250mm
IS-C-2	W:500xD:300mm	H:390mm

# 手洗い台／鉗子掛け・立て

## ■ 手洗い台(1個用) TE-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 50mm

品番	規格・サイズ
TE-A-1	320φ1個用 W:360xD:355xH:800mm
TE-A-2	340φ1個用 W:395xD:385xH:800mm

### 【別売・洗面器】

品番	規格・サイズ
STA-A-2	320φx110mm
STA-A-3	340φx110mm

## ■ 手洗い台(2個用) TE-B



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 50mm

品番	規格・サイズ
TE-B-1	320φ2個用 W:680xD:355xH:800mm
TE-B-2	340φ2個用 W:765xD:385xH:800mm

### 【別売・洗面器】

品番	規格・サイズ
STA-A-2	320φx110mm
STA-A-3	340φx110mm

## ■ 折畳式カンシ掛け KAN-A




折畳時

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・上にフック6個(画像は5個)
- ・下にフック4個

品番	サイズ
KAN-A-1	W:480xD:200xH:約260mm

## ■ 鉗子立て KK-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・15分割された鉗子立てです。

品番	サイズ
KK-A-1	W:300xD:65xH:150mm



# ガーゼカウンター／キックバケツ／アノイリスマ架 他

## ■ ガーゼカウンター GC-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・ガーゼ掛け:3φx10本

品番	規格・サイズ
GC-A-1	W:560xD:150xH:380mm

## ■ キックバケツ KB-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・ゴムバンパー
- ・キャスター:φ50mm
- ・付属汚物缶:14.5L 260Φx310mm

品番	規格・サイズ
KB-A-1	420φxH:380mm

## ■ アノイリスマ架 TOR-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・5Rめぐり6か所あります。

品番	サイズ
TOR-A-1	W:160xD:60xH:25mm

## ■ 気化器ホルダー KIK-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・25～32φパイプに固定可能

品番	サイズ
KIK-A-1	W:480xD:200xH:約260mm

# リヒカ／カーテン掛け

## ■ リヒカ RC-G



### 【特長】


クランク型シャフトにより取り付け幅が調節出来ます。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シャフトサイズ:13φ
- ・取り付け幅:W:570～690mm

品番	天板サイズ	高さ(フラット天板まで)
RC-G-1	W:665xD:300+350mm	520mm

## ■ カーテン掛け RC-H



左右の伸縮棒を閉じた状態

### 【仕様】

- ・使用可能レール及びポール  
フラットバー9x32mm  
φ12～φ16mm

品番	ワイドサイズ	高さ
RC-H-1	W:1,000+300+300mm	800mm

## ■ 手術台固定金具 RK




### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シャフトサイズ:16φ

品番	
RK-022-01	

## ■ リヒカ・カーテン掛け【特注品例】



# 踏み台

## ■ 疲労軽減マット付き踏み台「ラクカモ」 SF-R2-1/2




連結、重ねることができます

### 【特長】

- 足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散します。
- 表面に滑り止め加工。
- 高いクッション性と優れた復元力。
- 防火性能試験基準合格(マット)。


### 【仕様】

- 材質: 架台 ステンレス製 SUS-304  
マット 発泡ニトリルゴム



品番	サイズ
SF-R2-1	W:448xD:332xH:130mm
SF-R2-2	W:448xD:332xH:85mm

## ■ 疲労軽減マット付き踏み台 大型「ラクカモ」 SF-R2-3/4



高さが高いタイプと幅が広いタイプの大型「ラクカモ」

### 【特長】

- 足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散します。
- 表面に滑り止め加工。
- 高いクッション性と優れた復元力。
- 防火性能試験基準合格(マット)。

### 【仕様】

- 材質: 架台 ステンレス製 SUS-304  
マット 発泡ニトリルゴム

品番	サイズ
SF-R2-3	W:448xD:332xH:250mm
SF-R2-4	W:600xD:340xH:200mm

## ■ 踏み台 SF-A/B



SF-A-0

SF-B-1


### 【仕様】

- 材質: 架台 ステンレス製 SUS-304  
マット ピラミッド型ポリ塩化ビニール製

品番	サイズ
SF-A-0	1段 W:370xD:270xH:200mm
SF-A-3	1段 W:450xD:300xH:200mm
SF-A-4	1段 W:600xD:400xH:200mm
SF-B-1	2段 W:370xD:410xH:220/440mm

# アームレスト

## ■ アームレスト「カールくん」 AR-A



割れにくいポリ塩化ビニール製落下防止透明カバーです

### 【仕様】

- ・材質:透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品番	サイズ
AR-A-1	L:270xD:400xH:160mm
AR-A-2	L:400xD:400xH:160mm

【ショートタイプ】 両サイド使用時の底部重なりを防ぎます。

品番	サイズ
AR-A-1S	L:270xD:220xH:160mm
AR-A-2S	L:400xD:220xH:160mm

## ■ アームレスト「カールくん」 AR-B



割れにくいポリ塩化ビニール製落下防止透明カバーです

### 【仕様】


- ・材質:透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品番	サイズ
AR-B-1	L:270xD:400xH:230mm
AR-B-2	L:400xD:400xH:230mm

【ショートタイプ】 両サイド使用時の底部重なりを防ぎます。

品番	サイズ
AR-B-1S	L:270xD:220xH:230mm
AR-B-2S	L:400xD:220xH:230mm

## ■ 「カールくん」用カバー AR-AC/BC



メラミンスポンジ、ビニルレザー

### 【仕様】

- ・材質:透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品番	仕様
AR-AC-1	AR-A-1,1S用カバー
AR-AC-2	AR-A-2,2S用カバー
AR-BC-1	AR-B-1,1S用カバー
AR-BC-2	AR-B-2,2S用カバー

## ■ アームレスト AR-C



樹脂製アームレスト

### 【仕様】

- ・材質:透明ポリ塩化ビニール製 厚み5mm

品番	サイズ
AR-C-1	L:700xD:250xH:108mm



# 蛇管ホルダー

## ■ 蛇管ホルダー マット差込用 JH-A-300



パーツごとに提供させて頂いてます。  
組み合わせてご使用下さい。

### 【注意】

差込三角ベースは直接患者さんに触れないようご使用下さい。

品番	品名	サイズ
JH-A-300	フレキシブルハンガーL:300	フレキシブルアーム:L:300mm ステンレスポール:φ12xL:150mm
JH-Y-1	マット差込用ベース	ステンレス三角ベース:180x300mm ポール:L:150mm

## ■ 蛇管ホルダー 手術台固定金具用 JH-A-500



パーツごとに提供させて頂いてます。  
組み合わせてご使用下さい。

### 【仕様】

- 手術台固定金具、使用可能レール及びポール  
フラットバー9x32mm  
φ12～φ16mm

品番	品名	サイズ
JH-A-500	フレキシブルハンガーL:500	フレキシブルアーム:L:500mm ステンレスポール:φ12xL:150mm
RK-022-01	手術台固定金具	

## ■ 蛇管ホルダー 差込式一体型 JH-AY



三角ベースに直接L:300のフレキハンガーが固定されたタイプです

### 【注意】

差込三角ベースは直接患者さんに触れないようご使用下さい。

品番	サイズ
JH-AY-1	フレキシブルアーム:L:300mm ステンレス三角ベース:180x300mm

## ■ UV殺菌式 手洗い用シンク MRC-SFW-1~3S



ベーシックなステンレス製

### 【特長】

蛇口内に装備した紫外線殺菌灯により、シャワー目皿を滅菌状態に保ち、シャワー口滞留水での菌汚染を防ぎます。また、シャワー口径を小さくしているため、水撥ねを防ぐことができます。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シンク槽:1槽式
- ・水栓金具:センサー式UV殺菌式混合水栓金具(ミキシンバルブ内蔵)
- ・鏡、照明付き

### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:AC100V コンセント

品番	仕様	外寸	標準付属品
MRC-SFW-1S	1人用	W:890xD:675xH:2030mm (シンク槽まで890)	逆汚染防止蛇口x1 消毒剤ディスペンサーx1
MRC-SFW-2S	2人用	W:1,740xD:675xH:2,030mm (シンク槽まで890)	逆汚染防止蛇口x2 消毒剤ディスペンサーx2
MRC-SFW-3S	3人用	W:2,500xD:675xH:2,030mm (シンク槽まで890)	逆汚染防止蛇口x3 消毒剤ディスペンサーx2

## ■ UV殺菌式 手洗い用シンク MRC-SFW-2~3E



エステル系人工大理石製

### 【特長】

蛇口内に装備した紫外線殺菌灯により、シャワー目皿を滅菌状態に保ち、シャワー口滞留水での菌汚染を防ぎます。また、シャワー口径を小さくしているため、水撥ねを防ぐことができます。

### 【仕様】

- ・材質:エステル樹脂製
- ・シンク槽:1槽式
- ・水栓金具:センサー式UV殺菌式混合水栓金具(ミキシンバルブ内蔵)
- ・鏡、照明付き

### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:AC100V コンセント

品番	仕様	外寸	標準付属品
MRC-SFW-2E	2人用	W:1,600xD:790xH:2,080mm (シンク槽まで850)	逆汚染防止蛇口x2 消毒剤ディスペンサーx2
MRC-SFW-3E	3人用	W:2,400xD:790xH:2,080mm (シンク槽まで850)	逆汚染防止蛇口x3 消毒剤ディスペンサーx2

# シンク

## ■ UV殺菌式 手洗い用シンク MRC-SFW-1K



### 壁掛け型手洗い装置

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・水栓金具:センサー式UV殺菌式混合水栓金具
- ・鏡付

#### 【必要設備】

- ・電源:AC100V コンセント

品番	外寸	標準付属品
MRC-SFW-1K	W:346xD:150xH:650mm	逆汚染防止蛇口x1

## ■ UV殺菌式 手洗い用シンク ND-TS



ND-TS-2CS  
ND-TSP-2(薬液ディスペンサーx2)  
ND-TSP-4(ペーパータオルホルダーx2)

### ローコストタイプ

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シンク槽:1槽式
- ・ミキシングバルブ内臓 ・鏡付

#### 【付属品】

- ・水栓金具:センサー式混合水栓金具  
(シンプルな乾電池式センサー、殺菌水式センサーお選びできます。)

#### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:単相AC100V FL+1500アース付コンセント

品番	仕様	外寸
ND-TS-1	1人用	W:900xD:650xH:900+1130mm
ND-TS-2	2人用	W:1800xD:650xH:900+1130mm
ND-TS-3	3人用	W:2500xD:650xH:900+1130mm

#### 【オプション】

品番	外寸
ND-TSP-1	蛍光灯
ND-TSP-2	センサー式 薬液ディスペンサー(薬液は含まれません)
ND-TSP-3	電動ブラシケース 15個用
ND-TSP-4	殺菌式ペーパータオルホルダー
ND-TSPS-1	ブラシ
ND-TSPS-2	ペーパータオル

# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-A



オプション取付例

様々なオプションパーツを付替え可能なシステムで考えた麻酔カートです

### 【特長】

- ・ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- ・天板には透明強化ガラスを採用し、最上段内部を確認することが出来ます。
- ・各引出しは正面と背面の両側からでも引き出せるようになってます。
- ・本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- ・サイドレールは追加や高さの調整が可能です。

### 【仕様】


- ・材質: ステンレス製 SUS-304
- ・天板: 落込み強化ガラス製
- ・縦レール: 左右各1本
- ・キャスター:  $\phi 100\text{mm}$
- ・引出し: 両面式
- ・最上段: ダイヤル錠付き
- ・各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注: 本体にトレーは付属してません)

### 【収納可能トレーサイズ】

- ・上4段 W:600×400×H:85～100mm
- ・最下段: W:600×D:400 H:160～170mm

品番	本体サイズ
MA-A-1	W:730xD:440xH:910mm

## ■ 麻酔カート MA-B



オプション取付例

様々なオプションパーツを付替え可能なシステムで考えた麻酔カートです

### 【特長】

- ・ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- ・天板には透明強化ガラスを採用し、最上段内部を確認することが出来ます。
- ・各引出し正面は引出し中身が確認出来るように透明アクリル製。スケルトンのトレーをご使用すると効果的です。
- ・本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- ・サイドレールは追加や高さの調整が可能です。

### 【仕様】

- ・材質: ステンレス製 SUS-304
- ・天板: 落込み強化ガラス製
- ・縦レール: 左右各1本
- ・キャスター:  $\phi 100\text{mm}$
- ・引出し: 片面式正面透明アクリル製
- ・各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注: 本体にトレーは付属してません)

### 【収納可能トレーサイズ】

- ・上4段 W:600×400×H:85～100mm
- ・最下段: W:600×D:400×H:160～170mm

品番	本体サイズ
MA-B-1	W:670xD:450xH:910mm (縦レール含まず)



# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-C



オプション取付例

様々なオプションパーツを付替え可能なシステムで考えた麻酔カートです

### 【特長】

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 救急カート仕様に赤ライン(ダイノックシート)が貼ってあります。
- 本体両側面にはオプションパーツが取り付け可能なサイドレールがつけられます。
- サイドレールは追加や高さの調整が可能です。

### 【仕様】



- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 天板: 落込み
- 縦レール: 左右各1本
- キャスター:  $\phi$  125mm
- 引出し: 片面式
- 最上段: 鍵付き
- 各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。
- (注: 本体にトレーは付属してません)

### 【収納可能トレーサイズ】

- 最上段: W:600×D:400×H:50mm
- 中3段 W:600×400×H:85~100mm
- 最下段: W:600×D:400×H:160~170mm

品番	本体サイズ
MA-C-1	W:670xD:450xH:990mm (押し手縦レール含まず)

## ■ 麻酔カート MA-A/B/C オプションパーツ MA-AP



① サイドレール



② グローブホルダー




③ 補助テーブル



④ バスケット



⑤ ポリ袋掛け



⑥ フック



⑦ 小物入れ



⑧ バスケット2列式



⑨ ガートル架



⑩ 酸素ボンベ架



	品番	品名	サイズ
①	MA-AP-1	サイドレール	10x25xL:450mm
②	MA-AP-2	グローブホルダー	W:130xD:100xH:150mm
③	MA-AP-3	補助テーブル	W:700xD:230xH:250~500mm
④	MA-AP-4	バスケット	W:100xD:100xH:400mm
⑤	MA-AP-5	ポリ袋掛け	W:200xD:180mm
⑥	MA-AP-6	フック	5 $\phi$ 内寸50mm
⑦	MA-AP-7	小物入れ	W:100xD:100xH:150mm
⑧	MA-AP-8	バスケット2列式	W:150xD:100xH:500mm
⑨	MA-AP-9	ガートル架	L:850~1,450mm
⑩	MA-AP-10	酸素ボンベ架	内径110 $\phi$ xH:400mm

# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-D



オプション取付例



### 薬剤トレー収納可能なコンパクトな麻酔カート

#### 【特長】

- コンパクトな麻酔カート。
- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 本体にはオプションパーツがマグネットで取付可能。

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304(側面のみ磁性ステンレス)
- 天板: 2方折上式H:30mm
- 折畳式補助天板: W:400xD:250mm
- キャスター: φ 100mm
- 引出し: 各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注: 本体にトレーは付属してません)

#### 【収納可能トレーサイズ】

- 上二段: W:400×D:300×H:50mm
- 中二段: W:400×D:300×H:85~100mm
- 最下段: W:400×D:300×H:85~170mm

#### 【本体のみ】

品番	規格・サイズ
MA-D-11	W:470xD:400xH:870mm

#### 【オプションパーツ】

品番	品名	規格・サイズ
MA-DP-1	マグネット式グローブホルダー	W:130xD:100xH:150mm
MA-DP-2	マグネット式バスケット	W:100xD:100xH:400mm
MA-DP-3	マグネット式フック	5φ内寸50mm

## ■ 麻酔カート MA-E



### 薬剤トレー収納可能な麻酔カート

#### 【特長】

- ステンレス引出しの中に薬剤トレーが収納可能。
- 本体にはオプションパーツ(グローブホルダー、カテーテル収納ボックス)が取り付け出来ます。

#### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 天板: 折上式H:25mm
- キャスター: φ 100mm
- 引出し: 各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納できます。  
(注: 本体にトレーは付属してません)

#### 【収納可能トレーサイズ】

- 上三段: W:600×D:400×H:75~100mm
- 最下段: W:600×D:400×H:160~170mm

#### 【本体のみ】

品番	規格・サイズ
MA-E-1	W:670xD:450xH:860mm (押手含まず)

#### 【オプションパーツ】

品番	品名	規格・サイズ
MA-EP-1	グローブホルダー	W:130xD:100xH:150mm
MA-EP-2	カテーテルボックス	W:200xD:100xH:450mm

# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-F



シンプルローコストな麻酔カート

### 【特長】

折畳式補助テーブル、折畳式ポリ袋掛け付き。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:2方折上式(奥、右のみ)H:30mm
- ・折畳式補助天板:W:450×D:200mm
- ・折畳式ポリ袋掛け:200×380mm
- ・キャスター:φ100mm
- ・引出しサイズ(有効内寸):  
上4段:W:510×D:350×H:110mm  
最下段:W:510×D:350×H:200mm  
最上段鍵付き

品番	規格・サイズ
MA-F-1	W:600xD:450xH:890mm (押手、パーツ含まず)

## ■ 麻酔カート MA-G



引出し・トレー収納イメージ

薬剤トレー収納可能な麻酔カート

### 【特長】

- ・便利な天板2段式麻酔カート。
- ・ステンレス製引出しの中に薬剤トレー収納可能。

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板及び補助天板:3方折上式H:25mm
- ・2式補助天板:W:670×D:225×H250mm
- ・J型フック:4個 ・キャスター:φ100mm
- ・引出し:各引出しには樹脂製薬剤トレーが収納出来ます。  
(注:本体にトレーは付属してません)

### 【収納可能トレーサイズ】

- ・上4段:W:600×D:450×H:85mm
- ・最下段:W:600×D:400×H:160~170mm

品番	規格・サイズ
MA-G-1	W:670xD:450xH:890mm (押手、フック含まず)



# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-H



### 大型麻酔カート

#### 【特長】

- ・折畳式ポリ袋掛け付き。
- ・本体にはオプションパーツ（グローブホルダー・カテーテルボックス）が取り付けできます。

#### 【仕様】

- ・材質：ステンレス製 SUS-304
- ・天板：折上式H:25mm
- ・折畳式ポリ袋掛け：250×160mm×2個
- ・キャスター：φ125mm
- ・引出しサイズ（有効内寸）：
  - 上段：W:645×D:420×H:85
  - 中2列：W:285×D:420×H:90mm
  - 下段：W:645×D:420×H:170mm

#### 【本体のみ】

品番	規格・サイズ
MA-H-1	W:755xD:555xH:905mm（押手、パーツ含まず）

#### 【オプションパーツ】

品番	品名	規格・サイズ
MA-HP-1	グローブホルダー	W:135xD:90xH:150mm
MA-HP-2	カテーテルボックス2列式	W:200xD:100xH:500mm

## ■ 麻酔カート MA-J



### オープントレー ローコストな麻酔カート

#### 【特長】

- ・樹脂製薬剤トレー型麻酔カートです。（樹脂トレーは本体に付属しています）
- ・折畳式ポリ袋掛け、伸縮式点滴架がついてます。
- ・本体にオプションパーツ（小物入れ、カテーテルボックス）が取付出来ます。

#### 【仕様】

- ・材質：ステンレス製 SUS-304
- ・天板：折上式H:20mm
- ・ポリ袋掛け：W:210×D310mm×2個
- ・キャスター：φ100mm
- ・引出し：
  - 上段：樹脂トレー600×400×50mm
  - 2段目：樹脂トレー600×400×100mm
  - 3、4段目：樹脂バスケットトレー600×400×170mm

#### 【本体のみ】

品番	規格・サイズ
MA-J-1	W:660xD:440xH:915mm（押手、部品含まず）

#### 【オプションパーツ】

品番	品名	規格・サイズ
MA-JP-1	小物ボックス	W:100xD:100xH:100mm
MA-JP-2	カテーテルボックス5列式	（アクリル製）W:350xD:100xH:500mm



# 麻酔カート

## ■ 麻酔カート MA-L



※カセットートレーは付属してません

### コンパクトな麻酔カート

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:3方折上式 H:28mm
- ・固定型ポリ袋掛け:約300×200mm
- ・引出し内部:薬剤用仕切り付トレイ付(上段、2段目)
- ・フック:4個
- ・キャスター:100φ 前面ストッパー付き

品番	規格・サイズ
MA-L-1	W:550xD:430xH:880mm (押手、パーツ含まず)

## ■ 麻酔カート MA-M



### 大型麻酔カート

#### 【特長】

カテーテルボックス付き。

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:3方折上式H:20mm
- ・カテーテルケース:塩ビ製W:420×D:100×H:450(4分割)
- ・キャスター:φ100mm
- ・引出し:サイズ(有効内寸)
  - 上段2列:W:338×D:458×H:44
  - 上段下2列:W:338×D:458×H:91mm
  - 中段3段:W:683×D:481×H:80mm
  - 下段2段:W:683×D:481×H:125mm

品番	規格・サイズ
MA-M-1	W:810xD:650xH:1,040mm(手摺H:120、押手、パーツ含まず)

## ■ 麻酔カート MA-P



### 引出正面が透明な麻酔カート

#### 【特長】

- ・引出し正面は透明アクリルで中身を見ることが出来ます。
- ・天板にコップ(75φ)トレイ(210x150x35mm)が埋め込まれています。
- ・本体にカテーテルボックスが付属しています。

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・天板:3方折上式H:10mm
- ・キャスター:φ100mm
- ・カテーテルボックス:150x90x450mm
- ・引出し有効寸法:
  - 上段:W:330xD:340xH:130mm
  - 2、3段目:W:510xD:340xH:120mm
  - 最下段:スライド式棚板

品番	規格・サイズ
MA-P-1	W:660xD:440xH:915mm (押手、部品含まず)

# 内視鏡 処置具カート

## ■ 内視鏡 処置具カート ENS-S



内視鏡カート用フック  
(ビニール袋掛け付)

### 【仕様】

#### 内視鏡処置具カート

- ・材質: 本体/SUS304ステンレス製
- ・取外し可能ビニール袋掛け付
- ・局注針端子ホルダー×1、シリンジ立×2
- ・J型フック×6
- ・キャスター/50φ

#### 内視鏡カート用フック

- ・材質: 本体/SUS304ステンレス製
- ・取外し可能ビニール袋掛け付
- ・局注針端子ホルダー×1、シリンジ立10ml×1
- ・J型フック×5

品番	品名	サイズ
ENS-S-1	内視鏡処置具カート	W:450xD:450xH:1,100~1,700mm
ENS-S-2	内視鏡カート用フック	22~25φのパイプに固定可能

## ■ 内視鏡 処置具ハンガー 他 ENS-T



処置具ハンガー



処置具袋掛け

専用スタンド



使用イメージ



ハンガーを内視鏡  
トロリーに直接取付



ハンガーや袋掛けを内視鏡  
トロリーポールに取付

### 安全 機能的 衛生的な内視鏡処置具ハンガー

#### 【特長】

- ・局注針(穿刺針)ホルダーを左右取付できます。
- ・処置具が取り戻し易くシリンジも一時置けるJ型フック。
- ・汚れやすいハンガー部、袋用枠が取外し分解可能で洗浄、滅菌も可能。
- ・錘付のベースで安定感があります。
- ・シリンジ等の一時置きに取外し可能、便利なトレー付。
- ・点滴スタンドや内視鏡カートにも取付可能。
- ・内視鏡トロリーにも取付可能。

#### 【仕様】

##### 処置具ハンガー

- ・材質: 本体/SUS304ステンレス製
- ・取外し可能局注針端子ホルダー×1
- ・シリンジ置きトレー×1
- ・J型フック×6

##### 処置具袋掛け

- ・材質: 本体/SUS304ステンレス製

##### 専用スタンド

- ・材質: 本体/SUS304ステンレス製
- ・キャスター/50φ

品番	品名	仕様
ENS-T-2	内視鏡 処置具ハンガー	フック×6個、トレー140x60x20~1個 局注針ホルダー×1個、パイプクランプ×1個
ENS-T-3	処置具袋掛け	袋掛け部280x250mm
ENS-T-4	専用スタンド	W:280xD:250xH:1,000~1,400

# 内視鏡保管庫

## ■ 内視鏡保管庫 EN



EN-104N




EN-108N



使用例

ハンガー-B-1タイプ  
上段(4個掛け)



ハンガー-B-2タイプ  
下段(4個掛け)



除湿器付



## スタンダード ステンレス製内視鏡保管庫

### 【仕様】

- PVC(ポリ塩化ビニル)製ハンガー:二段式
- 下部:保護シート張り
- 非磁性ステンレスと磁性ステンレスをご用意してます。

### 〔非磁性SUS-304製〕

品 番	規格・サイズ
EN-104N	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm
EN-106N	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm
EN-108N	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm
EN-110N	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm
EN-112N	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm
EN-115N	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm

### 〔磁性SUS-430製〕

品 番	規格・サイズ
EN-104D	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm
EN-106D	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm
EN-108D	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm
EN-110D	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm
EN-112D	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm
EN-115D	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm

### 〔除湿器付 非磁性SUS-304製〕

品 番	規格・サイズ
EN-104NJ	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm
EN-106NJ	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm
EN-108NJ	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm
EN-110NJ	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm
EN-112NJ	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm
EN-115NJ	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm

### 〔除湿器付 磁性SUS-430製〕

品 番	規格・サイズ
EN-104DJ	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm
EN-106DJ	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm
EN-108DJ	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm
EN-110DJ	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm
EN-112DJ	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm
EN-115DJ	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm

## ■ 気管支用 内視鏡保管庫 EN-N



EN-N-9

ハンガー(9本掛け)



除湿機(オプション)



## 保管庫本体にハンガー付属

### 【仕様】

- 材質: (本体) ステンレス製SUS-304
  - ハンガー: PVC(ポリ塩化ビニル)製
- ※ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます。  
※形状見本をご用意ありますのでご確認ください。

品 番	規格・サイズ
EN-N-9	9本掛け 本体 W:570xD:385xH:1,750mm
ENH-N-K1	バスケット 300x200xH:200mm
ENJ-3	除湿機パンチングカバー付き



# 内視鏡保管庫

## ■ 内視鏡保管庫 薄型 EN-U

保管イメージ



EN-U-5

奥行210mm以下でスペース有効  
保管庫本体にハンガー付属

### 【仕様】

- ・材質: (本体) 木製メラミン化粧板仕上げ
- ・ハンガー: PVC(ポリ塩化ビニル)製
- ・本品は薄型の為、壁に固定する必要があります。

品 番	規格・サイズ
EN-U-5	5本掛け W:820xD:202xH:2,060mm
EN-U-8	8本掛け W:1,240xD:202xH:2,060mm

## ■ 内視鏡保管庫 パススルー型 EN-P



EN-P-2N



EN-P-8N

パススルー型(両面扉型)・洗浄側、使用者側 両側から扉の開閉が可能です。  
ハンガー一部固定式

### 【仕様】

- ・材質: 本体/ステンレス製 SUS-304
  - ・ハンガー/塩ビ透明 2段式
  - ・ハンガー下部養生材/サンペルカ
- ※ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます。  
※形状見本ご用意ありますのでご確認ください。

### 【ハンガー部固定式】

品 番	規格・サイズ
EN-P-2N	2本掛け 観音扉(片側) W:500xD:350xH:2,000mm
EN-P-4N	4本掛け 観音扉 W:870xD:350xH:2,000mm
EN-P-6N	6本掛け 観音扉 W:870xD:500xH:2,000mm

## ■ 内視鏡保管庫 パススルー型 EN-PS



対面にスライド式ハンガーパネルが設置されています



EN-PS-8N

パススルー型(両面扉型)・洗浄側、使用者側 両側から扉の開閉が可能です。  
ハンガー部スライド式・スライドにより内視鏡の出し入れがスムーズに行えます。保管庫本体にハンガー付属

### 【仕様】

- ・材質: 本体/ステンレス製 SUS-304
  - ・ハンガー/塩ビ透明 2段式
  - ・ハンガー下部養生材/サンペルカ
  - ・中間にメッシュパネル(6本、8本掛けのみ)
- ※ハンガーは機種によって収まりにくいものもございます。  
※形状見本ご用意ありますのでご確認ください。

### 【ハンガー部スライド式】


品 番	規格・サイズ
EN-PS-6N	6本掛け 引き戸 W:1,030xD:550xH:2,100mm
EN-PS-8N	8本掛け 引き戸 W:1,300xD:650xH:2,100mm
EN-PS-12N	12本掛け 引き戸 W:1,800xD:550xH:2,100mm



# 内視鏡スタンド／径食道プローブ用保管庫


## ■ 壁取付け用 内視鏡スタンド ENH-4A/2A

上段用 ENH-4A1



ENH-4A1・4A2  
ENH-2A1・2A2

下段用 ENH-4A2



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製(本体架台)
- ・ハンガー:PVC塩化ビニール製(透明)
- ※設置には別途取付費用が必要です。

### 【上段用】

品 番	規格・サイズ
ENH-4A1	上段用4本掛けハンガー W:450xD:175xH:170mm
ENH-2A1	上段用2本掛けハンガー W:270xD:175xH:170mm

【下段用】主に接続部を置くハンガーです。

品 番	規格・サイズ
ENH-4A2	下段用4本掛けハンガー W:450xD:200xH:170mm
ENH-2A2	下段用2本掛けハンガー W:270xD:200xH:170mm

## ■ 内視鏡スタンド ENS-A/B/C



ENS-A-4



ENS-B-2



ENS-C-4

本体にハンガー付属

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製(本体架台)
- ・ベース部:アルミ製
- ・ハンガー:PVCポリ塩化ビニール製(透明)
- ・キャスター:75mm φ

品 番	規格・サイズ
ENS-A-4	4本掛 W:450xD:400xH:1,750mm
ENS-B-2	2本掛 W:500xD:500xH:1,300~1,900mm
ENS-B-4	4本掛 W:500xD:500xH:1,300~1,900mm
ENS-C-2	2本掛 2段式 W:505xD:505xH:1300~1900mm
ENS-C-4	4本掛 2段式 W:505xD:505xH:1300~1900mm

## ■ 径食道プローブ用 保管庫 EN-K



保管庫本体にハンガー付属

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・ハンガー:PVCポリ塩化ビニール製(透明)
- ・天井部コードフック付
- ・下段:高さ調節可能棚板付

品 番	規格・サイズ
EN-K-6A	6本掛け用 W:700xD:450xH:1,900mm

# 器械戸棚

## ■ 器械戸棚 TD-A




### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 棚板:5枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ
TD-A-1G	W:600xD:360xH:1,550mm
TD-A-1S	W:600xD:360xH:1,550mm

## ■ 器械戸棚 TD-B/E



### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 棚板:5枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ
TD-B-1G	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-B-1S	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-B-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-B-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-B-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-B-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-E-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-E-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-E-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-E-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸

## ■ 器械戸棚 TD-C/F




### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 棚板:4枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ
TD-C-1G	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-C-1S	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-C-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-C-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-C-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-C-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-F-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-F-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-F-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-F-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸

# 器械戸棚

## ■ 器械戸棚 TD-D/G




### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 棚板:4枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ
TD-D-1G	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-D-1S	W:750xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-D-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-D-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/観音扉
TD-D-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-D-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/観音扉
TD-G-2G	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-G-2S	W:900xD:360xH:1,700mm/引き戸
TD-G-3G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-G-3S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸

## ■ 器械戸棚（両面扉式） TD-L



### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- 棚板:5枚 G/ガラス S/ステンレス

品番	規格・サイズ
TD-L-1G	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-L-1S	W:1,220xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-L-2G	W:1,500xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-L-2S	W:1,500xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-L-3G	W:1,800xD:450xH:1,700mm/引き戸
TD-L-3S	W:1,800xD:450xH:1,700mm/引き戸

## ■ 器械戸棚用鉗子掛け TDK



品番	規格・サイズ
TDK-1	W:750mm用/ 7本掛け
TDK-2	W:900mm用/ 9本掛け
TDK-3	W:1,220mm用/ 12本掛け
TDK-4	W:1,500mm用/ 14本掛け
TDK-5	W:1,800mm用/ 16本掛け

# パスボックス／作業台

## ■ パスボックス PB-A

PB-A-9



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・鍵:片側シリンダー錠付き ・インターロック付き

品番	規格・サイズ
PB-A-1	1箱・W:600xD:600xH:600mm
PB-A-2	2列1段・W:1200xD:600xH:600mm
PB-A-3	3列1段・W:1800xD:600xH:600mm
PB-A-4	1列2段・W:600xD:600xH:1200mm
PB-A-5	2列2段・W:1200xD:600xH:1200mm
PB-A-6	3列2段・W:1800xD:600xH:1200mm
PB-A-7	1列3段・W:600xD:600xH:1700mm
PB-A-8	2列3段・W:1200xD:600xH:1700mm
PB-A-9	3列3段・W:1800xD:600xH:1700mm

## ■ パスキャビネット PB-B



インナーパネル（薬剤トレー収納用レール付き）

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・鍵:片側シリンダー錠付き
- ・インターロック付き

品番	規格・サイズ
PB-B-1	1連式・W:555xD:720xH:1900mm
PB-B-2	2連式・W:1070xD:720xH:1900mm
PB-B-3	3連式・W:1585xD:720xH:1900mm

## ■ 作業台 SD-A



2段 フラット

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm対角ストッパー付き

品番	規格・サイズ
SD-A-1	W:900xD:600xH:800mm
SD-A-2	W:1,200xD:600xH:800mm
SD-A-3	W:1,500xD:750xH:800mm
SD-A-4	W:1,800xD:750xH:800mm

## ■ 作業台 SD-B/C



### 【片面引出】

品番	規格・サイズ
SD-B-1	W:900xD:600xH:800mm 引出数2個
SD-B-2	W:1,200xD:600xH:800mm 引出数3個
SD-B-3	W:1,500xD:750xH:800mm 引出数4個
SD-B-4	W:1,800xD:750xH:800mm 引出数4個

### 【両面引出】

品番	規格・サイズ
SD-C-1	W:1,200xD:900xH:800mm 引出数4個
SD-C-2	W:1,500xD:900xH:800mm 引出数6個
SD-C-3	W:1,800xD:900xH:800mm 引出数8個



# 洗浄用バスケット／回収容器

## ■ 洗浄用バスケット SMS-C




### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304 5mm目メッシュ

品番	規格・サイズ
SMS-C-1	W:405xD:254xH:50mm
SMS-C-2	W:405xD:254xH:70mm
SMS-C-3	W:485xD:254xH:50mm
SMS-C-4	W:485xD:254xH:70mm
SMS-C-5	W:254xD:254xH:50mm
SMS-C-6	W:254xD:254xH:70mm

## ■ 洗浄用バスケット SKB-A



### シリコン剣山付洗浄用バスケット

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製SUS-304 蓋、底5mmメッシュ 側面1mmメッシュ
- 蓋、底 シリコン剣山付き

品番	規格・サイズ
SKB-A-1	W:240xD:250xH:46mm
SKB-A-2	W:482xD:250xH:46mm

## ■ 回収容器 SKY-A



### ステンレス製回収容器

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製SUS-304
- 蓋裏シリコンパッキン付き


品番	規格・サイズ
SKY-A-1	W:437xD:290xH:70mm
SKY-A-2	W:437xD:290xH:130mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-AW



ND-AW2000-1HS  
NDM-5-3水切板付き



キャビネット型2槽式 流し台  
エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- シンク槽: 2槽式D:500×H:250mm

### 【付属品】

- 水栓金具: 混合水栓×2  
(ハンドシャワータイプ、センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)
- エアガン
- ウォーターガン
- コンプレッサー

### 【必要設備】

- 給水: 15Aバルブ止め×2
- 給湯: 15Aバルブ止め×2
- 排水: 40A開放止め×2
- 電源: AC100Vアース付コンセント  
(コンプレッサー用/センサー水栓金具用)

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外 寸	A	B	C	D	E
ND-AW18-1	W:1800xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	500mm
ND-AW18-2	W:1800xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	200mm
ND-AW18-3	W:1800xD:700xH:850+200mm	50mm	825mm	50mm	825mm	50mm

### 【ワイド2000mm タイプ】

品 番	外 寸	A	B	C	D	E
ND-AW20-1	W:2000xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	700mm
ND-AW20-2	W:2000xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	400mm
ND-AW20-3	W:2000xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	200mm	1100mm	50mm
ND-AW20-4	W:2000xD:700xH:850+200mm	50mm	925mm	50mm	925mm	50mm

### 【ワイド2400mm タイプ】

品 番	外 寸	A	B	C	D	E
ND-AW24-1	W:2400xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	800mm	900mm	50mm
ND-AW24-2	W:2400xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	600mm	1100mm	50mm

### 【水切パンチング板】


品 番	サイズ
NDM-5-3	W:300xD:530xH:20mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-PAW



ND-PAW2000-1HS  
NDM-500-300水切板付き



キャビネット型2槽式 流し台  
エアガン・ウォーターガンを備えた2槽式 システム流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応  
使い方色々 メッシュパネル付  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- シンク槽: 2槽式D:500×H:250mm

### 【付属品】

- 水栓金具: 混合水栓×2  
(ハンドシャワータイプ、センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)
- エアガン
- ウォーターガン
- コンプレッサー
- オートドレン
- メッシュパネル  
W1800タイプ: 600×300mm～2枚付き  
W2000タイプ: 700×300mm～2枚付き  
W2400タイプ: 900×300mm～2枚付き

### 【必要設備】

- 給水: 15Aバルブ止め×2
- 給湯: 15Aバルブ止め×2
- 排水: 40A開放止め×2
- 電源: AC100Vアース付コンセント  
(コンプレッサー用/センサー水栓金具用)

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-PAW18-1	W:1800xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	50mm	600mm	500mm
ND-PAW18-2	W:1800xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	50mm	900mm	200mm
ND-PAW18-3	W:1800xD:700xH:850+500mm	50mm	825mm	50mm	825mm	50mm

### 【ワイド2000mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-PAW20-1	W:2000xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	50mm	600mm	700mm
ND-PAW20-2	W:2000xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	50mm	900mm	400mm
ND-PAW20-3	W:2000xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	200mm	1100mm	50mm
ND-PAW20-4	W:2000xD:700xH:850+500mm	50mm	925mm	50mm	925mm	50mm

### 【ワイド2400mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-PAW24-1	W:2400xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	800mm	900mm	50mm
ND-PAW24-2	W:2400xD:700xH:850+500mm	50mm	600mm	600mm	1100mm	50mm

### 【水切パンチング板】


品 番	サイズ
NDM-5-3	W:300xD:530xH:20mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-B



ND-B2000-1HS  
NDM-4-3水切板付き



キャビネット型2槽式 流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- シンク槽: 2槽式D:400×H:250mm

### 【付属品】

- 水栓金具: 混合水栓×2  
(ハンドシャワータイプ、センサー式ハンドシャワータイプお選びできます)

### 【必要設備】

- 給水: 15Aバルブ止め×2
- 給湯: 15Aバルブ止め×2
- 排水: 40A開放止め×2
- 電源: AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

### 【ワイド1200mm /1500mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-B12-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	525mm	50mm	525mm	50mm
ND-B15-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	200mm
ND-B15-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	675mm	50mm	675mm	50mm

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-B18-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	500mm
ND-B18-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	200mm
ND-B18-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	825mm	50mm	825mm	50mm

### 【ワイド2000mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-B20-1	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	700mm
ND-B20-2	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	400mm
ND-B20-3	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	200mm	1100mm	50mm
ND-B20-4	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	925mm	50mm	925mm	50mm

### 【ワイド2400mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-B24-1	W:2400xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	800mm	900mm	50mm
ND-B24-2	W:2400xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	600mm	1100mm	50mm

### 【水切パンチング板】

品 番	サイズ
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm




# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-C



ND-C1200-1N



キャビネット型1槽式 流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽にも対応  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- シンク槽: 1槽式D:400×H:250mm

### 【付属品】

- 水栓金具: 混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式、センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

### 【必要設備】

- 給水: 15Aバルブ止め
- 給湯: 15Aバルブ止め
- 排水: 40A開放止め
- 電源: AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

### 【ワイド900mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-C9-1	W:900xD:600xH:850+200mm	50mm	550mm	300mm
ND-C9-2	W:900xD:600xH:850+200mm	50mm	800mm	50mm

### 【ワイド1200mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-C12-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	550mm
ND-C12-2	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	400mm
ND-C12-3	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	250mm
ND-C12-4	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	1100mm	50mm

### 【ワイド1500mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-C15-1	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	850mm
ND-C15-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	700mm
ND-C15-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	550mm
ND-C15-4	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	1400mm	50mm

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-C18-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	1150mm
ND-C18-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	1000mm
ND-C18-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	850mm
ND-C18-4	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	1500mm	250mm

### 【水切パンチング板】


品 番	サイズ
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-D



ND-D900-1N



オープン型1槽式 流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- シンク槽: 1槽式

### 【付属品】

- 水栓金具: 混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式、センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

### 【必要設備】

- 給水: 15Aバルブ止め
- 給湯: 15Aバルブ止め
- 排水: 40A開放止め
- 電源: AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

### 【ワイド900mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-D9-1	W:900xD:600xH:850+200mm	50mm	550mm	300mm
ND-D9-2	W:900xD:600xH:850+200mm	50mm	800mm	50mm

### 【ワイド1200mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-D12-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	550mm
ND-D12-2	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	400mm
ND-D12-3	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	250mm
ND-D12-4	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	1100mm	50mm

### 【ワイド1500mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-D15-1	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	850mm
ND-D15-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	700mm
ND-D15-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	550mm
ND-D15-4	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	1400mm	50mm

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-D18-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	1150mm
ND-D18-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	750mm	1000mm
ND-D18-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	900mm	850mm
ND-D18-4	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	1500mm	250mm

### 【水切パンチング板】


品 番	サイズ
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-E



棚板はスノコタイプ、フラット板タイプ可能



オープン型2槽式 流し台  
内視鏡洗浄に便利な大型シンク槽も対応  
洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シンク槽:2槽式

### 【付属品】

- ・水栓金具:混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式、センサー式ハンドシャワー式お選びできます)

### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

### 【ワイド1200mm /1500mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-E12-1	W:1200xD:600xH:850+200mm	50mm	525mm	50mm	525mm	50mm
ND-E15-2	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	200mm
ND-E15-3	W:1500xD:600xH:850+200mm	50mm	675mm	50mm	675mm	50mm

### 【ワイド1800mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-E18-1	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	500mm
ND-E18-2	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	200mm
ND-E18-3	W:1800xD:600xH:850+200mm	50mm	825mm	50mm	825mm	50mm

### 【ワイド2000mm タイプ】

品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-E20-1	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	600mm	700mm
ND-E20-2	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	50mm	900mm	400mm
ND-E20-3	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	600mm	200mm	1100mm	50mm
ND-E20-4	W:2000xD:600xH:850+200mm	50mm	925mm	50mm	925mm	50mm

### 【ワイド2400mm タイプ】


品 番	外寸	A	B	C	D	E
ND-E24-1	W:2400xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	800mm	900mm	50mm
ND-E24-2	W:2400xD:700xH:850+200mm	50mm	600mm	600mm	1100mm	50mm

### 【水切パンチング板】

品 番	サイズ
NDM-4-3	W:300xD:430xH:20mm

# システム流し台

## ■ システム流し台 ND-F



洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・シンク槽:1槽式 / D:400×H:250mm

### 【付属品】


- ・水栓金具:混合水栓金具  
(スタンダード、ハンドシャワー式、センサー式ハンドシャワー式お選びできます)
- ・エアガン
- ・ウォーターガン
- ・コンプレッサー
- ・オートドレン

### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

品番	外寸	A	B	C
ND-F23-1	W:2,300xD:700xH:850 +500mm	50mm	1200mm	1650mm

## ■ システム流し台 ND-G1500



下部木製キャビネット

部屋のイメージに合わせ表面カラーもお選びいただけます

### 【仕様】

- ・材質:天板部ステンレス製 SUS-304
- ・下部キャビネット:木製メラミン化粧板
- ・シンク槽:1槽式 / 2槽式 D:430×H:250mm

### 【付属品】

- ・水栓金具:混合水栓金具  
(ハンドシャワーフットスイッチ式)

### 【必要設備】

- ・給水:15Aバルブ止め
- ・給湯:15Aバルブ止め
- ・排水:40A開放止め
- ・電源:AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合のみ)

[ワイド1200mm /1500mm タイプ]

品番	外寸	A	B	C	D	E
ND-G1500-1	W:1500xD:600x H:900+150mm	50 mm	900 mm	50 mm	450 mm	50 mm



# 恒温槽／ダウンウォールキャビネット

## ■ 恒温槽 ND-G-1



1槽式恒温槽設置型流し台・設置イメージ

洗浄室、内視鏡室など

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304

### 【付属品】

- 恒温器
- 排水ホース

品 番	外 寸	A	B	C
ND-G-1	W:910xD:410xH:325mm 内寸W:850xD:350xH:185mm	30mm	850mm	30mm

## ■ ダウンウォールキャビネット NKK-D



### 【仕様】

- 材質: 本体木製メラミン化粧板仕上げ
- 内部ダウンウォール内蔵

品 番	外 寸
NKK-D-1	W:750xD:370xH:700mm

# 回診車

## ■ 回診車 KS-A



### 2段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KS-A-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-A-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-A-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 KS-B



### 3段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
  - ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ※天板上の部品は付属されてません。

品 番	規格・サイズ
KS-B-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-B-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-B-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 KS-C



### 3段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KS-C-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-C-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-C-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 KS-D



### 2段・折上

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KS-D-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-D-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-D-3	W:900xD:600xH:800mm

# 回診車

## ■ 回診車 KS-G



### 3段・折上

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KS-G-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-G-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-G-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 KS-J



### 3段・折上

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
KS-J-1	W:600xD:450xH:800mm
KS-J-2	W:750xD:450xH:800mm
KS-J-3	W:900xD:600xH:800mm
KS-J-4	W:800xD:400xH:800mm

## ■ 回診車 HK-A



### 2段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:2個

品 番	規格・サイズ
HK-A-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-A-2	W:750xD:450xH:800mm
HK-A-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 HK-B



### 3段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出し:2個

品 番	規格・サイズ
HK-B-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-B-2	W:750xD:450xH:800mm
HK-B-3	W:900xD:600xH:800mm

# 回診車

## ■ 回診車 HK-C



### 3段・4方折上

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出し:2個

品 番	規格・サイズ
HK-C-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-C-2	W:750xD:450xH:800mm
HK-C-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 回診車 HK-F



### 3段・天板4方手摺・中下段4方折上

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出し:大2個・小2個

品 番	規格・サイズ
HK-F-1	W:750xD:450xH:800mm

## ■ 回診車 HK-K



### 2段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
HK-K-1	W:600xD:450xH:800mm 引出し2個
HK-K-2	W:750xD:450xH:800mm 引出し3個

## ■ 回診車 HK-L



### 3段・4方手摺

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
HK-L-1	W:600xD:450xH:800mm 引出し2個
HK-L-2	W:750xD:450xH:800mm 引出し3個



# 回診車

## ■ 回診車 HK-M



3段・天板4方手摺・中下段4方折上

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出し:2個
- ・補助テーブル:375×375mm

品 番	規格・サイズ
HK-M-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-M-2	W:750xD:450xH:800mm

## ■ 回診車 HK-O



2段・天板4方手摺・下段3方手摺

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出し:4個

品 番	規格・サイズ
HK-O-1	W:600xD:450xH:800mm
HK-O-2	W:750xD:450xH:800mm

## ■ 折り畳み式回診車 OKS-B



2段・折上

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
OKS-B-1	W:600xD:420xH:800mm
OKS-B-2	W:750xD:420xH:800mm

## ■ 折り畳み式回診車 OKS-C



3段・折上

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ75mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
OKS-C-1	W:600xD:420xH:800mm
OKS-C-2	W:750xD:420xH:800mm

# 回診車／包帯交換車

## ■ 回診車（物品庫） BP-C



3段・天板折上・中段3方折上・下段フラット

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き

品 番	規格・サイズ
BP-C-1	W:600xD:450xH:800mm
BP-C-2	W:750xD:450xH:800mm
BP-C-3	W:900xD:600xH:800mm

## ■ 包帯交換車 HO-D



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:4個
- ・補助テーブル:375×375mm
- ・汚物缶:φ180mm 1個

品 番	規格・サイズ
HO-D-1	W:750xD:450xH:850mm

## ■ 包帯交換車 HO-E



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:3個
- ・カルテラック:1個
- ・右下引出し式テーブル(フラット)

品 番	規格・サイズ
HO-E-1	W:750xD:450xH:850mm

## ■ 包帯交換車 HO-G



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:大1個・小2個
- ・補助テーブル:375×375mm
- ・汚物缶:φ180mm 1個

品 番	規格・サイズ
HO-G-1	W:750xD:450xH:850mm

# 包帯交換車／リングル車

## ■ 包帯交換車 HO-J



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:ステンレス2個・樹脂3個
- ・補助テーブル:375×375mm
- ・汚物缶:φ180mm 1個

品 番	規格・サイズ
HO-J-1	W:750xD:450xH:850mm

## ■ 包帯交換車 HO-K



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:7個
- ・補助テーブル:375×375mm
- ・汚物缶:φ180mm 1個

品 番	規格・サイズ
HO-K-1	W:750xD:450xH:850mm

## ■ 包帯交換車 HO-M



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・引出:2個
- ・補助テーブル:375×375mm
- ・汚物缶:φ180mm 1個

品 番	規格・サイズ
HO-M-1	W:750xD:450xH:850mm

## ■ リングル車 SHO-A



### 2段・折上

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・ボトルハンガー:16個

品 番	規格・サイズ
SHO-A-1	W:940xD:600xH:800(天板)/1,600mm

# 点滴処置台／カルテ・X線フィルムカート 他

## ■ 点滴処置台 SHO-C




2段・上段4方立上り下段4方手摺

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm 対角ストッパー付き
- ・点滴架:SHO-C-1～20個  
SHO-C-2～28個

品 番	規格・サイズ
SHO-C-1	W:900xD:600xH:800/1600mm 引出し4個
SHO-C-2	W:1,200xD:600xH:800/1600mm 引出し6個

## ■ カルテ・X線フィルムカート KA-D/DA



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm


### 〔補助テーブルなし〕

品 番	規格・サイズ
KA-D-1	W:670xD:450xH:970mm
KA-D-2	W:980xD:450xH:970mm

### 〔補助テーブル付き〕

品 番	規格・サイズ
KA-DA-1	W:670xD:450xH:970mm
KA-DA-2	W:980xD:450xH:970mm

## ■ カルテワゴン KA-E/ET



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター:φ100mm

### 〔補助テーブルなし〕

品 番	規格・サイズ
KA-E-1	W:670xD:320xH:1,100mm
KA-E-2	W:900xD:320xH:1,100mm

### 〔補助テーブル付き〕

品 番	規格・サイズ
KA-ET-1	W:670xD:320xH:1,100mm
KA-ET-2	W:900xD:320xH:1,100mm

## ■ ボンベカート KBC-5



KBC-5-1



KBC-5-2

### 【仕様】

- ・材質:スチール製焼付塗装
- ・キャスター:φ115mm

品番	仕様	規格・サイズ
KBC-5-1	ボンベカート500L 1本用	W:320xD:315xH:870mm
KBC-5-2	ボンベカート500L 2本用	W:320xD:315xH:870mm



# ボンベカート／ボンベ架

## ■ ボンベカート KBC-15



ボンベカート1500L 1本用

### 【仕様】

- ・材質:スチール製焼付塗装
- ・キャスター:φ165mm

品番	規格・サイズ
KBC-15-1	W:370xD:320xH:1060mm

## ■ ベッド用ボンベカート KBU-15



ベッド用ボンベカート500L

### 【仕様】

- ・材質:スチール製焼付塗装
- ・キャスター:φ75mm

品番	規格・サイズ
KBU-15-1	W:235xD:230xH:825mm

## ■ ベッド用ボンベ架 KBU-03



ベッド用ボンベ架300L FRP 1本用

### 【仕様】

- ・材質:スチール製焼付塗装

品番	規格・サイズ
KBU-03-B2	W:180xD:218xH:310mm

## ■ ベッド用ボンベ架 KBU-05



KBU-05-B



KBU-05-B2

ベッド用ボンベ架500L 1本用


### 【仕様】

- ・材質:スチール製焼付塗装

品番	規格・サイズ
KBU-05-B	W:φ108xH:400mm
KBU-05-B2	W:180xD:200xH:460mm

# ガートルスタンド

## ■ ガートルスタンド GD-A



### 【仕様】

- 材質: ステンレス脚4脚
- キャスター:  $\phi$  50mm
- 支柱径:  $\phi$  25mm 伸縮パイプ  $\phi$  16mm
- フック: 2個掛け

品 番	規格・サイズ
GD-A-1	W:390xD:390xH:1,230~2,050mm
GD-A-2	W:490xD:490xH:1,230~2,050mm

## ■ ガートルスタンド GD-H



### 【仕様】

- 材質: PP製脚5脚バンパー付き
- キャスター:  $\phi$  50mm
- 支柱径:  $\phi$  25mm 伸縮パイプ  $\phi$  16mm
- フック: 2個掛け

品 番	規格・サイズ
GD-H-1	W:480xD:480xH:1,150~2,120mm

## ■ ガートルスタンド GD-J



### 【仕様】

- 材質: アルミ製脚5脚
- キャスター:  $\phi$  50mm
- 支柱径:  $\phi$  25mm 伸縮パイプ  $\phi$  16mm
- フック: 2個掛け

品 番	規格・サイズ
GD-J-1	W:505xD:505xH:1,230~2,050mm

## ■ ガートルスタンド GD-K



### 上下6本掛けガートルスタンド

### 【仕様】

- 材質: ベース・アルミ 上部・ステンレス
- キャスター:  $\phi$  75mm 2個ストップパー付
- フック: 6本掛け×2段

品 番	規格・サイズ
GD-K-1	W:530xD:530xH:1,700~2,600mm

# ガートルスタンド

## ■ ガートルスタンド GD-L



### ハンドル昇降式ガートルスタンド

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス
- ・キャスター:  $\phi$  75mm
- ・フック:4個掛け
- ・ハンドルにより昇降できます。

品 番	規格・サイズ
GD-L-1	W:500xD:500xH:1,650~2,200mm

## ■ ガートルスタンド GD-M



高さ1450~2550、ベースに錘付  
柱も太く32 $\phi$ 耐荷重30kg  
泌尿器科等

#### 【仕様】

- ・材質:アルミ製脚5脚
- ・キャスター:  $\phi$  75mm 2個ストッパー
- ・支柱径:  $\phi$  32mm 伸縮パイプ  $\phi$  25mm
- ・フック:4個掛け

品 番	規格・サイズ
GD-M-1	W:505xD:505xH:1,450~2,550mm

## ■ ガートルスタンド GD-Y



### 油圧昇降式ガートルスタンド


#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス
- ・キャスター:  $\phi$  75mm
- ・フック:4個掛け
- ・フットペダルを踏むごとに上昇します。

品 番	規格・サイズ
GD-Y-1	W:500xD:500xH:1,600~2,000mm


# ガートルスタンド

## ■ 2個用ハンガー GDP-B




※中パイプは付属しません

## ■ 2個用ハンガー うずまき型 GDP-C



※中パイプは付属しません

## ■ 4個用ハンガー うずまき型 GDP-D



※中パイプは付属しません

## ■ ガートル台用フック GDP-H/L



GDP-H



GDP-L

## ■ ガートル台用グリップ GDP-I



## ■ ガートル台用トレイ GDP-J



## ■ ガートル台用ボンベ架 GDP-K



品番	品名	規格・サイズ
GDP-B	2個用ハンガー	
GDP-C	2個用ハンガー うずまき型	
GDP-D	4個用ハンガー うずまき型	
GDP-H	ガートル台用フック	取付可能パイプ25~32φ
GDP-L	ガートル台用フック	取付可能パイプ25~32φ
GDP-I	ガートル台用グリップ	取付可能パイプ25φ
GDP-J	ガートル台用トレイ	取付可能パイプ25~32φ トレイ220x150x15mm
GDP-K	ガートル台用ボンベ架	取付可能パイプ 25~32φ 110φxH:400mm



# ポンプスタンド

## ■ ポンプスタンド PS-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 75mm
- ・支柱径: φ 38mm 伸縮パイプ φ 25mm
- ・フック:6個×前後 2 列

品 番	規格・サイズ
PS-A-1	W:660xD:500xH:1,700~2,300mm

## ■ ポンプスタンド PS-B



### 2連式

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 75mm
- ・支柱径: φ 38mm 両サイド φ 32mm 伸縮パイプ φ 25mm
- ・フック:6個×前後 2 列

品 番	規格・サイズ
PS-B-1	W:660xD:500xH:1,700~2,300mm

## ■ ポンプスタンド PS-C



使用例

### 2連式

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 100mm
- ・支柱径: φ 25mm
- ・フック:4個×2

品 番	規格・サイズ
PS-C-1	W:500xD:450xH:1,900mm

## ■ ポンプスタンド PS-E



### 2連式・重ねて収納可能

#### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ 75mm
- ・支柱径: φ 25mm


品 番	規格・サイズ
PS-E-1	W:615xD:410xH:1,900mm

# 薬物療法室サイドワゴン

## 薬物療法室サイドワゴン「オトナリクン」



天板、中段はメラミン化粧板10mm縁付で小物が滑り落ちません。触りもよくカラーも選べます。



天板は小型薬剤トレーにぴったりの広さで、輸液開始や更新時にはスタッフの器材や物品を置けます。



押手は使い易く安全なアーチ形状です。印字も入れられ書体も選べます(別途料金)。



中段はチェアに座った患者さんのオトナリのテーブルとして自由にスマホやペットボトルなどが置けます。



下段は手摺付ステンレス板で置いた荷物が落ちにくくなっております。



下段は患者さんのバッグやコートなどを置くのに大変便利です。



チェアに座った患者さんのオトナリで活躍する小型設計サイドワゴンです。



ベッドサイドでも使い易く、スタッフが処置を行う際にも邪魔にならないサイズです。

## ■ 薬物療法室サイドワゴン「オトナリクン」 WAJ



東京歯科大学市川総合病院 薬物療法室にて使用しております。

薬物療法室等で小回りが利き使いやすく、荷物も置ける電動チェア・ベッド用サイドワゴンです。

薬物療法室／化学療法室／透析室／回復室／皮膚の処置室／産婦人科 等

### 【仕様】

- ・ 棚:三段  
天板 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)  
中段 メラミン化粧板(10mmステンレス縁)  
下段 ステンレス三方手摺付
- ・ 押手:アーチ型
- ・ キャスター:φ50 対角ストッパー付
- ・ 重量:6.85kg

### オールステンレス仕様

- ・ 棚:三段  
天板 ステンレス(20mm折上)  
中段 ステンレス(20mm折上)  
下段 ステンレス三方手摺付
- ・ 押手:アーチ型
- ・ キャスター:φ50 対角ストッパー付

品 番	規格・サイズ
WAJ-TDCIGH	W:457×D:290×H:850mm(外寸940)
WAJ-TDCIGH-S	寸法:W:457×D:290×H:850mm(外寸940)

# 廃棄物パールラック

## ■ 廃棄物パールラック HSR-A-1



ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。  
ご使用パール、ダンボールに合わせて製作致します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格
HSR-A-1	W:350xD:430xH:550/ コンテナー20L用

## ■ 廃棄物パールラック HSR-A-2



ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。  
ご使用パール、ダンボールに合わせて製作致します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格
HSR-A-2	W:480xD:520xH:550/ コンテナー40L用

## ■ 廃棄物パールラック HSR-A-3



ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。  
ご使用パール、ダンボールに合わせて製作致します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格
HSR-A-3	W:430xD:490xH:740/ コンテナー45L用

## ■ 廃棄物パールラック HSR-A-4



ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。  
ご使用パール、ダンボールに合わせて製作致します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格
HSR-A-4	W:400xD:590xH:600/ ダンボール用

# ランドリーカート／ポリ袋用カート

## ■ ランドリーカート LK-A



### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: φ 75mm

品 番	規格・サイズ
LK-A-1	φ450xH:800mm
LK-A-2	φ600xH:800mm

### 【袋】

品 番	規格・サイズ
LKF-H-1	帆布製φ450mm用
LKF-H-2	帆布製φ600mm用
LKF-T-1	ターポリン製φ450mm用
LKF-T-2	ターポリン製φ600mm用

## ■ ランドリーカート LK-C



### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: φ 100mm

品 番	規格・サイズ
LK-C-1	W:600xD:450xH:800mm
LK-C-2	W:900xD:600xH:800mm

### 【袋】

品 番	規格・サイズ
LKF-CH-1	帆布製600x450mm用
LKF-CH-2	帆布製900x600mm用
LKF-CT-1	ターポリン製600x450mm用
LKF-CT-2	ターポリン製900x600mm用

## ■ ランドリーカート LK-G



### 蓋付きランドリーカート

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: φ 100mm
- 袋付: ターポリン製

品 番	規格・サイズ
LK-G-1	W:600xD:450xH:800mm
LK-G-2	W:900xD:600xH:800mm

## ■ ポリ袋用カート RAN-D



ポリ袋を掛けて使用します。  
ダンパー付きのフットペダルによりゆっくりと蓋が閉まります。

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- キャスター: 75 φ

品 番	外寸・規格
RAN-D-1	W:500xD:330xH:960mm



# サプライカート／収納棚

## ■ サプライカート SP-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・キャスター: φ75mm
- ・付属カゴ:W:500xD:420xH:200

品 番	外寸・規格
SP-A-1	W:600xD:420xH:840mm

## ■ 収納棚 OST-A



3方囲い・蹴込式(底板がないタイプ)

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸	棚板数
OST-A-1	W:600xD:600xH:1800mm	4枚
OST-A-2	W:750xD:600xH:1800mm	4枚
OST-A-3	W:900xD:600xH:1800mm	4枚
OST-A-4	W:1200xD:600xH:1800mm	4枚

## ■ 収納棚 OST-C



ポータブルトイレ収納  
OST-C-1

3方囲い・蹴込式(底板がないタイプ)  
ポータブルトイレ収納付

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸	棚板数
OST-C-1	W:650xD:600xH:1800mm	2枚

## ■ 収納棚 OST-D



OST-D-3

壁固定用

### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・棚板:1枚付き

品 番	外寸
OST-D-1	W:900xD:400xH:400mm
OST-D-2	W:1200xD:400xH:400mm
OST-D-3	W:900xD:400xH:600mm
OST-D-4	W:1200xD:400xH:600mm

# 便尿器ラック

## ■ 便尿器ラック BNK-A



### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格	収納数
BNK-A-1	W:900xD:370xH:1350mm	便器6個 尿器6個
BNK-A-2	W:1160xD:370xH:1350mm	便器8個 尿器8個

## ■ 便尿器ラック BNK-B



### 便尿器ラック縦型

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格	収納数
BNK-B-1	W:450xD:380+170xH:1800mm	便器6個 尿器6個

## ■ 便尿器ラック BNK-C



### 便尿器ラック作業台

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304

品 番	外寸・規格	収納数
BNK-C-1	W:600xD:600xH:1800mm	便器5個 尿器10個

## ■ 便尿器ラック 壁取付用 BNK-F



BNK-F-1



BNK-F-2

品 番	外寸・規格	収納数
BNK-F-1	W:720xD:400xH:630mm	便器6個 尿器6個
BNK-F-2	W:720xD:400xH:800mm	便器6個 尿器12個

# ダストボックス・流し台

## ■ ダストボックス OST-G



OST-G-3

OST-G-2

脚踏み式で上部蓋が開閉します。  
ダンパーによりゆっくり閉じます。  
内部にポリ容器やダンボールを設置して使用します。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	仕様・外寸	設置可能容量・収納数
OST-G-2	2個用 W:900xD:600xH:850mm	380x470xH:520x2個
OST-G-3	3個用 W:1350xD:600xH:850mm	380x470xH:520x3個

## ■ ダストボックス OST-H



OST-H-3

上部棚付き  
脚踏み式で上部蓋が開閉します。  
ダンパーによりゆっくり閉じます。

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

品 番	仕様・外寸	容量・収納数
OST-H-2	2個 W:900xD:600xH:850+950mm	380x470xH:520x2個
OST-H-3	3個 W:1350xD:600xH:850+950mm	380x470xH:520x3個


## ■ 流し台 ND-KA~C



ND-KA600-1HS



ND-KC900-1SS



### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304
- シンク槽:1槽式D:400×H:250mm

### 【必要設備】

- 給水:15Aバルブ止め／給湯:15Aバルブ止め
- 排水:40A開放止め
- 電源:AC100Vアース付コンセント  
(センサー水栓金具の場合・蛍光灯付の場合)

### 【扉付収納棚付きタイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-KA6-1	W:600xD:600xH:1800mm	50mm	500mm	50mm
ND-KA9-1	W:900xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	250mm
ND-KA12-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	550mm
ND-KA15-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	850mm


### 【オープン1段 棚付き タイプ H:350xD:300】

品 番	外寸	A	B	C
ND-KB6-1	W:600xD:600xH:1800mm	50mm	400mm	50mm
ND-KB9-1	W:900xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	250mm
ND-KB12-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	550mm
ND-KB15-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	850mm

### 【2段 収納付(扉付収納棚・3方囲い棚)タイプ】

品 番	外寸	A	B	C
ND-KC9-1	W:900xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	250mm
ND-KC12-1	W:1200xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	550mm
ND-KC15-1	W:1500xD:600xH:1800mm	50mm	600mm	850mm

## ■ 汚物流し ND-P



ND-P-1-N

洗浄方法:レバー式・フットペダル式・センサー式

### 【仕様】

- 材質:ステンレス製 SUS-304

### 【付属品】

- 水栓金具:単水栓金具

### 【必要設備】

- 給水:15Aバルブ止め
- 排水:65A開放止め
- 電源:AC100Vコンセント  
(センサー式の場合)

品 番	外 寸	洗浄方式
ND-P-1	W:500xD:600xH:1750mm	レバー式
ND-P-2	W:500xD:600xH:1750mm	フットペダル式
ND-P-3	W:500xD:600xH:1750mm	センサー式



# 解剖台／屍体用ストレッチャー／ホルマリン槽 他

## ■ 解剖台 KBD-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・付属品:ポリ容器1個

品 番	規格・サイズ
KBD-A	W:600xD:1,820xH:750mm

## ■ 屍体用ストレッチャー KSS-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・担架:取り外し式
- ・キャスター:Φ200mm

品 番	規格・サイズ
KSS-A-1	W:1,960xD:550xH:785mm

## ■ ホルマリン槽 KSH-A



### 【仕様】

- ・材質:ステンレス製 SUS-304
- ・水槽:W:500×D:500×H:500mm  
パッキン蓋付き
- ・排水:20Aタケノコノズル
- ・水位ゲージ付き

品 番	規格・サイズ
KSH-A-1	W:500xD:500xH:1,120mm

## ■ 屍体貯蔵庫 ICH-1



### 【仕様】

- ・材質:内外装共ステンレス製 SUS-304
- ・庫内灯:60W開けると点灯します。
- ・断熱材:発泡ウレタン
- ・冷凍ユニット:空冷200V 750W

品 番	規格・サイズ
ICH-1	W:850xD:2,200xH:1,930mm 2体用

# 屍体貯蔵庫

## ■ 屍体貯蔵庫 ICH-2



### 【特長】


- 屍体をストレッチャーに乗せたまま入ります
- ストレッチャーは別売です。
- 画像は2体用ですが、現在2体用は製造しておりません。

### 【仕様】

- 材質: ステンレス製 SUS-304
- 担架: 取り外し式
- キャスター:  $\Phi 200\text{mm}$

品 番	規格・サイズ
ICH-2	W:900xD:2,200xH:1,750mm 1体用





## センシンメディカル株式会社 SENSHIN

### ■ 本社/メディカル事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階  
TEL : 03-5802-0560 FAX : 03-5802-0562

### ■ 衛生関連商品事業部/草加工場

〒340-0002 埼玉県草加市青柳7-24-12  
TEL : 048-931-0511 FAX : 048-935-9274

### ■ 仙台連絡事務所

〒984-0071 宮城県仙台市若林区東9番丁5 レンボーマンション100号室  
TEL/FAX : 022-398-5195

### ■ 名古屋連絡事務所

〒460-0064 愛知県名古屋市中区名西2-33-10 名西二丁目ビル8階  
TEL/FAX : 052-521-2270

### ■ 大阪連絡事務所

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2 2階  
TEL : 06-6191-2411 FAX : 06-6191-2412

### ■ 鹿児島連絡事務所

〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24-2 第12川北ビルBOIS鹿児島1階  
TEL : 099-256-8039 FAX : 099-256-4789



【ホームページ】