

# obi

食事介助ロボット

好きなものを自分のペースで



INDEPENDENT EATING

食事の楽しみをいつまでも

# User's Voice



”Obi を使ってランチルームで友達と一緒に みんなが食べている  
ものと同じものを 自分のペースで食べています“

-Mathieu, Tenley の父より

“初めて Obi を使った時涙が出るほど感動しました。  
妻が横ではなく向かい合って座り自ら食事を摂る事ができ  
同時に妻も食事を楽しむ事ができるからです。”

- David



“食事というものは  
決して日々の課題とか  
乗り越える試練など  
ではありません。”

-John



“Obi は  
僕の大切な親友！”

- Will



“私は Obi により自分で食事をする事ができます。  
看護助手さんは何人もの人に同時に  
食事介助をする必要がありました。  
その順番を待つ必要もなくなりました。  
看護助手さんが最初にセットアップするだけで、  
私は自分のペースで食事ができ、  
看護助手さんの負担も軽減されます。”

- Robert at (Atrium Health)



# 「もう当たり前を諦めない」

向かい合って食事を食べる。  
自分のペースで食事を口に運ぶ。  
好きな順番で食べる。

食事介助を受ける必要のある  
何百万人もの方々に寄り添いたい  
そんな気持ちから生まれた製品です



Obi を安全かつ正常に操作する能力  
補助なしで咀嚼、嚥下する能力を持っている必要があります。

# 使い方は簡単 3 step



1. 設定



2. 食べる



3. 片付け

## 食べ物をしっかりすくう！

分量やスプーンの角度の設定、スプーンの拭き取り、残った食べ物を集めることができます



## ベストポジション設定

スプーンの位置は数秒でセッティング可能



## 簡単なスイッチ操作

使用者の身体状況に合わせて  
スイッチのカスタマイズが可能



## 簡単なお手入れ

セッティングは簡便で食器類は食洗機 OK



## 軽量&ポータブル

重さは約 3.5 kg、バッテリーを搭載



# MEET OBI

—— 最先端かつシンプルで効率よく ——

- ✓ 食事の時間を **楽しく** リラックスしたものに
- ✓ **大切な人と一緒に** 食事をする
- ✓ 介護者の **負担を軽減**

## 食べたい物を 自分のペースでコントロール

プレートの4つの区画より食べたいものを選択し  
好きなタイミングで口元まで運ぶことができます

## obi の由来…

**Obeisance (オベイセンス)**

= 敬意や尊敬を示すための 行動や姿勢を意味します

製品説明動画



obi は電源立ち上げ時にユーザー様へ礼儀正しくお辞儀をいたします

# 今日なに食べようかな？

What did you eat today?

盛り付け例



## 製品仕様

■希望小売価格	¥1,950,000(税別)
■寸法	30.5 cm x 40.2 cm x 45 cm
■重量	3.49 kg
■プレート容量 (最大充填線まで)	118ml (1区画当たり)
■最大モーター速度	20RPM
■最大出力	68W
■バッテリー	リチウムイオン (49Wh/3.2Ah)
■バッテリー持続時間	2~5時間
■スイッチコネクタ	3.5 mmモノラル

## 標準付属品

- ① 押しボタンスイッチ..... 2個
- ② スプーン4種..... 各1本
- ③ プレート..... 1個
- ④ プレースマット..... 1個
- ⑤ 充電器..... 1本

## 製品取扱

	スプーン	プレート	プレースマット
 食洗機	○	○	○
 電子レンジ	×	○ *600w以下	×



製造元

**DESIGN** LLC 国名:アメリカ

販売元

**MERA** 泉工医科工業株式会社

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部  
TEL 03-4283-1005

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

販売代理店

**SENSHIN** センシンメディカル株式会社

東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階  
TEL: 03-5802-0560 FAX: 03-5802-0562

●2025/9月/1000 ●不許複製 ●A-138 ●GR-4

